




Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel : 01 30 05 34 00

Fax : 01 30 05 34 52

www.medline.com/fr



Fiche Technique

Couvre table

Référence(s)

1900CEB, 2100CEB, 8186CEB, 8368CEA, 8371CEB, 8378CEB, 8380CEB, DYJPETC001, DYJPETC060, DYJPETC065, DYNJPE2309, DYNJPE2312, DYNJPE2314, DYNJPE2317, DYNJPE2320

Description

A carré de transfert SMS contient :

Référence	Largeur « A » (cm)	Longueur « B » (cm)	Épaisseur PE (µm)	Renfort	Conditionnement
1900CEB	140	190	75	Renfort SPP 74x190cm	22
2100CEB	140	120	75	Renfort SPP 66x120cm	26
8186CEB	160	240	90	Renfort SPP 74x240cm	14
8368CEA	140	120	50	Renfort SPP 64x120 cm	30
8371CEB	140	190	50	Renfort SPP 74x190cm	22
8378CEB	125	230	50	Renfort SPP 74x230cm	18
8380CEB	203	240	75	Renfort SPP 100x240cm	14
DYJPETC001	110	112	50	Renfort SPP 64x112 cm	20
DYJPETC060	152	190	50	Renfort SPP 74x190 cm	22
DYJPETC065	152	152	50	Renfort SPP 74x152 cm	22
DYNJPE2309	110	190	50	Renfort SPP 64x190 cm	22
DYNJPE2312	196	229	60	Renfort Wetlaid 102x229 cm	22
DYNJPE2314	152	229	90	Renfort Wetlaid 76x229 cm	12
DYNJPE2317	201	279	90	Renfort Polyrayon 102x279 cm	12
DYNJPE2320	152	230	50	Renfort SPP 74x230 cm	22

Matière (s)

Polyéthylène bleu avec renfort :
-Renfort absorbant Polyrayon (polyester + viscose)
-Renfort absorbant SPP (polypropylène)
-Wetlaid (cellulose)

Emballage

Sachet de stérilisation pelable ou à entête

Fabrication

Medline International France SAS - Certifié EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/EEC - Classe du dispositif: I stérile
Conforme à la norme EN 13795



Latex free



0086



STERILE EO



© 2016 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

LTDS_TableCover01_FR02

01.01.INT.12