



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France
www.medline.com/fr



Fiche technique

Kits QuickSuite® Bloc opératoire

Référence(s)

Les Kits QuickSuite® sont utilisés dans les blocs opératoires pour assurer la protection de vos équipements et pour une efficacité accrue de votre programme opératoire.

Description

Références	Protection de table Sahara super absorbante		Drap de transfert		Appui-bras	Champ de tête	Conditionnement (unité/carton)
	102x152cm	102x229cm	102x152cm	152x198cm			
DYND4060SBE	X						20
DYND4090SBE		X					20
DYNDDS4060E			X				50
DYNDDS6078E				X			48
QSACOVER					X		100
DYKQSHPC1CEA						X	300
DYKQSUITEL2CEA		X	X				24
DYKQSUITEL2CEA-SB		X	X				24
DYKQSUITEL3CEA		X	X		X		16
DYKQSUITEL4CEA		X	X		X	X	16
DYKQS01	X		X		x		30

Matière(s) principale(s)

Composants	Matériaux	Capacité d'absorption
Protection de table Sahara super absorbante	Surface externe antidérapante en polyéthylène, polymères très absorbants et surface en polypropylène non-tissé. Grammage : 162 g/m ²	Certifié ISO 9073-6 Capacité : 3154.92 ml/m ² ou 2652.44%
Drap de transfert	100% Polyester Grammage: 80g/m ²	n/a
Appui-bras & Champ de tête	Film 2 plis en film de polyéthylène laminé	n/a

La référence DYKQSUITEL2CEA-SB contient la protection de table Sahara standard.
Tous les autres kits contiennent la protection de table antidérapante.

Fabricant

Medline International France SAS
EN ISO 13485

Réglementation

Dispositif médical de classe I – Non stérile
Conforme avec la Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/EEC



Sans Latex

©2015 Medline Industries Inc. ou une de ses entités.
Tous droits réservés.

TDS_QuickSuite
kits_FR08

01.01.INT.12