




Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel : 01 30 05 34 00

Fax : 01 30 05 34 52

[www.medline.com/fr](http://www.medline.com/fr)



## OPS™ Essential

## Champ de hanche voie antérieure

### Référence(s)

ES29431CE

### Description

Un carré de transfert SMS 112x112 cm contient :

- 1 champ de hanche voie antérieure bilaminé 400x400 cm, avec fenêtre élastique de 13.5x25 cm, renfort absorbant 100x130 cm, avec stockinette de 115 cm intégrée

### Matière(s)

Bilaminé absorbant et imperméable (polypropylène + polyéthylène)  
Renfort absorbant spunlace (viscose + polyester)

### Conditionnement

5 unités par carton

### Emballage

Sachet de stérilisation à entête  
1 sac polyéthylène contient l'ensemble des unités

### Fabricant

Medline International France SAS  
Certifié EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE  
Classe du dispositif : I Stérile  
HP : conforme aux exigences de haute performance de la norme EN13795



Sans latex



0086



STERILE EO



© 2014 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.  
Tous droits réservés

TDS\_OrthopedicPack\_ES29431CE\_FR01

01.01.INT.12