

**Medline International Germany GmbH**

Wilhelm-Sinsteden-Str. 5-7  
47533 Kleve  
Deutschland  
Tel : +49 (0)2821-7510-0  
Fax: +49 (0)2821-7510-7802  
www.medline.com/de

**Technisches Datenblatt****EXTRASORBS AP Einweg-Trockenunterlagen****Artikelnummer(n)****EXTRASRBE6090, EXTRASRBE7590****Beschreibung****ATMUNGSAKTIV**

Artikelnummer	Größe	Farbe Rückseite	Verpackung	Absorptionsfähigkeit in ml
<b>EXTRASRBE6090</b>	61 x 91cm	blau	60 (6 Beutel à 10)	1600
<b>EXTRASRBE7590</b>	76 x 91cm	blau	60 (6 Beutel à 10)	2100

Nicht sterile Einmal-Trockenunterlagen zum Absorbieren von Flüssigkeiten, auch geeignet für Patienten mit Verbrennungen. Kompatibel mit Low airloss Betten und Betten mit Druckentlastungsfunktion.

**Basismaterialien**

Spunlace Polypropylen, Airlaid-Technologie mit einem Kern aus superabsorbierendem Polymer, luftdurchlässige Polyethylen/Vlies-Rückseite

**Packfaktor**

Siehe Tabelle

**Verpackung**

Plastikverpackung  
Allgemeine Lagerbedingungen: trocken lagern

**Hersteller**

Medline Industries Inc.  
1 Medline Place  
Mundelein, IL  
60060 USA  
EN ISO 13485

**Qualitätsrichtlinien**

Konform gemäß EU-Direktive 93/42/EWG  
MDD Klasse: I nicht steril

