


REF IDE1018 **x40**

Invisishield™

(01) 50 88827742267 2(17) YYMM28(10) YYMRPxxx

en	Instrument pouch, adhesive
fr	Poche à instruments, adhésive
de	Saugertasche, sk.
it	Tasca portastrumenti adesiva
es	Bolsa de instrumental, adhesivo
pt	Bolsa adesivada p/ instrumentos
nl	Instrumentenzak, zk.
sv	Instrument påse, häfta
da	Instrumentpose m/klæb
fi	Instrumenttipussi, kiinnityvä
el	Σάκος εργαλείων, αυτοκόλλητος
no	Instrumentpose med lim
hu	Műszertartó zseb, öntapadó
ro	Punga adeziva pentru instrumentar
tr	Alet poşu, bantlı
pl	Torba na narzędzia przylepna
cs	Kapsa na nástroje, adhezní
sl	Vrečka za inštrumente
ru	Карман клейкий для инструментов



29 cm

17 cm

LOT

⌚

CE 0086

STERILE EO

⊗

⊗

LAB161253
Made in China

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France
Distributed in Australia by: Medline International Two Australia Pty. Ltd., Sydney, Australia

Label information (6"x4"):

YYMM28: expiration date
5 years guarantee, expiration date displays
following date: 4 years, 11 months, end of month

YYMRPxxx: lot number
YY for Year of Manufacturing
M for Month of Production
R for Product Specification revision
P for Plant of Manufacturing
xxx for order incrementation

color: coated label, black

barcode created according to GS1-128 EAN




REF IDE1018

x10

Invisishield™

- en Instrument pouch, adhesive
- fr Poche à instruments, adhésive
- de Saugertasche, sk.
- it Tasca portastrumenti adesiva
- es Bolsa de instrumental, adhesivo
- pt Bolsa adesivada p/ instrumentos
- nl Instrumentenzak, zk.
- sv Instrument påse, häfta
- da Instrumentpose m/klæb
- fi Instrumenttipussi, kiinnityvä
- el Σάκος εργαλείων, αυτοκόλλητος
- no Instrumentpose med lim
- hu Műszertartó zseb, öntapadó
- ro Punga adeziva pentru instrumentar
- tr Alet poşu, bantli
- pl Torba na narzędzia przylepna
- cs Kapsa na nástroje, adhezní
- sl Vrečka za inštrumente
- ru Карман клейкий для инструментов



29 cm

17 cm



0 086



STERILE|EO



LOT



(01) 20 88827742267 1 (17) YYMM28(10) YYMRPxxx

LAB161254



Medline International France SAS

5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France

Distributed in Australia by: Medline International Two Australia Pty. Ltd., Sydney, Australia

Label information (12x15,5 cm):




YYMM28: expiration date
5 years guarantee, expiration date displays
following date: 4 years, 11 months, end of month

YYMRPxxx: lot number
YY for Year of Manufacturing
M for Month of Production
R for Product Specification revision
P for Plant of Manufacturing
xxx for order incrementation

color: uncoated label, black

Barcode should be printed in black


barcode created according to GS1-128 EAN



REF IDE1018

Invisishield™

- en** Instrument pouch, adhesive
- fr** Poche à instruments, adhésive
- de** Saugertasche, sk.
- it** Tasca portastrumenti adesiva
- es** Bolsa de instrumental, adhesivo
- pt** Bolsa adesivada p/ instrumentos
- nl** Instrumentenzak, zk.
- sv** Instrument påse, häfta
- da** Instrumentpose m/klæb
- fi** Instrumenttipussi, kiinnittävä
- el** Σάκος εργαλείων, αυτοκόλλητος
- no** Instrumentpose med lim
- hu** Műszertartó zseb, öntapadó
- ro** Punga adeziva pentru instrumentar
- tr** Alet poşu, bantli
- pl** Torba na narzędzia przyklepna
- cs** Kapsa na nástroje, adhezni
- sl** Vrečka za inštrumente
- ru** Карман клейкий для инструментов



17 cm x 29 cm

Caution: Do not use if the package is opened or damaged. Do not expose to a flame or high intensity heat sources. Meets USA Class I Flammability Std. 16 CFR-1610. Latex Free
Attention: Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ne pas exposer à une flamme ou une source de chaleur de forte intensité. Sans latex
Vorsicht: Nicht benutzen, wenn die Packung offen oder beschädigt ist. Nicht mit einer Flamme oder sehr hellen Lichtquelle in Kontakt bringen. Latexfrei
Attenzione: Non utilizzare se la confezione non è integra. Non esporre a fiamma viva o a contatto con fonti di calore intenso. Senza lattice
Precaución: No utilizar si el paquete está abierto o dañado. No exponer a una llama ni a fuentes de calor de alta intensidad. Sin látex
Atenção: Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada. Não expor à chama ou fonte de calor de alta intensidade. Não contém látex
Waarschuwing: Niet gebruiken indien verpakking geopend of beschadigd is. Niet blootstellen aan vuur of warmtebron. Latexvrij
Varning: Används ej om förpackningen är öppnad eller skadad. Utsätt ej för öppen eld eller stark värmekälla. Latexfri
Advarsel: Må ikke anvendes hvis pakken er åbnet eller beskadiget. Produktet må ikke udsættes for åben ild eller høj intensitet varmekilde. Latexfri
Varoitus: Älä käytä, jos pakkaus on avattu tai rikkoutunut. Varottava altistamasta liekille tai voimakkaalle lämmön lähteelle. Latexiton
Προσοχή: Να μην χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευασία είναι ανοιχτή ή κατεστραμμένη. Να μην εκτίθεται σε φωτιά ή σε υψηλή πηγή θερμότητας. Χωρίς λάτεξ
Advarsel: Ikke bruk dersom pakken er åpnet eller ødelagt. Må ikke utsettes for flamer eller sterke varme. Latexfri
Figyelem: Ne használja ha a csomagolás nyitott, vagy sérült. Ne tegye ki nyílt lángnak, vagy erős hőhatásnak. Latex mentes
Precautie: A nu se folosi dacă pachetul este deschis sau deteriorat. A nu se expune la flacăra sau sursa de căldură de intensitate mare. Fără latex
Dikkat: Paketi açılmis veya zarar görmüş ürünü kullanmayınız. Alev veya yüksek ısı kaynağına yaklaştırmayınız. Latex içermez
Uwaga: Nie używać jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Nie wystawiać na działanie płomieni lub źródeł wysokiej temperatury. Nie zawiera lateksu
Upozornění: Nepoužívejte pokud je balení otevřené nebo poškozené. Nevystavovat ohni, vysokým teplotám a zdrojům tepla. Bez Latexu
Opozorilo: Ne uporabljajte, če je embalaža odprta ali poškodovana. Ne izpostavljajte ognju ali izvoru toplote, ter intenzivnemu izvoru svetlobe. Brez lateksa
Осторожно: Не использовать, если пакет открыт или поврежден. Избегайте открытого пламя или нагревательные приборы или высокоинтенсивного источника тепла. Не содержит латекс



STERILE EO



LOT



(01) 00 8882742267 7(17) YYMM28(10) YYMRPxxx

LAB161252

Medline International France SAS
 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France
 Distributed in Australia by: Medline International Two Australia Pty. Ltd., Sydney, Australia

4.75 x 13.5 in (120 x 343 mm)



REF IDE1018

www.medline.com

LOT



REF IDE1018

www.medline.com

LOT



REF IDE1018

www.medline.com

LOT



(01)00888277422677

REF IDE1018

www.medline.com

LOT



(01)00888277422677