



www.medline.com/fr/



## Gants d'intervention et d'examen stériles en Nitrile

## Medline Sterile Procedure Nitrile

### Référence(s)

**MDS2294 (S), MDS2295 (M), MDS2296 (L), MDS2297 (XL)**

### Emballage

50 gants/boite, 6 boites /carton

### Spécification

**Matériel:** Nitrile    **Couleur:** Bleu    **Surface:** texturé

**Manchette:** Les manchettes roulées, tenues par action mécanique, empêchent que le gant ne glisse pendant l'usage    **Accélérateur:** Carbamates

### Épaisseur

**Bout des doigts:** 0.12mm    **Paume :** 0.10mm    **Manchette:** 0.08mm

### Propriétés

**EN 455-1** Absence de trou / défaut de perméabilité : conformes. AQL=1,5

**EN 455-2 Dimensions:** Longueur: 296mm. Largeur: 96mm

**Force à la rupture:** Avant vieillissement: 9.3N Après vieillissement: 7.4N

**EN 455-3 Teneur en poudre:** 0.12 milligrammes par gant

**EN 455-4 Shelf Life Properties:** Conforme aux exigences et essais pour déterminer la durée de vie de 35 mois

### Résistance

Medline Sterile Procedure Nitrile Exam Glove : la résistance aux produits chimiques a été évaluée conformément à la norme EN 374-3 et médicaments de chimiothérapie selon la norme ASTM D6978. Les résultats peuvent être obtenus sur demande

### Pénétration virale

Testé et adoptée conformément à la norme ASTM F1671

### Dimensions

Boite: 300mm W x 150mm L x 135mm H

Carton: 470mm W x 285mm L x 310mm H

### Normes de qualité

Classe 1 Médical Device stérile Directive sur les dispositifs médicaux 93/42 / CEE  
Certifié EN ISO 13485

### Date d'expiration

35 mois après la date de fabrication

### Fabriqué en

Malaisie



© 2015 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries. All rights reserved.

LIT-MDS229x-EN01

01.01.INT.12

FINT-441 Revision n°02 Effective date : 06 Jan 15