



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel : 01 30 05 34 00

Fax : 01 30 05 34 52

www.medline.com/fr

Fiche technique

Gant de toilette Patient

Référence(s)

MEDGLOVE01

Description

- Gant non-tissé 16.5 cm x 23 cm

Matière(s)

100% polyester
70 g/m²

Conditionnement

100 unités par sachet
20 sachets par carton (2000 unités par carton)

Emballage

Sachets polyéthylène
Carton

Fabricant

Medline Industries, Inc.
EN ISO 13485

Réglementation

Produit non assujéti au marquage CE (hors champ d'application de la directive 93/42/CEE), pas de réglementation spécifique.



© 2013 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.
Tous droits réservés.

LIT-MEDGLOVE01-FR02

01.05.SUB.04