




Medline France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel : 01 30 05 34 00  
Fax : 01 30 05 34 52  
[www.medline.com/fr](http://www.medline.com/fr)



## Invisishield™

## Poche de césarienne

### Référence(s)

DYNJSD2057

### Description

Poche de césarienne 360 degré 91x76 cm, avec film à inciser 38x36 cm, 2 passes tubulaires

### Matière(s)

Polyéthylène transparent mat

### Emballage

Sachet de stérilisation pelable  
10 unités par carton

### Fabricant

Medline Industries Inc Mundelein USA  
EN ISO 13485

### Règlementaire

Conforme à la Directive 93/42/CEE  
Classe du dispositif : I stérile



Sans latex



STERILE | EO

© 2015 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.  
Tous droits réservés.

TDS\_Accessory\_DYNJSD2057\_FR01

01.01.INT.12