



Medline France International France SAS

Le Val St Quentin
2 Rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
Tél : 00 33 1 30 05 34 00
Fax : 00 33 1 30 05 34 43

www.medline.com/fr

Tubulure large diamètre
TUB106, TUB1010




(connecteur mâle amovible)



Poignée rotative
TUBH

Tubulure large diamètre avec poignée rotative
TUB106H, TUB1010H



Fiche technique

Tubulure Large Diamètre (avec ou sans poignée pivotante)

Référence(s)

TUBH (poignée rotative)
TUB106, TUB1010 (tubulure large diamètre sans poignée rotative)
TUB106H, TUB1010H (tubulure large diamètre avec poignée rotative)

Description

Les tubulures d'aspiration Medline à large diamètre interne 10mm (TUB106, TUB1010) sont épaisses pour résister aux fortes dépressions de vide et restent flexibles pour un usage facile. Le tube transparent de large diamètre permet de maximiser le débit d'aspiration ou de drainage en assurant une bonne visibilité.

	Diamètre interne	Longueur	Poignée rotative avec contrôle du vide	Connecteur mâle amovible
TUB106	10 mm	2.00 m	NON	NON
TUB1010	10 mm	3.00 m	NON	NON

La poignée rotative (TUBH) pivote à 360° afin d'assurer confort et praticité au chirurgien. Un anneau-bague mobile permet la gestion du vide avec le pouce. La poignée rotative Medline est compatible avec les curettes Medline et s'adapte à la plupart des styles de curettes. (Aspiration utérine et gynécologique)

Les tubulures d'aspiration Medline à large diamètre interne 10mm avec poignée rotative (TUB106H, TUB1010H), pré-connectée. Elles sont livrées avec une tubulure résistante aux fortes dépressions et restent flexibles pour un usage facile.

Chaque emballage contient un connecteur mâle indépendant pour le raccordement mâle (si nécessaire.)

	Diamètre interne	Longueur	Poignée rotative avec contrôle du vide	Connecteur mâle amovible
TUB106H	10 mm	2.00 m	OUI	OUI
TUB1010H	10 mm	3.00 m	OUI	OUI

Matériaux

Poignée rotative et connecteur mâle indépendant : K-Résine – Sans DEHP – Sans latex
Tubulure large diamètre : PVC - Sans DEHP - Sans latex



Latex free



© 2019 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries. All rights reserved.

TDS_GYNECOTUB_AND_HANDLE_FR01 01.INT.03.30

Emballage/Conditionnement

Présentation unitaire en double emballage stérile
10 tubulures large diamètre par carton

Stérilisation

Stérilisé à l'Oxyde Ethylène

Fabriquant

GC MEDICA ENTREPRISE LTD - ISO 13485
Distribué par Medline International France SAS

Règlementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE
Classe du dispositif : IIa - Stérile



Latex free



© 2019 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

TDS_GYNECOTUB_AND_HANDLE_FR01 01.INT.03.30