



Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00  
Fax: 01 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



## Invisishield™

## Kits de housse de sonde avec adhésif

Référence(s)	Référence	Longueur (cm)	Largeur (cm)
	US.20.180.040	40	18
	US.20.180.080	80	18
	US.20.180.120	120	18
	US.20.180.160	160	18

  

Description	Le kit contient: <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 housse de sonde adhésif avec film adhésif</li><li>- 2 élastiques</li><li>- 2 bandes adhésives</li></ul>
Matière(s)	Film en Polyéthylène transparent, 40 µm
Conditionnement	200 unités par carton 100 unités dans une boîte externe – 2 boîtes externes dans un carton 50 unités dans une boîte - 4 boîtes dans un carton
Emballage	Sachet de stérilisation pelable
Fabricant	Pergo Medikal ve İlaç Sanayi A.Ş. Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. No:9 Buca, İzmir, Turkey 35400 – EN ISO 13485
Réglementation	Conforme à la Directive 93/42/CEE Classe du dispositif: I stérile



Sans latex



STERILE EO



2195

© 2020 Medline Industries Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.  
TDS\_ProbeCovers03\_FR01