

# Sahara schützende OP-Tischabdeckung


Mehr Sicherheit. Mehr Effizienz.



Die Sahara schützende OP-Tischabdeckung wurde für kurze chirurgische Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen entwickelt. Die Rückseite gewährleistet einen wirksamen Schutz des OP-Tisches und reduziert das Risiko von Kreuzkontamination, da sie aus einer beständigen, flüssigkeitsundurchlässigen Polyethylenfolie (PE) besteht.

## Wichtige Merkmale

- Gewährleistet eine verbesserte Oberflächenhaftung dank der wasserdichten und griffigen Rückseite
- Einwegartikel, verringert daher das Risiko von Kreuzkontamination
- Vermeidet unnötige Kosten für die Aufbereitung von Mehrwegmaterialien
- Latexfrei, minimiert daher das Risiko allergischer Reaktionen
- **Erfüllt Anforderungen für Linting (Fusselbildung) laut EN ISO 9073-10**



### Obere Lage

- Weiches Vlies

### Untere Lage

- Eine undurchlässige PE-Folie bietet Barrierschutz und verhindert das Flüssigkeiten die Polsterung des OP-Tisches beeinträchtigen

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Menge
DYND4090NA	Sahara Protective 229 x 102 cm	40 Stück/Karton 10 Stück/Beutel

Für weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [de.medline.eu](http://de.medline.eu)