

Sábana para mesa de operaciones Sahara Protective




Fomente la seguridad. Mejore la eficiencia. Reduzca los costes.

La sábana para mesa de operaciones Sahara Protective está diseñada para intervenciones quirúrgicas breves y con bajo nivel de fluidos. La parte trasera garantiza una protección efectiva de la mesa de operaciones y reduce el riesgo de contaminación cruzada, ya que está fabricada con una película de polietileno (PE) impermeable resistente.

Ventajas y características principales

- Garantiza una superficie de agarre mejorada, gracias a la parte trasera impermeable y antideslizante
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada, ya que es de un solo uso
- Elimina los costes de lavandería innecesarios
- Minimiza el riesgo de reacciones alérgicas, ya que está libre de látex
- **Sin linting, de acuerdo con la norma EN ISO 9073-10**



Capa externa

- Tejido no tejido suave

Capa interna

- El revestimiento impermeable de polietileno proporciona una protección de barrera y ayuda a evitar que los fluidos pongan en riesgo los protectores de la mesa de operaciones con el paso del tiempo

Información sobre pedidos

Referencia	Descripción	Cantidad
DYND4090NA	Sahara Protective 229 x 102 cm	40/caja 10/bolsa

Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: es.medline.eu

La sábana para mesa de operaciones Sahara Protective es un producto sanitario de clase I no estéril cuyo uso está destinado a los profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML1071_ES 12/2020.

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

