

Protection de table d'opération Sahara


Promouvoir la sécurité. Améliorer l'efficacité. Réduire les coûts.



La protection Sahara est conçue pour les interventions chirurgicales générant un niveau faible à modéré de fluides. Dispositif Médical à usage unique. La protection Sahara réduit considérablement les risques de contaminations croisées. Cette protection dispose d'un revêtement externe en polyéthylène (PE).

Avantages

- Protection antidérapante idéale pour les procédures chirurgicales requérant une position inclinée
- Dispositif Médical à usage unique, ce qui réduit considérablement les risques de contaminations croisées
- Supprime les coûts de blanchisserie
- Minimise le risque de réactions allergiques car elle est sans latex
- **Faible relargage particulaire, selon la norme EN ISO 9073-10**



Couche externe

- Soft, non tissé

Couche inférieure

- Le revêtement imperméable en polyéthylène offre une protection de l'équipement ainsi que celle du matelas contre les fluides

Informations pour passer commande

Référence	Description	Quantité
DYND4090NA	Protection Sahara 229 x 102 cm	40 unités par carton 10 unités par sachet

Pour plus d'informations sur nos produits, merci de contacter votre Responsable Commercial ou visiter notre site internet sur : fr.medline.eu