

# Telo protettivo Sahara per tavolo operatorio

Favorisce la sicurezza. Aumenta l'efficienza. Riduce i costi.



Il telo protettivo Sahara per Tavolo Operatorio è progettato per procedure chirurgiche brevi e con bassa emissione di fluidi. Lo strato esterno garantisce una protezione efficace del tavolo della sala operatoria e riduce il rischio di contaminazione incrociata perché è costituito da una pellicola di polietilene (PE) resistente e impermeabile.

## Vantaggi e caratteristiche

- Assicura una migliore aderenza alla superficie del tavolo, grazie allo strato impermeabile e antiscivolo
- Riduce il rischio di contaminazione crociata promuovendo l'utilizzo di prodotti monouso
- Abbatte costi aggiuntivi di lavanderia
- Riduce al minimo il rischio di reazioni allergiche perché è privo di lattice
- **Basso linting, secondo normativa EN ISO 9073-10**



### Strato interno

- Morbido tessuto non tessuto

### Strato esterno

- Lo strato impermeabile PE fornisce protezione barriera ed evita che i fluidi inquinino la superficie del tavolo operatorio rovinandola nel tempo

## Informazioni

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
DYND4090NA	Telo protettivo Sahara 229 x 102 cm	40/conf 10/busta

**Per ulteriori informazioni** sui nostri prodotti, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: [it.medline.eu](http://it.medline.eu)

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML1071\_IT 12/2020.

Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

