

Sahara Beschermende OK-tafel bedekking


Bevorder veiligheid. Verhoog efficiëntie. Verlaag kosten.



Het Sahara Beschermende OK-tafellaken is ontworpen voor korte chirurgische ingrepen met weinig vocht. De achterkant garandeert een effectieve bescherming van de OK-tafel en vermindert het risico op kruisbesmetting doordat het gemaakt is van een duurzame, ondoordringbare polyethyleen (PE) folie.

Belangrijke voordelen en eigenschappen

- Zorgt voor een betere grip op het oppervlak dankzij de waterdichte, antislip achterkant
- Vermindert het risico op kruisbesmetting, omdat het laken disposable is
- Voorkomt onnodige waskosten
- Minimaliseert het risico op allergische reactie, omdat het laken latexvrij is
- **Pluist weinig, volgens EN ISO 9073-10**



Buitenlaag

- Zacht, non-woven

Achterkant

- Waterdichte PE achterzijde vormt barrièrebescherming; helpt voorkomen dat vocht op den duur OK-tafel matras aantast

Bestelgegevens

Artikelnummer	Omschrijving	Hoeveelheid
DYND4090NA	Sahara Beschermend 229 x 102 cm	40/doos 10/zak

Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: nl.medline.eu