

Cobertura Protetora de Mesa de Operações Sahara



Promova a segurança. Melhore a eficácia. Reduza os custos.

A Cobertura Protetora de Mesa de Operações Sahara foi concebida para intervenções cirúrgicas curtas e com poucos fluidos. A face posterior garante uma proteção eficaz da mesa da sala de operações e reduz o risco de contaminação cruzada porque é feita de um filme de polietileno (PE) impermeável e duradouro.

Principais vantagens e características

- Garante uma aderência à superfície reforçada, graças à face posterior impermeável e antiderrapante
- Reduz ainda o risco de contaminação cruzada, porque é de utilização única
- Elimina a despesa associada à lavagem da roupa
- Minimiza o risco de reações alérgicas porque é livre de látex
- **Baixo desprendimento de fios segundo a EN ISO 9073-10**



Camada exterior

- Não-tecido suave

Camada inferior

- Face posterior em PE impermeável que confere proteção de barreira e ajuda a evitar que os fluidos comprometam os resguardos da mesa de operações ao longo do tempo

Informações de encomenda

Referência	Descrição	Quantidade
DYND4090NA	Cobertura Protetora Sahara 229 x 102 cm	40/caixa 10/saco

Para mais informações sobre este produto, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website: www.medline.eu/pt

A Cobertura Protetora de Mesa de Operações Sahara é um dispositivo médico classe I Não Estéril, destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. ML1071_PT 07/2021.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

