

DORMO®-STRIP

Venen-Stripper



Steriler Einweg Standard-Venen-Stripper

Der DORMO®-STRIP Venen-Stripper ist für den Einsatz bei chirurgischen Eingriffen vorgesehen, bei denen das Strippen einer Vene erforderlich ist. Der Venen-Stripper kann für die beiden gängigsten Entnahmetechniken verwendet werden: konventionelles Strippen und Invaginationsstripping.

Drei Olivengrößen erleichtern das Strippen verschiedener Gefäßtypen

15,4 mm

12,8 mm

9,5 mm






Hahn

Zwei 100 cm Drähte



- Gesicherte und widerstandsfähige Vorrichtung aus Polyamid
- Doppelt-sterile Verpackung

Einfach anzuwenden: Griffe und Oliven für alle Enden



Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
VE-022	DORMO®-STRIP Steriler Venen-Stripper	12 Stück/Karton

Für optimierte und sichere Exo-Strippen-Verfahren

VE-022 ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa. Tellic, S.A.U. - Polígono Industrial Can Barrio, C/ Molí d'en Barri 7, Bigues i Riells, Barcelona 08415, Spanien 2797

Diese Produkte sind für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Vor dem Gebrauch sind die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf dem entsprechenden Etikett zu beachten.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1409_DE 01/2024.