

DORMO®-STRIP

Estrattore per vene



Stripper venoso, monouso e sterile

L'estrattore per vene DORMO®-STRIP è destinato all'uso durante gli interventi chirurgici che richiedono lo stripping di una vena. Ogni stripper può essere utilizzato con le due tecniche di rimozione più comuni: stripping convenzionale e stripping per invaginazione.

Sono disponibili tre dimensioni di olive per facilitare lo stripping di diversi tipi di vena

15.4 mm

12.8 mm

9.5 mm




Due fili da 100 cm

Tipo di impugnatura



- Dispositivo in poliammide sicuro e resistente
- Confezionamento doppio, sterile

Facile da montare: Impugnatura e olive per tutte le diverse esigenze



Informazioni per l'ordine

Codice articolo	Descrizione	Quantità per scatola
VE-022	DORMO®-STRIP Stripper venoso sterile	12 unità/confezione di vendita

Per procedure di **eso-stripping** ottimizzate e sicure

VE-022 è un dispositivo medico sterile di classe IIa. Telic, S.A.U. - Polígono Industrial Can Barris, C/ Moll d'en Barris 7, Bigues i Riells, Barcelona 08415, Spagna

Questi prodotti sono destinati ad essere utilizzati dal personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero verificarsi relativamente a questa brochure.

© 2023 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1409_IT 11/2023.