



Gants d'examen en
vinyle Accutouch

ACCUtouch[®]

- Non poudrés
- Non stériles
- Vinyle synthétique
- Gants d'examen



Gants en vinyle synthétique Medline aux performances polyvalentes qui répondent à de nombreux besoins

Les gants en vinyle transparent constituent une solution économique à la nécessité d'une protection barrière. Ils représentent un excellent choix pour les actes à risque minime et les tâches quotidiennes imposant un changement fréquent de gants d'examen.

Gants d'examen synthétiques Accutouch®: une alternative rentable qui est parfaite pour les soins généraux des patients. Accutouch est sans latex, non poudré et fabriqué avec la technologie de vinyle de première génération.

ACCUtouch®

GANTS D'EXAMEN AMBIDEXTRES EN VINYLE, NON STÉRILES, NON POWDRÉS



Référence	Taille	Conditionnement
MDS192073	X-Small	100 boîte, 10 boîte/caisse
MDS192074	Small	100 boîte, 10 boîte/caisse
MDS192075	Medium	100 boîte, 10 boîte/caisse
MDS192076	Large	100 boîte, 10 boîte/caisse
MDS192077	X-Large	100 boîte, 10 boîte/caisse

Règlementations et normes de qualité

Les sites de production de Medline sont certifiés EN ISO 13485 par BSI. Les produits satisfont aux exigences essentielles de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, et ont obtenu le marquage CE. Les produits satisfont aux exigences des normes européennes harmonisées EN 455-1, -2, -3. Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles, avant toute utilisation, veuillez consulter les informations et précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Plus d'informations sur
www.medline.com/fr



Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel. + 33 1 30 05 34 00
Fax. + 33 1 30 05 34 43
www.medline.com/fr

Medline International Belgium BVBA
149/24 Louise Avenue
1050 Bruxelles
Belgique
Tel. + 32 2 808 7493
Fax. + 32 2 808 7495
www.medline.com/fr

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N° 1-A5
1180 Rolle
Suisse
Tel. + 41 848 244 433
Fax. + 41 848 244 100
www.medline.com/fr