



Lange Stulpe
Nitril-Handschuhe

ALOETOUCH[®] MIT LANGER STULPE

- Puderfrei
- Mit Aloe Vera beschichtet
- Beruhigt die Haut und spendet ihr Feuchtigkeit
- Latexfrei
- Lange Stulpe für einen besseren Schutz



Aloetouch mit langer Stulpe wird für den Einsatz in folgenden Abteilungen empfohlen:



Kritische und nicht kritische Pflegeeinrichtungen



Labor



Umweltdienstleistungen



Notaufnahme



Phlebotomie



Geburtshilfe



Pharmazie / Onkologie

Der puderfreie Untersuchungshandschuh von Medline aus Nitril

Der Untersuchungshandschuh Aloetouch mit langer Stulpe bietet mit einer langen Stulpe, die den Bereich zwischen Stulpe und Ärmel schützt, einen zusätzlichen Schutz für Eingriffe mit hohem Risiko. Dieser Handschuh ist für einen sicheren Griff texturiert und für den Einsatz mit Zytostatika geeignet.

Die Innenseite des Untersuchungshandschuhes Aloetouch ist mit reinem Aloe-Vera-Gel (einem natürlichen Hautpflegemittel) beschichtet, um die Haut zu beruhigen und weich zu halten.



ALOETOUCH®

PUDERFREIER UNTERSUCHUNGSHANDSCHUH AUS NITRIL



LATEXFREI



NUR ZUR
EINMALIGEN
VERWENDUNG



PUDERFREI



Besuchen Sie für
weitergehende Informationen
www.medline.com/de



| Artikelnummer | Größe | Verpackung |
|---------------|---------|----------------------------------|
| MDS195184 | Small | 50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton |
| MDS195185 | Medium | 50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton |
| MDS195186 | Large | 50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton |
| MDS195187 | X-Large | 50 Stück/Box, 10 Boxen/Karton |

Bestimmungen und Qualitätsstandards

Die Medline Herstellstätten sind vom BSI gemäß Standard EN ISO 13485 zertifiziert. Die Produkte erfüllen die Grundlegenden Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG und tragen das CE-Zeichen. Die Produkte erfüllen die Anforderungen der harmonisierten europäischen Normen EN 455-1, -2, -3.

Medline International Germany GmbH
Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7
47533 Kleve - Germany
Tel: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802
www.medline.com/de

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. Vers la Piece N° 10
1180 Rolle - Switzerland
Tel: + 41 848 244 433
Fax: + 41 848 244 100