



Gants en nitrile
manchettes allongées

ALOETOUCH[®] MANCHETTES ALLONGÉES

- Sans poudre
- Revêtement Aloe Vera
- Apaise et hydrate la peau
- Sans latex
- Manchette longue pour une meilleure protection



L'utilisation des manchettes allongées Aloetouch est recommandée dans les services suivants :



Unités de soins intensifs et généraux



Laboratoire



Services environnementaux



Urgences



Phlébotomie



Salles de travail et d'accouchement



Pharmacie / Oncologie

Gants d'examen en nitrile sans poudre de Medline

Le gant d'examen à manchette allongée Aloetouch offre une protection supplémentaire pour les procédures à haut risque. Le gant est texturé pour une préhension sécurisée et testé pour un usage avec des agents de chimiothérapie.

Le gant d'examen Aloetouch dispose d'un revêtement intérieur à base de gel d'aloé vera pur - un émollient naturel - pour adoucir la peau et la garder souple.



ALOETOUCH®

GANTS D'EXAMEN EN NITRILE SANS POUVRE



SANS LATEX

A USAGE UNIQUE

SANS POUVRE



Pour plus d'informations, veuillez consulter www.medline.com



Référence	Taille	Conditionnement
MDS195184	Small	50/boîte, 10 boîtes/carton
MDS195185	Medium	50/boîte, 10 boîtes/carton
MDS195186	Large	50/boîte, 10 boîtes/carton
MDS195187	X-Large	50/boîte, 10 boîtes/carton

Réglementations et normes de qualité

Les sites de production de Medline sont certifiés EN ISO 13485 par BSI. Les produits satisfont aux exigences essentielles de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, et ont obtenu le marquage CE. Les produits satisfont aux exigences des normes européennes harmonisées EN 455-1, -2, -3.

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles, avant toute utilisation, veuillez consulter les informations et précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins-le-Bretonneux - France
Tél. : + 33 1 30 05 34 00
Fax : + 33 1 30 05 34 43
www.medline.com/fr

Medline International Belgium BVBA
Leuvensesteenweg 248D
1800 Vilvoorde - Belgium
Tel: + 32 2 255 74 20
Fax: + 32 2 255 74 19
www.medline.com/be

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. Vers la pièce N°10
1180 Rolle - Switzerland
Tel : +41 848 244 433
Fax : +41 848 244 100
www.medline.com/ch-fr



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Chateaubriant, France