

# Housses pour écrans de protection contre les rayons X



## Housse stérile simple

Les nouvelles housses de type charlotte de Medline aident les professionnels de santé à couvrir les écrans de protection (MAVIG), généralement utilisés dans les procédures d'angiographie. Ces housses constituent une barrière stérile entre l'équipement et le patient qui subit la procédure.

### Caractéristiques du produit

- Film de polyéthylène transparent et souple
- Élastique sans latex
- Design adapté à la plupart des panneaux radiographiques



Deux  
tailles sont  
disponibles


### Informations de commande

Référence	Dimension	Emballage
ICE90120	120 x 90 cm	25 unités/carton
ICE8090	90 x 80 cm	25 unités/carton

**Pour plus d'informations sur ce produit**, merci de contacter votre responsable commercial Medline ou consultez notre site Internet [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)

Les housses de type charlotte sont des dispositifs médicaux stériles destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages correspondants.

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI, Pays-Bas)

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1254\_FR 06/2022