

# Copertura Paratia Raggi X



Copertura semplice da installare

Le coperture per strumentazioni Medline supportano gli operatori sanitari a coprire gli scudi protettivi (MAVIG), generalmente utilizzati nelle procedure angiografiche. Questi elementi forniscono una copertura sterile tra l'attrezzatura e il paziente sottoposto alla procedura.

## Caratteristiche del prodotto

- film di polietilene trasparente, drappeggiabile
- Latex free
- Ideale per copertura pannelli e paratia anti RX

## Informazioni prodotto

Codice prodotto	Dimensioni	Confezionamento
ICE90120	120 x 90 cm	25 pezzi/confezione
ICE8090	90 x 80 cm	25 pezzi/confezione



Per saperne di più sulle coperture per strumentazioni, contattate il vostro account manager Medline o visitate [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)

Le coperture monouso sono dispositivi medici di classe I sterile destinati ad essere utilizzati da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh,  
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI, Paesi Bassi)

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1254\_IT 07/2022