

Elastische hoezen voor röntgenschermen



Eenvoudige, steriele bedekking

Medline's nieuwe elastische hoezen helpen zorgverleners bij het afdekken van beschermende röntgenschermen (MAVIG), die voornamelijk tijdens angiografische procedures gebruikt worden. Deze producten vormen een steriele barrière tussen de apparatuur en de patiënt die de procedure ondergaat.



Twee formaten verkrijgbaar

Producteigenschappen

- Transparante, soepele polyethyleenfolie
- Latexvrij elastiek
- Een ontwerp dat geschikt is voor de meeste röntgenpanelen

Bestelinformatie

Artikelnummer	Afmetingen	Verpakking
ICE90120	120 x 90 cm	25 st/doos
ICE8090	90 x 80 cm	25 st/doos

Voor meer informatie over dit product, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of bezoek ons op: www.medline.eu/nl

Elastische hoezen zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, Frankrijk

CE 2797 (BSI, Nederland)

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1254_NL 05/2022