



BATAS PREVENTION PLUS

Material **PREVENTION PLUS**, desarrollado con una tecnología muy avanzada para optimizar la **PROTECCIÓN** sin olvidarse del **CONFORT**.
Para su uso con **CITOSTÁTICOS**.

PRODUCTO DUAL

PRODUCTO SANITARIO

- El producto cumple con los requisitos de la Directiva Europea 93/42/CEE
- High Performance - Alta Prestación en toda su superficie según EN13795

EPI CAT III

- Equipo de Protección Individual de diseño complejo categoría III de conformidad con la Directiva Europea 89/686 CEE – Tipo (PB)4

Requerimientos de prestaciones:

Metodo de ensayo	Nivel de prestaciones de conformidad con EN 14605: 2005+A1:2009
Abrasión	Clase 2
Agrietamiento por flexión	Clase 6
Desgarro trapezoidal	Clase 2
Resistencia a la tracción	Clase 2/1
Resistencia a la perforación	Clase 1
Fuerza en costuras	Clase 2

	Talla	Invasado
Bata NO ESTÉRIL		
NONE27457	L	30/caja
NONE27457XL	XL	30/caja
Bata Quirúrgica ESTÉRIL		
DYNJPE2301P	L	24/caja
DYNJPE2302P	XL	24/caja



EN14605:2005
+A1:2009 Tipo
(PB)-4

ASTM F739: Resistencia a la permeación de agentes citostáticos:

Agentes Citostáticos	Ingredientes activos (mg/ml)	Tiempo medio de detección de paso (minutos)
Carmustina (BiCNU)	3.3	>160
Dacarbacina	10.0	>480
5-Fluorouracilo	50.0	
Tio-Tepa	10.0	
Cisplatino	1.0	
Mitomicina C	0.5	
Ciclofosfamida (Cytosan)	20.0	
Etopósido (Toposar)	20.0	
Sulfato de Vincristina	1.0	
Clorhidrato de Doxorubicina	2.0	
Paclitaxel (Taxol)	6.0	
Leucovorin	10.0	
Docetaxel	10.0	
Oxaliplatino	5	



Para más información sobre nuestros productos, por favor contacte con su representante de ventas de Medline o visite nuestra web www.medline.eu/es