



Průvodce pro centrální sterilní produkty

Komplexní výběr a podpora produktů



Sterilizace na nejvyšší úrovni





Využijte tohoto komplexního průvodce při spolupráci se zástupcem společnosti Medline.
Společně můžete vybavit vaše oddělení centrální sterilizace výběrem produktů,
kvalitou a hodnotou, která usnadní váš systematický přístup.

Péče s pečlivostí

Jen málokdo si dokáže představit množství práce spojené s centrálním sterilním zpracováním, jejíž cílem je eliminovat 99,999 % patogenů.

Společnost Medline nebere sterilitu chirurgických nástrojů na lehkou váhu. Rozumíme této výzvě a systematicky přistupujeme k sestavování širokých řad základních prvků pro každý krok centrálního sterilního zpracování.

Sterilizace

Sterilizace	4
Sterilizační obaly	5
Příslušenství ke sterilizačním obalům	10

Ochranné oděvy

Rukavice	12
Pláště a návleky na obuv	14
Ochrana obličeje	17

Bezpečná podlaha

Podlahová rohož	19
-----------------	----

Sterilizace

Od jednotlivých komponent k sestaveným, sterilizovaným sestavám, to je práce oddělení centrální sterilizace. Od přípravy nástrojů k poskytování vynikající péče o pacienty. Společnost Medline vám pomáhá dosáhnout vašich cílů s ohledem na bezpečnost, udržitelnost a hodnotu.

Sterilizační obaly Gemini

Nařasitelný a silnější

Obal Gemini je navržen tak, aby byl odolný proti roztržení a propíchnutí a má lepší vlastnosti než standardní obaly z SMS. Je velmi měkký a snadno se skládá, takže se s ním jednoduše pracuje.

Slabé třepení a lepší adhezní vlastnosti

Povrch nepoškozuje sterilizační pásku. Přirozeně slabé třepení napomáhá k zachování integrity sterilních obalů.

Vyrobený z jedinečné textilie SSMMS s osvědčenou bariérovou ochranou

Několik silných vrstev obalů Gemini a složení ze 100% polypropylenu (zkoušeno podle EN 11607-1 a EN 868-2) zaručuje unikátně vysokou úroveň bariérové ochrany proti tekutinám a částicím.

Univerzální

Obal Medline Gemini je indikován pro použití ve všech hlavních sterilizačních cyklech, včetně těchto:

GEM0-GEM5

- Předvakuové parní cykly
- Spádové parní cykly

GEM1-GEM5

- Sterilizace ethylenoxidem (EtO)
- Sterilizace STERRAD®
- Nízkoteplotní sterilizace STERIS V-PRO®
- Sterilizace STERIZONE® VP4.

Certifikace WRAP

Obaly Gemini se vyrábí v zařízení s certifikací WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production). Podpora a dodržování pracovních a lidských práv v našem dodavatelském řetězci je součástí environmentálních, společenských a firemních cílů (ESG). Podrobnější popis 12 zásad WRAP najdete na jejich internetové stránce: www.wrapcompliance.org.



Jednoduchý sterilizační obal Gemini

Jednoduchý sterilizační obal Gemini je řešením šitým na míru pro použití ve sterilizačních jednotkách, kde se k zabalení zdravotnického prostředku nebo soupravy nástrojů používají dvě vrstvy.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 × 46 cm	GEM0118-EU 1 000 ks/krabice	GEM1118-EU 1 000 ks/krabice	GEM2118-EU 1 000 ks/krabice	GEM3118-EU 600 ks/krabice		
61 × 61 cm	GEM0124-EU 500 ks/krabice	GEM1124-EU 500 ks/krabice	GEM2124-EU 500 ks/krabice	GEM3124-EU 250 ks/krabice	GEM4124-EU 250 ks/krabice	
76 × 76 cm	GEM0130-EU 300 ks/krabice	GEM1130-EU 300 ks/krabice	GEM2130-EU 300 ks/krabice	GEM3130-EU 200 ks/krabice	GEM4130-EU 250 ks/krabice	
91 × 91 cm	GEM0136-EU 300 ks/krabice	GEM1136-EU 300 ks/krabice	GEM2136-EU 300 ks/krabice	GEM3136-EU 150 ks/krabice	GEM4136-EU 150 ks/krabice	
102 × 102 cm	GEM0140-EU 250 ks/krabice	GEM1140-EU 250 ks/krabice	GEM2140-EU 250 ks/krabice	GEM3140-EU 150 ks/krabice	GEM4140-EU 150 ks/krabice	GEM5140-EU 96 ks/krabice
114 × 114 cm					GEM4145-EU 100 ks/krabice	
122 × 122 cm	GEM0148-EU 250 ks/krabice	GEM1148-EU 250 ks/krabice	GEM2148-EU 100 ks/krabice	GEM3148-EU 50 ks/krabice	GEM4148-EU 50 ks/krabice	GEM5148-EU 48 ks/krabice
137 × 137 cm	GEM0154-EU 100 ks/krabice	GEM1154-EU 100 ks/krabice	GEM2154-EU 100 ks/krabice	GEM3154-EU 50 ks/krabice	GEM4154-EU 50 ks/krabice	
137 × 183 cm	GEM0172-EU 100 ks/krabice					

Prokládaný sterilizační obal Gemini

Prokládané vrstvy Gemini nabízejí jak naši vícevrstvou technologii, tak i barevné rozlišení podle sterilizačních jednotek pro případy postupného balení. Toto řešení kombinuje odolnost proti roztržení a bezpečnost. Je indikováno pro použití ve všech hlavních sterilizačních cyklech.



	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 × 61 cm	GEM1124INT-EU 500 ks/krabice	GEM2124INT-EU 500 ks/krabice	GEM3124INT-EU 250 ks/krabice	GEM4124INT-EU 250 ks/krabice
76 × 76 cm	GEM1130INT-EU 300 ks/krabice	GEM2130INT-EU 300 ks/krabice	GEM3130INT-EU 200 ks/krabice	GEM4130INT-EU 250 ks/krabice
91 × 91 cm	GEM1136INT-EU 300 ks/krabice	GEM2136INT-EU 300 ks/krabice	GEM3136INT-EU 150 ks/krabice	GEM4136INT-EU 150 ks/krabice
102 × 102 cm	GEM1140INT-EU 250 ks/krabice	GEM2140INT-EU 250 ks/krabice	GEM3140INT-EU 150 ks/krabice	GEM4140INT-EU 150 ks/krabice
122 × 122 cm	GEM1148INT-EU 250 ks/krabice	GEM2148INT-EU 100 ks/krabice	GEM3148INT-EU 50 ks/krabice	GEM4148INT-EU 50 ks/krabice
137 × 137 cm			GEM3154INT-EU 50 ks/krabice	GEM4154INT-EU 50 ks/krabice
137 × 183 cm				GEM4172INT-EU 50 ks/krabice

Lepený sterilizační obal Gemini

Lepený obal Gemini vám dodává větší důvěru ve sterilizační proces. Dvě vrstvy spojené dohromady zaručují výjimečnou pevnost a pomáhají zvýšit účinnost. Dvě barvy usnadňují hledání otvorů a pomáhají rozlišovat mezi sadami nástrojů.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 × 46 cm	GEM0118T-EU 500 ks/krabice	GEM1118T-EU 500 ks/krabice	GEM2118T-EU 500 ks/krabice	GEM3118T-EU 300 ks/krabice		
61 × 61 cm	GEM0124T-EU 250 ks/krabice	GEM1124T-EU 250 ks/krabice	GEM2124T-EU 250 ks/krabice	GEM3124T-EU 100 ks/krabice	GEM4124T-EU 100 ks/krabice	
76 × 76 cm	GEM0130T-EU 150 ks/krabice	GEM1130T-EU 150 ks/krabice	GEM2130T-EU 150 ks/krabice	GEM3130T-EU 75 ks/krabice	GEM4130T-EU 100 ks/krabice	
91 × 91 cm	GEM0136T-EU 150 ks/krabice	GEM1136T-EU 150 ks/krabice	GEM2136T-EU 150 ks/krabice	GEM3136T-EU 75 ks/krabice	GEM4136T-EU 75 ks/krabice	GEM5136T-EU 72 ks/krabice
102 × 102 cm	GEM0140T-EU 100 ks/krabice	GEM1140T-EU 100 ks/krabice	GEM2140T-EU 100 ks/krabice	GEM3140T-EU 75 ks/krabice	GEM4140T-EU 75 ks/krabice	GEM5140T-EU 48 ks/krabice
114 × 114 cm		GEM1145T-EU 100 ks/krabice		GEM3145T-EU 50 ks/krabice	GEM4145T-EU 50 ks/krabice	GEM5145T-EU 48 ks/krabice
122 × 122 cm	GEM0148T-EU 100 ks/krabice	GEM1148T-EU 100 ks/krabice	GEM2148T-EU 50 ks/krabice	GEM3148T-EU 30 ks/krabice	GEM4148T-EU 30 ks/krabice	GEM5148T-EU 24 ks/krabice
137 × 137 cm	GEM0154T-EU 50 ks/krabice	GEM1154T-EU 50 ks/krabice	GEM2154T-EU 50 ks/krabice	GEM3154T-EU 30 ks/krabice	GEM4154T-EU 30 ks/krabice	GEM5154T-EU 24 ks/krabice
137 × 183 cm				GEM3172T-EU 30 ks/krabice	GEM4172T-EU 30 ks/krabice	


Tabulka pevnosti

Podpořte hmotnost každé zabalené soupravy tak, že si vyberete správnou řadu výrobků GEM.

Řada GEM Medline	Doporučený hmotnostní limit tátu podle návodu k použití k výrobkům Medline
Super lehké GEM0XXX	0–2,7 kg
Lehké GEM1XXX	2,7 kg
Běžná hmotnost GEM2XXX	4 kg
Střední hmotnost GEM3XXX	5,9 kg
Těžké GEM4XXX	7,7 kg
Super těžké GEM5XXX	11,3 kg

Hmotnostní limity jsou stanoveny pro sterilizaci pomocí předvaku, gravitační páry a EO. Informace týkající se dalších možností najdete v jednotlivých návodech k použití (IFU).

**Lepený obal Gemini
je k dispozici**
v široké škále
velikostí a tloušťky
pro všechny typy
sterilních balení.



Sterilizační tácy

Drátěné vložky z nerezové oceli

Vyberte si perfektní rozměr pro většinu vašich sad nástrojů.

Pro podnosy s polovičními rozměry

Číslo položky	Popis	Balení
SCD 333	24,5 × 24,5 × 3,0 cm	1/ea
SCD 336	24,5 × 24,5 × 6,0 cm	1/ea
SCD 3310	24,5 × 24,5 × 10,0 cm	1/ea

Pro podnosy s tříčtvrtinovými rozměry

Číslo položky	Popis	Balení
SCD 433	40,0 × 25,0 × 3,0 cm	1/ea
SCD 436	40,0 × 25,0 × 6,0 cm	1/ea
SCD 4310	40,0 × 25,0 × 10,0 cm	1/ea



Pro podnosy s úplnými rozměry


Číslo položky	Popis	Balení
SCD 633	51,5 × 24,5 × 3,0 cm	1/ea
SCD 636	51,5 × 24,5 × 6,0 cm	1/ea
SCD 6310	51,5 × 24,5 × 10,0 cm	1/ea
SCDD 636	48,5 × 24,5 × 6,0 cm	1/ea

Příslušenství ke sterilizačním podnosům

Silikonové podložky

Vystýlají a chrání křehké chirurgické nástroje; jsou k dispozici ve velikostech, které odpovídají podnosům Medline.

Číslo položky	Popis	Balení
MDNSNS315	12,7 × 24,1 cm	1/ea
MDNSNS335	24,1 × 24,1 cm	1/ea
MDNSNS435	39,4 × 24,1 cm	1/ea
MDNSNS635	47 × 24,1 cm	1/ea



Karty pro indikaci procesu

Zapadnou do otvoru na konci podnosu SteriSet

Číslo položky	Popis	Balení
DPCIS13	Západka na pravé straně	500/krabice
DPCIS02	Západka nahoře	500/krabice



Příslušenství k obalům

Protiprachový kryt

Tyto kryty chrání tácy na nástroje proti prachu a vlivům okolního prostředí. Jsou vyrobeny ze silného kvalitního polyethylenu a jsou samotěsnící.


Číslo položky	Popis	Balení
MDS100815	20 × 30 cm	1 000
MDS100825	30 × 50 cm	500
MDS100830	40 × 55 cm	500
MDS100835	40 × 75 cm	250
MDS100840	60 × 75 cm	250
MDS100845	63 × 94 cm	100



Hliníkové sterilizační plato

Hliníkové sterilizační plato nabízí opakovaně použitelnou, plnou hliníkovou desku, určenou k použití pod sterilizačními tácy nebo koši pro vytvoření tepelné jímky, která napomáhá k lepšímu odpařování páry a zadržování vody během parní sterilizace.

Číslo položky	Popis	Balení
LCLC1850CE	52 × 24 cm	1
LCLC1851CE	48 × 24 cm	1



Vložka tácu

Papírové vložky tácu usnadňují absorpci kondenzace v průběhu sterilizace.

Číslo položky	Popis	Balení
TLC009	30 × 30 cm	2 000
TLC010	30 × 45 cm	1 000
TLC011	30 × 60 cm	1 000



Přenosný tác

- Pevný plast umožňuje proudění vzduchu
- Pomáhá redukovat obnažené drátěné poličky
- Pomáhá chránit tác na nástroje proti propíchnutí nebo roztržení během sterilizace, skladování a přepravy

Číslo položky	Popis	Balení
GEMTRAY3CE	31 × 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 × 69 cm	8



Role silikonových hadiček

Tyto nesterilní silikonové hadičky v roli lze stříhat a používat jako ochranu ostrých konců chirurgických nástrojů při skladování, manipulaci a sterilizaci.

Číslo položky	Vnitřní průměr (ID)	Vnější průměr (OD)	Balení
510204	2	4	16
510305	3	5	16
510406	4	6	16
510407	4	7	10
510508	5	8	7
510509	5	9	7
510609	6	9	4
510612	6	12	4
510710	7	10	4
510812	8	12	4
511014	10	14	4



Roli o délce 15 m snadno nastříháte na požadovanou délku podle klinických potřeb

Ochranné oděvy

Ve zdravotnickém zařízení není nouze o nebezpečné látky a mikroorganismy.

Poskytněte účinnou bariéru proti těmto látkám a nejvyšší možnou míru bezpečnosti s ochrannými oděvy Medline. Každá položka je navržena s ohledem na ochranu a pohodlí.



Vyšetřovací rukavice

S technologií
Manžeta –
manžetou proti
srolování

SensiCare® Pro 400mm prodloužené nitrilové vyšetřovací rukavice s manžetou

Naše nitrilové rukavice SensiCare Pro poskytují mimořádnou univerzální ochranu, přizpůsobení a výkonnost. Tyto rukavice jsou navrženy pro personál, který pracuje se škodlivými chemickými látkami v rámci obecných úkolů a postupů, jako je čištění, dekontaminace a/nebo dezinfekce chirurgických nástrojů.

- Delší 400mm manžety poskytují maximální ochranu mezi manžetou a rukávem
- Plně texturovaný povrch zvyšuje citlivost na dotek
- Dobrá výkonnost v testech odolnosti proti proražení
- Testované na propustnost pro chemoterapeutika
- PPE certifikace pro maximální ochranu



Číslo položky	Popis	Balení
PR0400XS	SensiCare Pro 400mm nitrilové vyšetřovací rukavice, XS	50/box, 10 box/cs
PR0400S	SensiCare Pro 400mm nitrilové vyšetřovací rukavice, S	50/box, 10 box/cs
PR0400M	SensiCare Pro 400mm nitrilové vyšetřovací rukavice, M	50/box, 10 box/cs
PR0400L	SensiCare Pro 400mm nitrilové vyšetřovací rukavice, L	50/box, 10 box/cs
PR0400XL	SensiCare Pro 400mm nitrilové vyšetřovací rukavice, XL	50/box, 10 box/cs

EN ISO 374-5-2016	Úroveň
Ochrana proti bakteriím a plísním	Vyhovuje
Ochrana proti virům	Vyhovuje



SensiCare® prodloužené nitrilové vyšetřovací rukavice s manžetou s vynikající citlivostí na dotek

- Trvalá nitrilová ochrana
- Prodloužená manžeta jako další ochranný prvek
- PPE certifikace pro maximální krytí
- Pocit pohodlného latexu u nitrilové rukavice


Číslo položky	Popis	Balení
MDSEXTXS	SensiCare prodloužené nitrilové vyšetřovací rukavice s manžetou, XS	100/box, 10 box/cs
MDSEXTS	SensiCare prodloužené nitrilové vyšetřovací rukavice s manžetou, S	100/box, 10 box/cs
MDSEXTM	SensiCare prodloužené nitrilové vyšetřovací rukavice s manžetou, M	100/box, 10 box/cs
MDSEXTL	SensiCare prodloužené nitrilové vyšetřovací rukavice s manžetou, L	100/box, 10 box/cs
MDSEXTXL	SensiCare prodloužené nitrilové vyšetřovací rukavice s manžetou, XL	90/box, 10 box/cs



Dodržování zásad týkajících se integrovaných nepropustných krycích plášťů


Vaši zaměstnanci vědí, co udělat pro to, aby chránili sami sebe i své pacienty. Časové a jiné překážky však mohou vést k tomu, že příslušné pláště nepoužívají. Ochranné oděvy Medline se rychle a snadno oblékají a svlékají, a zároveň nabízí ochranu a pohodlí.

Snadné oblékání. Mimořádná ochrana. Prodyšné.



Oblékání

1. Nejdřív vložte paže do rukávů s palci zasunutými v příslušných poutkách.
2. Nasadte si plášť přes hlavu.
3. Zavažte vzadu v pase.



Svlékání

1. Zatáhněte v pase, abyste odtrhli zavazování.
2. Stáhněte plášť na hrudník se zkříženými rukama.
3. Srolujte plášť směrem dolů do klubíčka a zlikvidujte.

Bez zavazování kolem krku se snižuje pravděpodobnost zkřížené kontaminace z rukavic k vlasům nebo zadní části krku.

Nepropustné krycí pláště

Vhodné pro ochranu uživatele před dlouhodobým kontaktem s vodou a čisticími prostředky; řady CRIE404xC a CRIE500x jsou je testovány podle normy EN 16523-1 proti čisticímu prostředku glukoprotaminu (např. Incidin Plus).

Lehký bilaminátový nepropustný krycí plášť

- Zavazování v pase a kolem krku
- Zavazovací manžety

Číslo položky	Velikost	Barva	Balení
CRIE4040C	L	Žlutá	10/ks, 100/bal.
CRIE4041C	XL	Žlutá	10/ks, 100/bal.



CRIE4040C

Polyethylenové nepropustné krycí pláště

- Design přes hlavu
- Kryté zápěstí s otvory pro palce
- Poskládány a zabaleny jednotlivě v zásobní krabici

Číslo položky	Velikost	Barva	Balení
CRIE5010	L	Modrá	1/ks, 15/krabic, 75/bal.
CRIE5011	XL	Modrá	1/ks, 15/krabic, 75/bal.



CRIE5010

Polyethylenová jednorázová zástěra

- Nosí se přes pláště, které nejsou odolné proti tekutinám, nebo přes pracovní oděvy, jako praktické řešení pro uživatele, kteří chtějí použít další ochranu proti tekutinám za nižší náklady

Číslo položky	Popis	Balení
NONE24274W	Střední hmotnost, 71,1 x 116,8 cm, zabaleno jednotlivě, zásobní krabice	50/krabic, 250/bal.



NONE24274W

Obuv

Návleky na obuv

Návleky na obuv jsou navrženy tak, aby pomáhaly bránit kontaminaci prostředí a snížit přenos mikroorganismů. Jsou vyrobeny z polyethylenových nebo polypropylenových materiálů a některé modely jsou navíc vybaveny ochranou proti tekutinám.

Číslo položky	Velikost	Materiál	Vlastnosti	Balení
CRIE2010	Univerzální velikost	Polyethylenová vrstva	Nepropustný	100/ks, 1 000/bal.
CRIE2020	Univerzální velikost	Polyethylenový film a polypropylen (SPP)	Nepropustný	100/ks, 200/bal.



CRIE2010



CRIE2020

Návleky na boty

Návleky na boty Medline nabízí vylepšené krytí a zvýšenou ochranu proti tekutinám. Výrobky zakrývají obuv a nohu až ke kolennům a mají praktický design v univerzální velikosti s texturovanou spodní částí. Mají také suchý zip nebo elastické pásky kolem kotníku, aby se lépe udržely na místě a zajistily odpovídající ochranu.

Číslo položky	Velikost	Vlastnosti	Balení
NONE27143XL	Univerzální velikost	Odolnost proti tekutinám	50/krabic, 150/bal.
NONE27144	Univerzální velikost	Nepropustný	50/krabic, 150/bal.

NONE27143XL

- Odolnost proti tekutinám až nad kotníky
- Ochrana proti tekutinám na spodní straně
- Těsnicí lemy kolem chodidla



NONE27143XL

NONE27144

- Nepropustný polyethylenový (PE) potažený polypropylenový materiál
- Ochrana proti tekutinám na spodní straně
- Pásek se suchým zipem umožňuje nastavení



NONE27144

Inovativní balení pro zjednodušení výběru roušky

Obaly Medline jsou navrženy tak, aby usnadňovaly vašemu personálu okamžitou identifikaci různých důležitých vlastností roušek.

Barevně odlišená balení

Fialová: Roušky odolné proti tekutinám typu IIR


Zelená: Chirurgické roušky typu II

Oranžová: Procedurální roušky typu II

Modrá: Respirátory

Perforace a šikvný zářez pro palec

pro snadné sundání a likvidaci



Klasifikace výrobků

Pro správný výběr a klid mysli

Ochrana obličeje

Obličejová rouška odolná proti tekutinám se štítem



NONE27410EL

Ochrana proti vystříknutí a tekutinám díky této roušce se štítem a elastickými poutky za uši

- Průhledný polyesterový štít
- Pěnový proužek proti zamlžování

Číslo položky	Popis	Balení
NONE27410EL	Obličejová rouška s poutky za uši odolná proti tekutinám se štítem	25/box, 4/krabice

Obličejová rouška odolná proti tekutinám se štítem a vázáním



NONE27710

Ochrana proti vystříknutí a tekutinám díky této roušce se štítem a vázáním.

- Průhledný polyesterový štít
- Pěnový proužek proti zamlžování

Číslo položky	Popis	Balení
NONE27710	Obličejová rouška odolná proti tekutinám se štítem a vázáním Max X	25/box, 4/krabice
NONE27410	Obličejová rouška s poutky za uši odolná proti tekutinám se štítem	25/box, 4/krabice

Obličejová rouška odolná proti tekutinám se smyčkami za uši



NONE27412EL

- Pěnový proužek proti zamlžování
- Lze ji nosit s další ochranou proti vystříknutí, např. s obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi

Číslo položky	Popis	Balení
NONE27412EL	Obličejová rouška s poutky za uši odolná proti tekutinám	25/box, 4/krabice

Jednorázové vyměnitelné brýle




BEZ RÁMEČKU

Číslo položky	Popis	Balení
BEZ RÁMEČKU	Rámečky na více použití, k dispozici v různých barvách	100/box

Číslo položky	Popis	Balení
BEZ SKLA	Jednorázové vyměnitelné brýle	250/box

Obličejový štít



NONEFS500

- Pěnový proužek proti zamlžování
- Pružný pěnový pásek kolem hlavy
- Vyrobeno bez použití přírodního kaučuku

Číslo položky	Popis	Balení
NONEFS500	Jednorázový obličejový štít v plné délce s pružným pěnovým páskem	96/krabice

Bezpečná podlaha

Práce ve vlhkém prostředí znamená každodenní riziko včetně uklouznutí, zakopnutí a pádu. V oddělení centrální sterilizace, zejména v prostorech pro dekontaminaci, kde se shromažďují kapaliny, to představuje riziko pro zaměstnance.

Zvyšte úroveň bezpečnosti na vašich odděleních centrální sterilizace

Řešení pro bezpečnou podlahu Medline se zaměřuje jak na nebezpečí pádu, tak nutnost rychlého a bezpečného odstranění tekutin.

Liqui-Loc™ Podlahová rohož



- Snadná likvidace zaručující hygienu a bezpečnost
- Nepropustná, protiskuzová zadní strana pro stání nebo umístění nástrojů
- Odolnost proti kapajícím tekutinám, pohlcuje tekutiny pomocí absorpčního materiálu




Číslo položky	Popis	Velikost	Savost	Protiskuzové vlastnosti	Balení
ORLLPBS	Liqui-Loc; malá	71,1 × 101,6 cm	2,2 l	Ano	13/krabice
ORLLPBM	Liqui-Loc; střední	71,1 × 142,2 cm	3,0 l	Ano	10/krabice
ORLLPBL	Liqui-Loc; velká	71,1 × 182,8 cm	3,9 l	Ano	8/krabice

Oboustranná absorpční podlahová podložka



- Podpořte hygienu pomocí vysoce absorpční podložky
- Urychluje proces čištění a odsává tekutiny vylité na podlaze
- Nestoupejte na výrobek



Číslo položky	Popis	Velikost	Savost	Protiskuzové vlastnosti	Balení
ORDSFMAT	Oboustranná absorpční podlahová podložka	75 × 38 cm	7 l	Ne	50/krabice

Budete-li potřebovat další informace, kontaktujte svého account manažera společnosti Medline nebo navštivte naše stránky: www.medline.eu/cz



Medline International Czech s.r.o.
Ve svahu 482/5
Podolí
147 00 Praha 4
Česká republika
www.medline.eu/cz

FOLLOW US  

Obaly Gemini jsou nesterilní zdravotnické prostředky třídy I určené pro použití zdravotnickými pracovníky.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Přenosné tácy jsou nesterilní zdravotnické prostředky třídy I určené pro použití zdravotnickými pracovníky.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Vložky táců jsou nesterilní zdravotnické prostředky třídy I určené pro použití zdravotnickými pracovníky.



Medical Device Supply Service (MDS)
Schiffgraben 41
30775 Hannover, Německo



Hliníková sterilizační plata jsou nesterilní zdravotnické prostředky určené pro použití zdravotnickými pracovníky.



PROSAMED S.r.l.
Via della Madonna, 295
30046 Bion, Itálie



Role silikonových hadiček jsou nesterilní zdravotnické prostředky určené pro použití zdravotnickými pracovníky.



Shanghai International Holding Corp. GmbH
Zhoucun Road
20137 Hamburg, Německo



Vyšetřovací rukavice Medline jsou nesterilní zdravotnické prostředky třídy I určené pro použití zdravotnickými pracovníky.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Návleky na obuv jsou nesterilní zdravotnické prostředky třídy I určené pro použití zdravotnickými pracovníky.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



NONE27xxx jsou nesterilní zdravotnické prostředky třídy I určené pro použití zdravotnickými pracovníky.
Před použitím se seznamte s pokyny a bezpečnostními opatřeními na příslušném štítku.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Vyhrazujeme si právo na opravu chyb, které se mohou v této publikaci vyskytnout.

© 2024 Medline je registrovaná ochranná známka společnosti Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1111_CS 02/2024