


# Produktübersicht für das Sterilgutmanagement

Umfassende Auswahl an Produkten zur Verwendung in der AEMP



## Sterilisation Sicheres Steril- gutmanagement





**Stellen Sie Ihre Produkte für die Sterilgutversorgung mit Ihrem Medline Außendienstmitarbeiter zusammen.** Wir unterstützen Sie gerne dabei und optimieren damit Ihre täglichen Arbeitsprozesse.

# Besondere Sorgfalt

Die Sterilisation hat das Ziel, 99,999 % der Pathogene abzutöten. Nur wenige verstehen, wie viel Aufwand dies für das Sterilgutmanagement bedeutet.

Medline unterstützt dabei, die Sterilität von chirurgischen Instrumenten zu erzielen. Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an essentiellen Produkten für jeden Schritt bei der Sterilgutversorgung.

## Sterilisation

<b>Sterilisation</b>	<b>4</b>
<b>Sterilisationsvlies</b>	<b>5</b>
<b>Sterilisationsvlies Zubehör</b>	<b>10</b>

## Schutzbekleidung

<b>Handschuhe</b>	<b>12</b>
<b>Schutzkittel und Schuhüberzüge</b>	<b>14</b>
<b>Gesichtsschutz</b>	<b>17</b>

## Sicherheit der Arbeitsumgebung

<b>Bodensaugmatte</b>	<b>19</b>
-----------------------	-----------



# Sterilisation

Speziell die Sterilisation schwerer Ladungen als auch mangelnde Dampfqualität erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Steril-Container nach Programmende Restkondensat verbleibt. Medline hilft Ihnen dies zu vermeiden.



# Sterilisationsvlies Gemini

## **Drapierfähig und stark**

Das Gemini Sterilisationsvlies ist reiß- und stichfest. Es ist leistungsfähiger als handelsübliche SMS-Vliese. Es ist sehr weich, lässt sich leicht falten und ist einfach in der Handhabung.

## **Geringe Fusselbildung und hervorragende Hafteigenschaften**

Die Oberfläche gewährleistet optimale Hafteigenschaften für das Indikatorklebeband und setzt kaum Partikel frei.

## **Einzigartiges SSMMS-Gewebe mit bewährtem Barrierschutz**

Mit seinem starken, mehrlagigen Polypropylen-Material (100 %) besitzt Gemini einen hohen Barrierschutz gegen Flüssigkeiten und Partikel (konform gemäß EN 11607-1 und EN 868-2).

## **Vielseitig**

Gemini Sterilisationsvlies eignet sich zur Verwendung mit allen wichtigen Sterilisationsverfahren, darunter:

### **GEM0-GEM5**

- Dampfsterilisation im Vorvakuumverfahren
- Dampfsterilisation im Gravitationsverfahren

### **GEM1-GEM5**

- ETO-Sterilisation
- STERRAD® Sterilisation
- STERIS V-PRO® Niedertemperatur-Sterilisation
- STERIZONE® VP4-Sterilisation

## **WRAP-Zertifizierung**

Das Gemini-Sterilisationsvlies wird in einem WRAP-zertifizierten Werk hergestellt. Die Förderung und Beachtung der Arbeits- und Menschenrechte in unserer Lieferkette ist Teil unserer Agenda zur ESG (Umwelt, Sozialies & Unternehmensführung). Eine genaue Beschreibung der zwölf WRAP-Grundsätze finden Sie auf der Website: [www.wrapcompliance.org](http://www.wrapcompliance.org).



## Gemini Single – Einlagiges Sterilisationsvlies

Das Sterilisationsvlies Gemini Single ist eine ausgezeichnete Lösung für Aufbereitungseinheiten, in denen zwei einzelne Tücher zum Einschlagen von Sterilsiergut verwendet werden.



	<b>GEM0</b> 40 g	<b>GEM1</b> 47 g	<b>GEM2</b> 54 g	<b>GEM3</b> 61 g	<b>GEM4</b> 71 g	<b>GEM5</b> 75 g
<b>46 x 46 cm</b>	GEM0118-EU 1.000 Stck./Karton	GEM1118-EU 1.000 Stck./Karton	GEM2118-EU 1.000 Stck./Karton	GEM3118-EU 600 Stck./Karton		
<b>61 x 61 cm</b>	GEM0124-EU 500 Stck./Karton	GEM1124-EU 500 Stck./Karton	GEM2124-EU 500 Stck./Karton	GEM3124-EU 250 Stck./Karton	GEM4124-EU 250 Stck./Karton	
<b>76 x 76 cm</b>	GEM0130-EU 300 Stck./Karton	GEM1130-EU 300 Stck./Karton	GEM2130-EU 300 Stck./Karton	GEM3130-EU 200 Stck./Karton	GEM4130-EU 250 Stck./Karton	
<b>91 x 91 cm</b>	GEM0136-EU 300 Stck./Karton	GEM1136-EU 300 Stck./Karton	GEM2136-EU 300 Stck./Karton	GEM3136-EU 150 Stck./Karton	GEM4136-EU 150 Stck./Karton	
<b>102 x 102 cm</b>	GEM0140-EU 250 Stck./Karton	GEM1140-EU 250 Stck./Karton	GEM2140-EU 250 Stck./Karton	GEM3140-EU 150 Stck./Karton	GEM4140-EU 150 Stck./Karton	GEM5140-EU 96 Stck./Karton
<b>114 x 114 cm</b>					GEM4145-EU 100 Stck./Karton	
<b>122 x 122 cm</b>	GEM0148-EU 250 Stck./Karton	GEM1148-EU 250 Stck./Karton	GEM2148-EU 100 Stck./Karton	GEM3148-EU 50 Stck./Karton	GEM4148-EU 50 Stck./Karton	GEM5148-EU 48 Stck./Karton
<b>137 x 137 cm</b>	GEM0154-EU 100 Stck./Karton	GEM1154-EU 100 Stck./Karton	GEM2154-EU 100 Stck./Karton	GEM3154-EU 50 Stck./Karton	GEM4154-EU 50 Stck./Karton	
<b>137 x 183 cm</b>	GEM0172-EU 100 Stck./Karton					

## Gemini Interleaved – Zweilagiges Sterilisationsvlies



Das Sterilisationsvlies Gemini Interleaved bietet sowohl unsere Mehrschichttechnologie als auch eine Farbunterscheidung für Aufbereitungseinheiten, die mit zwei einzelnen Tüchern in sequenzieller Einschlagtechnik arbeiten. Diese Lösung kombiniert Reißfestigkeit und Sicherheit. Das Vlies ist für die Verwendung mit allen wichtigen Sterilisationsverfahren geeignet.

	<b>GEM1</b> 47 g	<b>GEM2</b> 54 g	<b>GEM3</b> 61 g	<b>GEM4</b> 71 g
<b>61 x 61 cm</b>	GEM1124INT-EU 500 Stck./Karton	GEM2124INT-EU 500 Stck./Karton	GEM3124INT-EU 250 Stck./Karton	GEM4124INT-EU 250 Stck./Karton
<b>76 x 76 cm</b>	GEM1130INT-EU 300 Stck./Karton	GEM2130INT-EU 300 Stck./Karton	GEM3130INT-EU 200 Stck./Karton	GEM4130INT-EU 250 Stck./Karton
<b>91 x 91 cm</b>	GEM1136INT-EU 300 Stck./Karton	GEM2136INT-EU 300 Stck./Karton	GEM3136INT-EU 150 Stck./Karton	GEM4136INT-EU 150 Stck./Karton
<b>102 x 102 cm</b>	GEM1140INT-EU 250 Stck./Karton	GEM2140INT-EU 250 Stck./Karton	GEM3140INT-EU 150 Stck./Karton	GEM4140INT-EU 150 Stck./Karton
<b>122 x 122 cm</b>	GEM1148INT-EU 250 Stck./Karton	GEM2148INT-EU 100 Stck./Karton	GEM3148INT-EU 50 Stck./Karton	GEM4148INT-EU 50 Stck./Karton
<b>137 x 137 cm</b>			GEM3154INT-EU 50 Stck./Karton	GEM4154INT-EU 50 Stck./Karton
<b>137 x 183 cm</b>				GEM4172INT-EU 50 Stck./Karton



# Gemini Bonded – fest verbundenes Sterilisationsvlies



Das Gemini Bonded Sterilisationsvlies sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz bei Ihren Sterilisationsprozessen. Es besteht aus zwei fest verbundenen Vlieslagen in unterschiedlicher Farbe. Dies erleichtert das schnelle Erkennen von Beschädigungen und ermöglicht eine farbliche Kennzeichnung von Instrumentensieben.

	<b>GEMO</b> 40 g	<b>GEM1</b> 47 g	<b>GEM2</b> 54 g	<b>GEM3</b> 61 g	<b>GEM4</b> 71 g	<b>GEM5</b> 75 g
<b>46 x 46 cm</b>	GEM0118T-EU 500 Stck./Karton	GEM1118T-EU 500 Stck./Karton	GEM2118T-EU 500 Stck./Karton	GEM3118T-EU 300 Stck./Karton		
<b>61 x 61 cm</b>	GEM0124T-EU 250 Stck./Karton	GEM1124T-EU 250 Stck./Karton	GEM2124T-EU 250 Stck./Karton	GEM3124T-EU 100 Stck./Karton	GEM4124T-EU 100 Stck./Karton	
<b>76 x 76 cm</b>	GEM0130T-EU 150 Stck./Karton	GEM1130T-EU 150 Stck./Karton	GEM2130T-EU 150 Stck./Karton	GEM3130T-EU 75 Stck./Karton	GEM4130T-EU 100 Stck./Karton	
<b>91 x 91 cm</b>	GEM0136T-EU 150 Stck./Karton	GEM1136T-EU 150 Stck./Karton	GEM2136T-EU 150 Stck./Karton	GEM3136T-EU 75 Stck./Karton	GEM4136T-EU 75 Stck./Karton	GEM5136T-EU 72 Stck./Karton
<b>102 x 102 cm</b>	GEM0140T-EU 100 Stck./Karton	GEM1140T-EU 100 Stck./Karton	GEM2140T-EU 100 Stck./Karton	GEM3140T-EU 75 Stck./Karton	GEM4140T-EU 75 Stck./Karton	GEM5140T-EU 48 Stck./Karton
<b>114 x 114 cm</b>		GEM1145T-EU 100 Stck./Karton		GEM3145T-EU 50 Stck./Karton	GEM4145T-EU 50 Stck./Karton	GEM5145T-EU 48 Stck./Karton
<b>122 x 122 cm</b>	GEM0148T-EU 100 Stck./Karton	GEM1148T-EU 100 Stck./Karton	GEM2148T-EU 50 Stck./Karton	GEM3148T-EU 30 Stck./Karton	GEM4148T-EU 30 Stck./Karton	GEM5148T-EU 24 Stck./Karton
<b>137 x 137 cm</b>	GEM0154T-EU 50 Stck./Karton	GEM1154T-EU 50 Stck./Karton	GEM2154T-EU 50 Stck./Karton	GEM3154T-EU 30 Stck./Karton	GEM4154T-EU 30 Stck./Karton	GEM5154T-EU 24 Stck./Karton
<b>137 x 183 cm</b>				GEM3172T-EU 30 Stck./Karton	GEM4172T-EU 30 Stck./Karton	


## Grammaturen

Wählen Sie entsprechend Ihres Sterilisationsbehälters, die jeweilig passende Gemini Sterilisationsvlies Grammatur.

<b>Gemini Grammaturen von Medline</b>	<b>Es werden die folgenden Gewichtsgrenzen für die Verwendung des Gemini Sterilisationsvlies empfohlen:</b>
Sehr leichtes Gewicht <b>GEM0XXX</b>	0 - 2,7 kg
Leichtes Gewicht <b>GEM1XXX</b>	2,7 kg
Normales Gewicht <b>GEM2XXX</b>	4 kg
Mittleres Gewicht <b>GEM3XXX</b>	5,9 kg
Schweres Gewicht <b>GEM4XXX</b>	7,7 kg
Sehr schweres Gewicht <b>GEM5XXX</b>	11,3 kg

Die Gewichtsgrenzen gelten für die Dampfsterilisation im Vorvakuumverfahren, im Gravitationsverfahren und für die Ethylenoxid-Sterilisation. Informationen zu anderen Sterilisationsverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung.

**Gemini Bonded  
Sterilisationsvlies  
ist in verschiedenen**  
Größen und Stärken  
für alle Arten von  
Sets erhältlich.





# Siebkörbe

## Aus Edelstahl-Drahtgeflecht

Passende Auswahl an Siebschalen für fast alle Instrumenten-Sets

### Für Halb-Container

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
SCD 333	24,5 x 24,5 x 3,0 cm	1 Stück
SCD 336	24,5 x 24,5 x 6,0 cm	1 Stück
SCD 3310	24,5 x 24,5 x 10,0 cm	1 Stück

### Für 3/4-Container

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
SCD 433	40,0 x 25,0 x 3,0 cm	1 Stück
SCD 436	40,0 x 25,0 x 6,0 cm	1 Stück
SCD 4310	40,0 x 25,0 x 10,0 cm	1 Stück



### Für Lang-Container


Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
SCD 633	51,5 x 24,5 x 3,0 cm	1 Stück
SCD 636	51,5 x 24,5 x 6,0 cm	1 Stück
SCD 6310	51,5 x 24,5 x 10,0 cm	1 Stück
SCDD 636	48,5 x 24,5 x 6,0 cm	1 Stück

# SteriSet® Zuberhör

## Silikonmatten

Für Siebschalen - zur schonenden Lagerung von Fein-Instrumenten. Passend für jede Siebgröße verfügbar.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
MDNSNS315	12,7 x 24,1 cm	1 Stück
MDNSNS335	24,1 x 24,1 cm	1 Stück
MDNSNS435	39,4 x 24,1 cm	1 Stück
MDNSNS635	47 x 24,1 cm	1 Stück



## Indikator-Klebe-Etikett

Für Container mit offenem Etikettenrahmen

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
DPCIS13	Lasche rechts	500/Karton
DPCIS02	Lasche oben	500/Karton



# Zubehör für Sterilisationsvlies

## Staubschutzbeutel

Diese Abdeckungen schützen Instrumensiebe vor Staub und Umwelteinflüssen. Sie bestehen aus widerstandsfähigem, qualitativ hochwertigen Polyethylen und sind selbstversiegelnd.


Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
MDS100815	20 x 30 cm	1.000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



## Aluminiumtablett

Das Aluminiumtablett ist ein wiederverwendbares, festes Aluminiumblech, das für die Verwendung unter den Instrumentensieben/-körben vorgesehen ist.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
LCLC1850CE	52 x 24 cm	1
LCLC1851CE	48 x 24 cm	1



## Trayliner

Trayliner aus Papier, für bessere Absorption des Kondensats während der Sterilisation.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
TLC009	30 x 30 cm	2.000
TLC010	30 x 45 cm	1.000
TLC011	30 x 60 cm	1.000



## Transfertablett

- Hartkunststoff ist so beschaffen, dass er einen Luftstrom gewährleistet
- Reduziert exponierte Drähte
- Schützt die Instrumenten-Trays während der Sterilisation, Lagerung und Transport vor Löchern oder Rissen


Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



## Silikonschlauch-Rolle

Diese unsterile Silikonschlauchrolle kann abgeschnitten und zum Schutz der scharfen Spitzen von chirurgischen Instrumenten bei der Lagerung, Handhabung und Sterilisation verwendet werden.

Artikelnummer	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser [mm]	Packfaktor
510204	2	4	16
510305	3	5	16
510406	4	6	16
510407	4	7	10
510508	5	8	7
510509	5	9	7
510609	6	9	4
510612	6	12	4
510710	7	10	4
510812	8	12	4
511014	10	14	4



Die Rolle mit 15 m lässt sich leicht auf die gewünschte Länge zuschneiden.



# Schutzbekleidung

Sie benötigen ein Höchstmaß an Sicherheit. Sorgen Sie mit der Schutzbekleidung von Medline für eine wirksame Barriere gegen Mikroorganismen und Gefahrenstoffe. Jeder Artikel wurde mit Blick auf Ihren maximalen Schutz und persönlichen Komfort entwickelt.



# Untersuchungshandschuhe

## SensiCare® Pro Nitril-Untersuchungshandschuhe mit 400 mm Stulpe

Mit **OptiCuff**  
Für einen  
sicheren  
Sitz der Stulpe

SensiCare® Pro Nitril-Handschuhe von Medline bieten außerordentlichen Rundumschutz, eine genaue Passform und hohe Leistungsfähigkeit. Konzipiert für medizinisches Fachpersonal, das mit aggressiven Chemikalien arbeitet oder chirurgische Instrumente reinigt, dekontaminiert und desinfiziert.

- 400 mm verlängerte Stulpen sichern einen extra Schutz für den Bereich zwischen Stulpe und Ärmel
- Volltexturierung für optimalen Griff
- Gute Ergebnisse bei der Prüfung der Stichfestigkeit
- Zytostatika getestet
- PSA-zertifiziert



Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
PRO400XS	SensiCare® Pro 400 mm Nitril-Untersuchungshandschuhe, X-Small	50 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400S	SensiCare® Pro 400 mm Nitril-Untersuchungshandschuhe, Small	50 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400M	SensiCare® Pro 400 mm Nitril-Untersuchungshandschuhe, Medium	50 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400L	SensiCare® Pro 400 mm Nitril-Untersuchungshandschuhe, Large	50 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
PRO400XL	SensiCare® Pro 400 mm Nitril-Untersuchungshandschuhe, X-Large	50 Paar/Box, 10 Boxen/Karton

EN ISO 374-5-2016	Resultat
Schutz gegen Mikroorganismen (Bakterien und Pilze)	Bestanden
Schutz gegen Viren	Bestanden



## SensiCare® Nitril-Untersuchungshandschuhe mit langer Stulpe und hervorragendem Tastempfinden

- Zusätzlicher Schutz mit robustem Nitril
- Lange Stulpe für einen besseren Schutz
- PSA-zertifiziert
- Latexkomfort in einem Nitrilhandschuh

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
MDSEXTXS	SensiCare® Extended Cuff Nitril-Untersuchungshandschuhe, X-Small	100 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
MDSEXTS	SensiCare® Extended Cuff Nitril-Untersuchungshandschuhe, Small	100 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
MDSEXTM	SensiCare® Extended Cuff Nitril-Untersuchungshandschuhe, Medium	100 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
MDSEXTL	SensiCare® Extended Cuff Nitril-Untersuchungshandschuhe, Large	100 Paar/Box, 10 Boxen/Karton
MDSEXTXL	SensiCare® Extended Cuff Nitril-Untersuchungshandschuhe, X-Large	90 Paar/Box, 10 Boxen/Karton






# Undurchlässige Schutzkittel


Zeitmangel und Umständlichkeit können dazu führen, dass die Hygienevorschriften beim Anziehen des Schutzkittels nicht eingehalten werden. Die Schutzkleidung von Medline lässt sich schnell und einfach an- und ausziehen und bietet gleichzeitig Schutz und Komfort.

**Müheloses Anziehen. Außergewöhnlicher Schutz. Atmungsaktiver Komfort.**



## Anziehen

1. Stecken Sie die Daumen in die Daumenschlaufen und schlüpfen Sie mit den Armen in die Ärmel.
2. Ziehen Sie den Kittel über den Kopf.
3. Binden Sie den Bindegürtel hinten in der Taille.



## Ausziehen

1. Ziehen Sie an der Taille, um die Bänder zu lösen.
2. Ziehen Sie den Kittel mit verschränkten Armen vor die Brust.
3. Rollen Sie den Kittel vor der Brust zu einer Kugel ein und entsorgen Sie ihn.

**Da kein Nackenband gelöst werden muss, verringern Sie die Gefahr einer Kreuzkontamination von Handschuhen auf die Haare oder den Nacken.**

# Undurchlässige Schutzkittel

Geeignet für den Schutz gegen längeren Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln; die CRIE404xC-Produktreihe und die CRIE500x -Produktreihe sind gemäß EN 16523-1 auf Beständigkeit gegen das Reinigungsmittel Glucoprotamin (z. B. Incidin® Plus) getestet.

## Leichte, undurchlässige Schutzkittel aus Bilaminat

- Bindebänder an Taille und Hals
- Strickbündchen

Artikelnummer	Größe	Farbe	Packfaktor
CRIE4040C	L	Gelb	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton
CRIE4041C	XL	Gelb	10 Stück/Beutel, 100 Stück/Karton



CRIE4040C

## Undurchlässige Schutzkittel aus Polyethylen

- Zum über den Kopf ziehen
- Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- Einzeln gefaltet und in einem Beutel verpackt, optional auch in einer Spenderbox erhältlich

Artikelnummer	Größe	Farbe	Packfaktor
CRIE5010	L	Blau	1 Stück/Beutel, 15 Stück/Box, 75 Stück/Karton
CRIE5011	XL	Blau	1 Stück/Beutel, 15 Stück/Box, 75 Stück/Karton



CRIE5010

## Einweg-Schürze aus Polyethylen

- Wird über nicht flüssigkeitsundurchlässigen Kitteln oder Bereichskleidung getragen, um schnell und komfortabel für einen zusätzlichen Schutz vor Flüssigkeiten zu sorgen schnell und komfortabel für einen zusätzlichen Schutz vor Flüssigkeiten zu sorgen.

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
NONE24274W	Mittleres Gewicht, 71,1 x 116,8 cm, einzeln verpackt, in einer Spenderbox	50 Stück/Box, 250 Stück/Karton



NONE24274W

# Schuhüberzüge

## Schuhüberzüge

Schuhüberzüge wirken vorbeugend gegen Umweltkontamination und reduzieren die Übertragung von Mikroorganismen. Die Schuhüberzüge sind aus Polyethylen oder Polypropylen gefertigt, manche Modelle bieten zusätzlichen Schutz vor Flüssigkeiten.

Artikelnummer	Größe	Material	Eigenschaften	Packfaktor
CRIE2010	Einheitsgröße	Polyethylenfolie	Flüssigkeitsundurchlässig	100 Stück/Box, 1.000 Stück/Karton
CRIE2020	Einheitsgröße	Polyethylenfolie und Polypropylen (SPP)	Flüssigkeitsundurchlässig	100 Stück/Beutel, 200 Stück/Karton



CRIE2010



CRIE2020

## Stiefelüberzüge

Die Stiefelüberzüge im Medline Sortiment bieten einen erweiterten und höheren Schutz vor Flüssigkeiten. Sie reichen bis zum Knie und sind in einer zweckmäßigen Einheitsgröße mit strukturierter Sohle erhältlich. Sie verfügen über einen Klettverschluss oder Gummibänder am Knöchel, um ein Verrutschen zu verhindern und adäquaten Schutz zu gewährleisten.

Artikelnummer	Größe	Eigenschaften	Packfaktor
NONE27143XL	Einheitsgröße	Flüssigkeitsabweisend	50 Stück/Box, 150 Stück/Karton
NONE27144	Einheitsgröße	Flüssigkeitsundurchlässig	50 Stück/Box, 150 Stück/Karton

### NONE27143XL

- Flüssigkeitsabweisendes Material oberhalb des Knöchels
- Hoher Flüssigkeitsschutz im Fußbereich
- Verschweißte Nähte am Fuß



NONE27143XL

### NONE27144

- Undurchlässiges PE-beschichtetes Polypropylen-Material
- Verstärkter Flüssigkeitsschutz im Fußbereich
- Verstellbarer Klettverschluss für individuelle Anpassung



NONE27144



# Innovatives Verpackungsdesign erleichtert die Auswahl der Masken

Die Medline Verpackung macht es Ihren Mitarbeitern leicht, wichtige Merkmale auf einem Blick schnell und unverwechselbar zu erkennen.

## Farbcodierte Verpackung

**Lila:** Typ IIR flüssigkeitsdichte Masken


**Grün:** Typ II OP-Masken

**Orange:** Typ II Untersuchungsmasken

**Blau:** Atemschutzmasken

## Perforationslinien und eine praktische Daumenlasche

ermöglichen eine leichte Öffnung und Entnahme



## Klassifizierung

Für die richtige und sichere Auswahl

# Flüssigkeitsdichte OP-Gesichtsmasken

## Flüssigkeitsdichte Untersuchungs- maske mit Visier



NONE27410EL

Diese Maske mit Visier und elastischen Ohrschlaufen bietet Schutz gegen Spritzer und Flüssigkeiten.

- Optisch klares Augenvisier
- Antibeschlagstreifen

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
NONE27410EL	Flüssigkeitsdichte Untersuchungs- maske mit Ohrschlaufen und Schutzvisier	25/Packung, 100/Karton

## Flüssigkeitsdichte OP-Gesichtsmaske mit Visier und Bindebändern



NONE27710

Diese Maske mit Visier und Bindebändern bietet Schutz gegen Spritzer und Flüssigkeiten.

- Optisch klares Augenvisier
- Antibeschlagstreifen

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
NONE27710	Flüssigkeitsdichte OP-Gesichtsmaske mit Visier, Zellulose	25/Packung, 100/Karton
NONE27410	Flüssigkeitsdichte Untersuchungs- maske mit Ohrschlaufen und Schutzvisier	25/Packung, 100/Karton

## Flüssigkeitsdichte Untersuchungs- maske mit Ohrschlaufen



NONE27412EL

- Antibeschlagstreifen
- Kann mit zusätzlichem Spritzschutz getragen werden, z. B. Visier oder Schutzbrille

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
NONE27412EL	Flüssigkeitsdichte Untersuchungs- maske mit Ohrschlaufen	25/Packung, 100/Karton

## Augenschutz




NONFRAME

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
NONFRAME	Wiederverwendbares Brillengestell, in verschiedenen Farben erhältlich	100/Karton

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
NONLENS	Einweg-Schutzbrillengläser	250/Karton

## Einweg-Gesichtsschutz



NONEFS500

- Antibeschlagstreifen
- Elastisches Kopfband mit Schaumstoffpolster
- Latexfrei

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
NONEFS500	Einweg-Gesichtsschutz, bedeckt das gesamte Gesicht, mit Schaumstoffpolster und elastischem Band	96 Stück/Karton



# Sicherheit der Arbeitsumgebung

Bei der Arbeit in nasser Umgebung entsteht ein Verletzungsrisiko durch Ausrutschen, Stolpern und Stürzen. Beim Sterilgutmanagement sammeln sich insbesondere in Dekontaminationsbereichen Flüssigkeiten besonders leicht an, was eine große Gefahr für das Personal darstellen kann.




## Mehr Sicherheit in der AEMP/ZSVA

Die Bodensaugmatten von Medline sind gezielt gegen Sturzgefahr und für die schnelle und sichere Absorption von Flüssigkeiten konzipiert.

### Liqui-Loc™ Bodenmatte



- Einfache und hygienische Entsorgung
- Flüssigkeitsundurchlässige, rutschfeste Rückseite zum sicheren Stand oder auch Platzieren von Gegenständen
- Tropfsicher, speichert und bindet Flüssigkeiten



Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Absorptionsfähigkeit	Rutschsicher	Packfaktor
ORLLPBS	Liqui-Loc™ - Small	71,1 x 101,6 cm	2,2 l	Ja	13 Stck./Karton
ORLLPBM	Liqui-Loc™ - Medium	71,1 x 142,2 cm	3,0 l	Ja	10 Stck./Karton
ORLLPBL	Liqui-Loc™ - Large	71,1 x 182,8 cm	3,9 l	Ja	8 Stck./Karton

### Doppelseitig absorbierende Bodensaugmatte



- Für besonders hohe Hygiene - Anforderungen oder, wenn große Mengen an Flüssigkeiten absorbiert werden sollen.
- Unterstützt den Reinigungsprozess und absorbiert Flüssigkeiten.
- Nur für eine schnelle Aufnahme und Bindung großer Flüssigkeitsmengen geeignet. Nicht als Unterlage geeignet.



Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Absorptionsfähigkeit	Rutschsicher	Packfaktor
ORDSFMAT	Doppelseitig absorbierende Bodenmatte	75 x 38 cm	7 l	Nein	50/Karton

**Für weitere Informationen** wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihren Medline Außendienstmitarbeiter oder besuchen Sie unsere Webseite: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland  
Tel.: +49 2821 7510-0

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)



**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Genf  
Schweiz  
Tel.: +41 848 244 433



[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)



**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati  
Parking 2  
1010 Wien  
Österreich  
Tel.: +43 800 201 878



[www.medline.eu/at](http://www.medline.eu/at)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)



FOLLOW US  



Das GEMINI Sterilisationsvlies ist ein unsteriles, medizinisches Produkt der Klasse I und für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.  Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankreich 



Transfertablets sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I, die für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.  Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankreich 



Trayliner sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Nutzung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.  Medical Device Safety Service (MDSS)  
Zooßgarten 41  
30175 Hannover, Deutschland 

Sterilisationsplatten aus Aluminium sind unsterile Medizinprodukte, die für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.  PROSMED S.r.l.  
Via della Magliana, 295  
00146 Roma, Italien 

Silikonschlauchrollen sind unsterile Medizinprodukte, die für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind.  Shanghai International Holding Corp. GmbH  
Chifustraße 80  
201537 Hamburg, Deutschland 

Untersuchungshandschuhe von Medline sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.  Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankreich 

Die Schuhüberzüge und Stiefelüberzüge sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.  Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankreich 

NONE27xxx sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.  Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankreich 

Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1111\_DE 06/2024