


Centrale Sterilisatie Productcatalogus

Uitgebreid productassortiment en ondersteuning



Sterilisatie op zijn best





Gebruik deze uitgebreide catalogus in gesprek met uw Medline vertegenwoordiger.
Samen kunt u uw centrale sterilisatie afdeling voorzien van kwalitatieve
hoogwaardige producten om uw systematische aanpak te vergemakkelijken.

Nauwgezette zorg

Maar weinigen begrijpen de hoeveelheid werk die nodig is voor centrale sterilisatie, wat als doel heeft 99,999% van ziekteverwekkers te elimineren.

Medline beschouwt de steriliteit van chirurgische instrumenten niet als vanzelfsprekend. We begrijpen de uitdaging en hanteren een systematische benadering bij het samenstellen van brede assortimenten met essentiële producten voor elke stap van het centrale sterilisatie proces.

Sterilisatie

SteriSet sterilisatiecontainers	5
Sterilisatie Trays	6
Sterilisatie Accessoires	9
Sterilisatievellen	10
Sterilisatievellen Accessoires	14

Beschermende kleding

Handschoenen	16
Jassen en Schoenovertrekken	17
Gelaatsbescherming	21
Veiligheid op de vloer	
Vloermat	23

Sterilisatie

Door van individuele componenten over te gaan op geassembleerde en gesteriliseerde sets, kan de centrale sterilisatie overstappen van het voorbereiden van instrumenten naar het leveren van uitstekende patiëntzorg. Medline helpt u uw doelen te bereiken met het oog op veiligheid, duurzaamheid en waarde.

SteriSet sterilisatiecontainers

Bescherming met twee deksels

- Stevig RVS/ aluminium beschermt waardevolle instrumenten en het binnenste ventiel
- Met het ruimtebesparende ontwerp kunnen tot 3 containers opgestapeld worden in de autoclaaf
- Het product houdt stof, overtollig vocht en andere verontreinigingen buiten, voor betere hygiëne

RVS ventiel

- Helpt steriliteit te garanderen en afval te verminderen
- Voorkomt dat disposable papieren filters nodig zijn
- Druk-geactiveerd om automatisch te openen tijdens de stoom pre-vacuüm sterilisatiecyclus
- Ventiel blijft na sterilisatie gesloten voor een ondoordringbare barrière die de inhoud steriel houdt

Veilige verzegeling

- Hitte-geactiveerd ThermoLoc Intelligent Locking System houdt het deksel gesloten tijdens de sterilisatiecyclus
- Voorkomt dat disposable kunststof sloten nodig zijn
- Biedt een veilige verzegeling
- Zorgt ervoor dat de container verzegeld blijft totdat deze wordt geopend in de operatiekamer
- Veelzijdige kleurgecodeerde handgrepen en labels vereenvoudigen het kiezen van containers

Condensafvoer voor zware inhoud

- Ideaal voor sets van meer dan 8 kg of voor instellingen die werken met natte stoom
- Gaat open wanneer de autoclaaf 130° C bereikt, waardoor mogelijk aanwezige condensatie de container uit kan stromen
- Wanneer de autoclaaf afkoelt tot onder de 110° C gaat de afvoer dicht, om zo een droge, volledig beschermde inhoud te garanderen



Voor



Na

SteriSet Volledig Formaat

Ontworpen om alle instrumenten voor grote ingrepen te bevatten.
De aangegeven afmetingen hieronder vormen de lengte x breedte x hoogte.

Met platte onderkant

Artikelnummer Aluminium Deksel	Artikelnummer Roestvrijstalen Deksel	Omschrijving	Verpakking
TVA60	TVE60	59,6 x 27,5 x 12,0 cm	1/st
TVA61	TVE61	59,6 x 27,5 x 14,0 cm	1/st
TVA62	TVE62	59,6 x 27,5 x 16,0 cm	1/st
TVA64	TVE64	59,6 x 27,5 x 21,0 cm	1/st
TVA66	TVE66	59,6 x 27,5 x 27,0 cm	1/st

Met condensafvoer

Artikelnummer Aluminium Deksel	Artikelnummer Roestvrijstalen Deksel	Omschrijving	Verpakking
TVA67	TVE67	59,6 x 27,5 x 12,0 cm	1/st
TVA68	TVE68	59,6 x 27,5 x 14,0 cm	1/st
TVA69	TVE69	59,6 x 27,5 x 18,0 cm	1/st
TVA6A	TVE6A	59,6 x 27,5 x 23,0 cm	1/st
TVA6B	TVE6B	59,6 x 27,5 x 29,0 cm	1/st

SteriSet Driekwart Formaat

Met platte onderkant

Artikelnummer Aluminium Deksel	Artikelnummer Roestvrijstalen Deksel	Omschrijving	Verpakking
TVA41	TVE41	45,6 x 28,0 x 14,0 cm	1/st
TVA42	TVE42	45,6 x 28,0 x 16,0 cm	1/st

Met condensafvoer

Artikelnummer Aluminium Deksel	Artikelnummer Roestvrijstalen Deksel	Omschrijving	Verpakking
TVA48	TVE48	45,6 x 28,0 x 14,0 cm	1/st
TVA49	TVE49	45,6 x 28,0 x 18,0 cm	1/st



TVA60



TVA67



TVA41

SteriSet Half Formaat

Met platte onderkant

Artikelnummer Aluminium Deksel	Artikelnummer Roestvrijstalen Deksel	Omschrijving	Verpakking
TVA30	TVE30	29,6 x 27,5 x 12,0 cm	1/st
TVA31	TVE31	29,6 x 27,5 x 14,0 cm	1/st
TVA32	TVE32	29,6 x 27,5 x 16,0 cm	1/st
TVA34	TVE34	29,6 x 27,5 x 21,0 cm	1/st
TVA36	TVE36	29,6 x 27,5 x 27,0 cm	1/st

Met condensafvoer

Artikelnummer Aluminium Deksel	Artikelnummer Roestvrijstalen Deksel	Omschrijving	Verpakking
TVA37	TVE37	29,6 x 27,5 x 12,0 cm	1/st
TVA38	TVE38	29,6 x 27,5 x 14,0 cm	1/st
TVA39	TVE39	29,6 x 27,5 x 18,0 cm	1/st
TVA3A	TVE3A	29,6 x 27,5 x 23,0 cm	1/st
TVA3B		29,6 x 27,5 x 29,0 cm	1/st

TASKIT Container

Mini formaat - ideaal voor oogheelkundige instrumenten

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
KVA10	28,5 x 13,5 x 6,0 cm	1/st
KVA11	28,5 x 13,5 x 8,0 cm	1/st
KVA12	28,5 x 13,5 x 10,0 cm	1/st

Verzegelingen

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
DPKSIE1	Groen	500/doos
DPKSIE2	Blauw	500/doos
DPKSIE3	Rood	500/doos
DPKSIE4	Geel	500/doos
DPKSIE5	Wit	500/doos

DPKSIE3



SteriSet Sterilisatie Kleurcodering

Behaal moeiteloos lean OK doelen. Stem de kleuren van al uw trays op elkaar af. Groepeer containers op basis van procedure of OK team met zelf te kiezen kleurcodering.

- Moedig best practice standaarden aan: Organiseer sets op basis van procedure, arts, discipline of OK team.
- Verhoog efficiëntie: Helpt uw personeel om instrumentensets nauwkeuriger op te slaan en te pakken.

Handgrepen



ID labels



Sterilisatie Trays

RVS Instrumentennet

Kies de perfecte maat voor de meeste instrumentensets.

Voor halve containers

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
SCD 333	24,5 x 24,5 x 3,0 cm	1/st
SCD 336	24,5 x 24,5 x 6,0 cm	1/st
SCD 3310	24,5 x 24,5 x 10,0 cm	1/st

Voor driekwart containers

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
SCD 433	40,0 x 25,0 x 3,0 cm	1/st
SCD 436	40,0 x 25,0 x 6,0 cm	1/st
SCD 4310	40,0 x 25,0 x 10,0 cm	1/st



Voor containers van volledig formaat


Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
SCD 633	51,5 x 24,5 x 3,0 cm	1/st
SCD 636	51,5 x 24,5 x 6,0 cm	1/st
SCD 6310	51,5 x 24,5 x 10,0 cm	1/st
SCDD 636	48,5 x 24,5 x 6,0 cm	1/st

Sterilisatie Container Accessoires

Siliconen matten

Bescherm kwetsbare chirurgische instrumenten met dezesiliconen matten; op maat gemaakt om perfect in Medline containers te passen.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
MDNSNS315	12,7 x 24,1 cm	1/st
MDNSNS335	24,1 x 24,1 cm	1/st
MDNSNS435	39,4 x 24,1 cm	1/st
MDNSNS635	47 x 24,1 cm	1/st



Procesindicator Kaartjes

Passen in de sleuf aan het uiteinde van de SteriSet Container

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
DPCIS13	Sluiting aan de rechterkant	500/doos
DPCIS02	Sluiting aan de bovenkant	500/doos



Gemini Sterilisatievellen

Soepel en sterker

Gemini sterilisatievellen zijn bestand tegen scheuren en perforaties en presteren beter dan standaard SMS vellen. Ze zijn erg zacht en gemakkelijk te vouwen, waardoor ze eenvoudig zijn om mee te werken

Pluist weinig en met betere kleefkracht.

Het oppervlak is geschikt voor sterilisatietape Omdat het non-woven materiaal van nature weinig pluist helpt het bij het behouden van de integriteit van steriele sets.

Gemaakt van uniek SSMMS materiaal met bewezen barrièrebescherming

De combinatie van Gemini's sterke meerdere lagen en 100% polypropyleen (EN 11607-1 en EN 868-2 getest) bieden unieke barrièrebescherming van hoog niveau tegen vocht en deeltjes.

Veelzijdig

Medline's Gemini sterilisatievellen zijn bedoeld voor gebruik in alle grote sterilisatie cycli, waaronder:

GEM0-GEM5

- Pre-vacuüm stoom cycli
- Zwaartekracht stoom cycli

GEM1-GEM5

- Ethyleenoxide (EtO) sterilisatie
- STERRAD® sterilisatie
- STERIS V-PRO® sterilisatie bij lage temperatuur
- STERIZONE® VP4 sterilisatie.

WRAP Certificering

Gemini sterilisatievellen worden vervaardigd in een WRAP-gecertificeerde faciliteit. Het bevorderen en respecteren van arbeids- en mensenrechten in onze leveringsketen is onderdeel van Medline's plan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer gedetailleerde beschrijvingen van WRAP's 12 principes zijn beschikbaar op de website: www.wrapcompliance.org.



Gemini Enkele Sterilisatievellen

Gemini Enkele Sterilisatievellen zijn een geweldige oplossing voor sterilisatie afdelingen waar twee vellen gebruikt worden om een medisch hulpmiddel of instrumentenset te verpakken.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1.000 st/doos	GEM1118-EU 1.000 st/doos	GEM2118-EU 1.000 st/doos	GEM3118-EU 600 st/doos		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 st/doos	GEM1124-EU 500 st/doos	GEM2124-EU 500 st/doos	GEM3124-EU 250 st/doos	GEM4124-EU 250 st/doos	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 st/doos	GEM1130-EU 300 st/doos	GEM2130-EU 300 st/doos	GEM3130-EU 200 st/doos	GEM4130-EU 250 st/doos	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 st/doos	GEM1136-EU 300 st/doos	GEM2136-EU 300 st/doos	GEM3136-EU 150 st/doos	GEM4136-EU 150 st/doos	
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 st/doos	GEM1140-EU 250 st/doos	GEM2140-EU 250 st/doos	GEM3140-EU 150 st/doos	GEM4140-EU 150 st/doos	GEM5140-EU 96 st/doos
114 x 114 cm					GEM4145-EU 100 st/doos	
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 st/doos	GEM1148-EU 250 st/doos	GEM2148-EU 100 st/doos	GEM3148-EU 50 st/doos	GEM4148-EU 50 st/doos	GEM5148-EU 48 st/doos
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 st/doos	GEM1154-EU 100 st/doos	GEM2154-EU 100 st/doos	GEM3154-EU 50 st/doos	GEM4154-EU 50 st/doos	
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 st/doos					

Gemini Interleaved Sterilisatievellen

Gemini Interleaved sterilisatievellen maken gebruik van onze meerlagen technologie en verschillende kleuren voor sterilisatie afdelingen waar sequentieel verpakt wordt. Deze oplossing combineert scheurbestendigheid en veiligheid. Het is geïndiceerd voor gebruik in alle grote sterilisatie cycli.



	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 st/doos	GEM2124INT-EU 500 st/doos	GEM3124INT-EU 250 st/doos	GEM4124INT-EU 250 st/doos
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 st/doos	GEM2130INT-EU 300 st/doos	GEM3130INT-EU 200 st/doos	GEM4130INT-EU 250 st/doos
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 st/doos	GEM2136INT-EU 300 st/doos	GEM3136INT-EU 150 st/doos	GEM4136INT-EU 150 st/doos
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 st/doos	GEM2140INT-EU 250 st/doos	GEM3140INT-EU 150 st/doos	GEM4140INT-EU 150 st/doos
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 st/doos	GEM2148INT-EU 100 st/doos	GEM3148INT-EU 50 st/doos	GEM4148INT-EU 50 st/doos
137 x 137 cm			GEM3154INT-EU 50 st/doos	GEM4154INT-EU 50 st/doos
137 x 183 cm				GEM4172INT-EU 50 st/doos

Gemini Bonded sterilisatie wraps

De Gemini Bonded Sterilisatievellen kunnen u meer vertrouwen geven in uw sterilisatieproces. Twee samengesmolten vellen bieden uitzonderlijke sterkte en helpen bij het verbeteren van de efficiëntie. Dankzij de twee kleuren vallen gaatjes sneller op en is het eenvoudiger om onderscheid te maken tussen instrumentensets.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 st/doos	GEM1118T-EU 500 st/doos	GEM2118T-EU 500 st/doos	GEM3118T-EU 300 st/doos		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 st/doos	GEM1124T-EU 250 st/doos	GEM2124T-EU 250 st/doos	GEM3124T-EU 100 st/doos	GEM4124T-EU 100 st/doos	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 st/doos	GEM1130T-EU 150 st/doos	GEM2130T-EU 150 st/doos	GEM3130T-EU 75 st/doos	GEM4130T-EU 100 st/doos	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 st/doos	GEM1136T-EU 150 st/doos	GEM2136T-EU 150 st/doos	GEM3136T-EU 75 st/doos	GEM4136T-EU 75 st/doos	GEM5136T-EU 72 st/doos
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 st/doos	GEM1140T-EU 100 st/doos	GEM2140T-EU 100 st/doos	GEM3140T-EU 75 st/doos	GEM4140T-EU 75 st/doos	GEM5140T-EU 48 st/doos
114 x 114 cm		GEM1145T-EU 100 st/doos		GEM3145T-EU 50 st/doos	GEM4145T-EU 50 st/doos	GEM5145T-EU 48 st/doos
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 st/doos	GEM1148T-EU 100 st/doos	GEM2148T-EU 50 st/doos	GEM3148T-EU 30 st/doos	GEM4148T-EU 30 st/doos	GEM5148T-EU 24 st/doos
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 st/doos	GEM1154T-EU 50 st/doos	GEM2154T-EU 50 st/doos	GEM3154T-EU 30 st/doos	GEM4154T-EU 30 st/doos	GEM5154T-EU 24 st/doos
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 st/doos	GEM4172T-EU 30 st/doos	

Gewichtstabel

Ondersteun het gewicht van elke verpakte set door gebruik van de juiste GEM serie.

Medline GEM Serie	Aanbevolen tray gewichtslimiet per IFU van Medline
Super lichtgewicht GEM0XXX	0 – 2,7 kg
Lichtgewicht GEM1XXX	2,7 kg
Normaal gewicht GEM2XXX	4 kg
Medium gewicht GEM3XXX	5,9 kg
Zwaargewicht GEM4XXX	7,7 kg
Super zwaargewicht GEM5XXX	11,3 kg

De gewichtslimieten zijn aanwezig voor de pre-vacuüm-, zwaartekrachtstoom- en EO-sterilisatiemodaliteiten. Voor andere modaliteiten verwijzen wij u naar het IFU.

**Gemini Bonded
sterilisatie wraps zijn
verkrijgbaar** in een
breed assortiment
formaten en diktes,
voor alle soorten
steriele sets.

Verpakkingsmateriaal accessoires

Dust Cover

Deze hoezen beschermen instrumententrays tegen stof- en milieu-invloeden. Ze zijn gemaakt van sterk, hoogwaardig polyethyleen en hebben een sluitstrip.


Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
MDS100815	20 x 30 cm	1.000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



Aluminium Sterilisatieplaat

De aluminium sterilisatieplaat is een herbruikbare massief aluminium plaat bedoeld voor gebruik onder sterilisatietrays en dient als koellichaam, wat zorgt voor betere verdamping van stoom om water af te voeren tijdens stoomsterilisatie.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
LCLC1850CE	52 x 24 cm	1
LCLC1851CE	48 x 24 cm	1



Tray liner sheets

Papieren trayliners vergemakkelijken de absorptie van condensatie tijdens sterilisatie.


Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
TLC009	30 x 30 cm	2.000
TLC010	30 x 45 cm	1.000
TLC011	30 x 60 cm	1.000



Transportbak

- Stevig kunststof, ontworpen om lucht door te laten stromen
- Helpt blootliggende draadrekken te verminderen
- Helpt instrumentenbakken te beschermen tegen gaten of scheuren tijdens sterilisatie, opslag en transport


Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



Siliconenslang op rol

Deze niet steriele siliconenslang op rol kan afgesneden worden en gebruikt worden om de scherpe uiteinden van chirurgische instrumenten te beschermen tijdens opslag en sterilisatie.

Artikelnr.	Binnendiameter	Buitendiameter	Verpakking
510204	2	4	16
510305	3	5	16
510406	4	6	16
510407	4	7	10
510508	5	8	7
510509	5	9	7
510609	6	9	4
510612	6	12	4
510710	7	10	4
510812	8	12	4
511014	10	14	4



Een rol van 15m is gemakkelijk op de juiste lengte te knippen, afhankelijk van de behoefte

Beschermende Kleding

Er is geen tekort aan gevaarlijke stoffen en micro-organismen in een zorgomgeving. Zorg voor een effectieve barrière tegen deze stoffen en het hoogst mogelijke veiligheidsniveau met de beschermende kleding van Medline. Elk artikel is ontworpen met het oog op bescherming en comfort.



Onderzoekshandschoenen

Met **OptiCuff**
anti-manchet-
oprol
technologie

SensiCare® Pro 400 mm Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen

Onze SensiCare Pro nitril handschoenen bieden uitzonderlijke allround bescherming, pasvorm en prestaties. Deze handschoenen zijn ontworpen voor personeel dat agressieve chemicaliën gebruikt bij algemene taken en procedures; chirurgische instrumenten reinigen, ontsmetten en / of desinfecteren.

- Langere manchetten van 400 mm zorgen voor extra bescherming tussen het manchet en de mouw.
- Textuur op het volledige oppervlak verbetert de tastgevoeligheid
- Goede prestaties bij testen op perforatieweerstand
- Chemo-getest
- PBM-certificering voor extra bescherming



Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
PRO400XS	SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, x-small	50/doos, 10 doos/omdoos
PRO400S	SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, small	50/doos, 10 doos/omdoos
PRO400M	SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, medium	50/doos, 10 doos/omdoos
PRO400L	SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, large	50/doos, 10 doos/omdoos
PRO400XL	SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, x-large	50/doos, 10 doos/omdoos

EN ISO 374-5-2016	Niveau
Bescherming tegen bacteriën en schimmels	Geslaagd
Bescherming tegen virussen	Geslaagd



SensiCare® Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen met uitstekende tastgevoeligheid

- Duurzame nitril bescherming
- Lang manchet voor extra bescherming
- PBM-certificering voor extra bedekking
- Comfort van latex in een nitril handschoen


Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
MDSEXTXS	SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, x-small	100/doos, 10 doos/omdoos
MDSEXTS	SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, small	100/doos, 10 doos/omdoos
MDSEXTM	SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, medium	100/doos, 10 doos/omdoos
MDSEXTL	SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, large	100/doos, 10 doos/omdoos
MDSEXTXL	SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, x-large	90/doos, 10 doos/omdoos



Ondoordringbare isolatiejassen volgens protocol


Uw personeel weet wat ze moeten doen om zichzelf en hun patiënten te beschermen, maar tijdgebrek en ongemakken kunnen ertoe leiden dat protocollen niet netjes opgevolgd worden. Medline's beschermende kleding is snel en eenvoudig aan en uit te trekken, en biedt bescherming en comfort.

Eenvoudig aan te trekken. Uitzonderlijke bescherming. Ademend comfort.



Aantrekken

1. Plaats de armen in de mouwen met de duimen in de duimlussen.
2. Trek de jas over het hoofd.
3. Strik de bandjes aan de achterkant.



Uittrekken

1. Trek bij de taille om de bandjes te breken.
2. Trek met gekruiste armen bij de borst.
3. Rol de jas verder naar beneden en rol op tot een bal; gooi de jas weg.

Omdat er geen striksluiting in de nek zit is de kans op kruisbesmetting kleiner, doordat handschoenen niet in contact komen met het haar of de nek.

Ondoordringbare isolatiejassen

Geschikt voor het beschermen van de gebruiker tegen langdurig contact met water en reinigingsmiddelen; CRIE404xC reeks en CRIE500x reeks getest volgens EN 16523-1 met reinigingsmiddel glucoprotamin.

Lichtgewicht bilaminaat waterdichte isolatiejas

- Striksluiting in de taille en de nek
- Jersey manchetten

Artikelnr.	Maat	Kleur	Verpakking
CRIE4040C	L	Geel	10/zak, 100/doos
CRIE4041C	XL	Geel	10/zak, 100/doos



CRIE4040C

Polyethyleen waterdichte isolatiejassen

- Over-het-hoofd ontwerp
- Manchetten met duimlussen
- Individueel gevouwen en verpakt in een dispenserdoos

Artikelnr.	Maat	Kleur	Verpakking
CRIE5010	L	Blauw	1/zak, 15/doos, 75/omdoos
CRIE5011	XL	Blauw	1/zak, 15/doos, 75/omdoos



CRIE5010

Polyethyleen disposable schort

- Wordt gedragen over niet vloeistofbestendige jassen of omlooppakken als handige oplossing voor gebruikers die extra vloeistofbescherming nodig hebben voor een lage prijs.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
NONE24274W	Medium-gewicht 71,1 x 116,8 cm, individueel verpakt, dispenserdoos	50/doos, 250/omdoos



NONE24274W

Schoenovertrekken

Schoenhoezen

Schoeisel overtrekken voorkomen milieuverontreiniging en verminderen de overdracht van micro-organismen. Gemaakt van polyethyleen of polypropyleen. Sommige modellen hebben extra bescherming tegen vloeistoffen.

Artikelnr.	Maat	Materiaal	Kenmerken	Verpakking
CRIE2010	One-size-fits-most	Polyethyleenfolie	Ondoordringbare	10/zak, 1.000/doos
CRIE2020	One-size-fits-most	Polyethyleenfolie en polypropyleen (SPP)	Ondoordringbare	100/zak, 200/doos



CRIE2010



CRIE2020

Laarsovertrekken

De laarsovertrekken van Medline bieden verbeterde bedekking en verbeterde bescherming tegen vloeistof. De producten bedekken de schoen en het been helemaal tot aan de knie en hebben een handige "one-size-fits-most" ontwerp met een getextureerde zool aan de onderkant. Ze hebben ook een klittenbandsluiting of elastiek rond de enkel om ze op hun plaats te houden en voldoende bescherming te garanderen.

Artikelnr.	Maat	Kenmerken	Verpakking
NONE27143XL	One-size-fits-most	Vloeistofbestendig	50/doos, 150/omdoos
NONE27144	One-size-fits-most	Ondoordringbare	50/doos, 150/omdoos

NONE27143XL

- Vloeistofbestendig materiaal boven de enkel
- Vloeistofbescherming aan de onderkant
- Afgedichte naden op de voet



NONE27143XL

NONE27144

- Waterdicht polypropyleen met PE-coating
- Vloeistofbescherming aan de onderkant
- Klittenband voor een verstelbare pasvorm



NONE27144

Innovatieve verpakking om de masker keuze te vereenvoedigen

Medline's verpakking is ontworpen om het voor uw personeel makkelijker te maken de belangrijkste kenmerken van maskers te herkennen.

Kleurgecodeerde verpakking

Paars: Type IIR vloeistofbestendige maskers


Groen: Type II chirurgische maskers

Oranje: Type II proceduremaskers

Blauw: Ademhalingsmasker

Perforaties en handige duiminkeping

voor het eenvoudig openen en uitnemen



Productclassificatie

Voor de juiste keuze en gemoedsrust

Gelaatsbescherming

Vloeistofbestendig masker met gelaatsscherm



NONE27410EL

Bescherming tegen spatten en vloeistof met dit masker met gelaatsschermen en elastische oorlussen.

- Optisch helder polyester gelaatsscherm
- Anticondens foam strip

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
NONE27410EL	Vloeistofbestendig masker met oorlussen en gelaatsscherm	25/doos, 4/omdoos

Vloeistofbestendig masker met gelaatsscherm en striksluiting



NONE27710

Bescherming tegen spatten en vloeistoffen dankzij dit masker met gelaatsscherm en bandjes.

- Optisch helder polyester gelaatsscherm
- Anticondens foam strip

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
NONE27710	Max X vloeistofbestendig masker met gelaatsscherm en striksluiting	25/doos, 4/omdoos
NONE27410	Vloeistofbestendig masker met oorlussen en gelaatsscherm	25/doos, 4/omdoos

Vloeistofbestendig masker met oorlussen



NONE27412EL

- Anticondens foam strip
- Kan gedragen worden met extra spatbescherming, zoals een gelaatsscherm of een bril

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
NONE27412EL	Vloeistofbestendig masker met oorlussen	25/doos, 4/omdoos

Disposable vervangende lenzen




NONFRAME

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
NONFRAME	Herbruikbare frames, in verschillende kleuren	100/doos

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
NONLENS	Disposable vervangende lenzen	250/doos

Gelaatsscherm



NONEFS500

- Anticondens foam strip
- Elastische hoofdband met foam
- Gemaakt zonder natuurrubberlatex

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
NONEFS500	Disposable gelaatsscherm van volledige lengte met elastische band	96/doos

Veiligheid op de vloer

Het werken in een natte omgeving zorgt dagelijks voor gevaren zoals uitglijden en vallen. Op de centrale sterilisatie, vooral op plaatsen waar ontsmet wordt en vloeistoffen gebruikt worden, is dit een risico voor het personeel.

Verhoog uw veiligheidsniveau op de centrale sterilisatie

De oplossing voor vloerveiligheid van Medline pakt zowel het gevaar van vallen aan, als de behoefte aan snelle en veilige verwijdering van vloeistoffen.

Liqui-Loc™ Vloermat



- Eenvoudig afvoeren voor hygiëne en veiligheid
- Waterdicht, antislip achterkant om op te staan of instrumenten op te leggen
- Lekt niet door vloeistof te absorberen en vast te houden



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Absorptievermogen	Antislip	Verpakking
ORLLPBS	Liqui-Loc; small	71,1 x 101,6 cm	2,2 L	Ja	13/doos
ORLLPBM	Liqui-Loc; medium	71,1 x 142,2 cm	3,0 L	Ja	10/doos
ORLLPBL	Liqui-Loc; large	71,1 x 182,8 cm	3,9 L	Ja	8/doos

Dubbelzijdige Absorberende Vloermat



- Bevordert hygiëne met een sterk absorberende mat
- Versnelt het schoonmaken en absorbeert vloeistoffen die geknoeid zijn op de vloer
- Niet op staan



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Absorptievermogen	Antislip	Verpakking
ORDSFMAT	Dubbelzijdige absorberende vloermat	75 x 38 cm	7 L	Nee	50/doos

Neem voor meer informatie contact op met uw Medline account manager of bezoek onze website: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Steriset containers zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



Gemini verpakkingsmateriaal zijn niet steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



Inlegvellen zijn niet steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



Aluminium sterilisatieplaten zijn niet steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



Siliconen slang op rol is een niet steriel medische hulpmiddel, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



Transportbakken zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



Medline onderzoekshandschoenen zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



Schoen- en laarsovertrekken zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



NONE27xxx zijn niet steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om fouten die in deze brochure kunnen voorkomen, te corrigeren.

© 2024 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1054_NL 03/2024