

# Kamerabezug mit Klickverschluss für Optikwechsel



Ein Kamerabezug für jeden Einsatzbereich

Der Kamerabezug von Medline bietet eine sichere sterile Barriere zwischen der Kamera und der Optik während der Operation.

Der Kamerabezug mit Klickverschluss erhöht die Sicherheit für den Patienten und reduziert den Arbeitsaufwand für das Personal. Der spezielle Fixiermechanismus mit zusätzlicher Verriegelung ermöglicht einen sicheren und schnellen intraoperativen Optikwechsel.

## Vorteile im Vergleich zu klassisch fixierten, sterilen Kamerabezügen:

- Ermöglicht den schnellen intraoperativen Optikwechsel und spart auf diese Weise personelle und apparative Ressourcen im Operationssaal
- Die Notwendigkeit von mehreren Kamerabezügen oder Kameraeinheiten entfällt
- Bietet eine sichere Fixierung der Optik durch das spezielle Verriegelungssystem
- Optimiert die Kosten und den Aufwand für den gezielten Kameraeinsatz

Es sind zwei Faltoptionen verfügbar.

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Faltung	Verpackung
ICE4280	Videokamerabezug, 18 x 250 cm; mit Click- System	Teleskopfaltung mit Einführhilfe	25 Stück/Karton
ICE4290	Videokamerabezug, 14 x 250 cm; mit Click-System	Ringfaltung	25 Stück/Karton

Verschlussmechanismus mit Sicherheitsverriegelung



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).

Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.



Medbar Tibbi Malzemeler  
Türizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
1142 Sokak N°35 Sarnıç  
Gaziemir - İzmir / Türkei

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in diesem Dokument zu korrigieren.  
© 2021 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.  
ML1162\_DE 06/2021