

Funda para cámara con sistema de bloqueo de seguridad



Una sola funda para cubrir todas las necesidades

La funda para cámara quirúrgica de Medline proporciona una barrera estéril entre las ópticas y sus accesorios en el entorno quirúrgico.

La funda para cámara con sistema de bloqueo de seguridad mejora la seguridad de los pacientes y del personal sanitario. Además, su concepto exclusivo de adaptador con un mecanismo de cierre, permite cambiar las ópticas de forma segura y rápida durante las intervenciones quirúrgicas.

Principales ventajas frente a las tradicionales fundas estériles para cámaras:

- Permite un cambio rápido de óptica, ahorrando tiempo en el quirófano
- Elimina la necesidad de contar con varias fundas
- Impide la rotación de la óptica mediante un sistema de bloqueo
- Reduce los costes de mantenimiento, limpieza e inventario de las cámaras (cables y ópticas)

Existen dos opciones de plegado.

Información sobre pedidos

Referencia	Descripción	Plegado	Envasado
ICE4280	Funda para videocámara, 18x250 cm; con sistema de bloqueo	Telescópico con cartón	25 ud./envase
ICE4290	Funda para videocámara, 14x250 cm; con sistema de bloqueo	Con anillo	25 ud./envase

Mecanismo de bloqueo con pestillo de seguridad



Para saber más sobre este producto, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite www.medline.eu/es

Este producto es un producto sanitario clase I estéril destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.
© 2021 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc.
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1162_ES 09/2021