



CareSet®

Catálogo de productos



**Soluciones
sencillas y
eficientes**

Índice de contenidos



Sets para preparación de la piel	Página
KER70003 - 5875S - KER70006 - KER70007	5
KER70008 - KER70009A - KER70062 - KER70015	6
KER70016 - KER70011A - KER70059	7
KER70012 - KER70014	8

Sets de anestesia	
KER70060A	8
KER70039B	9

Sets de ginecología y obstetricia	
KER70023B - KER70025	9

Sets para acceso vascular	
KER70044	10

Sets de sondaje vesical	
KER70022B	10



Sets de curas	
KER70032 - KER70033 - KER70034 - KER70036	12
KER70037A - KER70053 - KER70054B - KER70055	13
KER70026 - KER70029 - KER70030 - KER70031	14

Sets de suturas y retirada de puntos	
KER70017 - KER70018	15
KER70019A - KER70102	16
KER70056 - KER70095	17
KER70020 - KER70021	18

Bateas y recipientes estériles	
KER70001A - KER70005 - KER70046B - KER70050 - KER70051A	19

Premium



- Ideales para el Área Quirúrgica
- Complemento a la oferta de Medline de batas, Campos y equipos estériles para procedimientos
- Fomenta la protocolización y la eficiencia



Sets de preparación de la piel con aplicadores con esponja

KER70003

- 2 aplicadores con esponja de 18 cm
- 1 blíster rígido mediano con 2 compartimentos
- Cantidad por caja: 56




5875S

- 1 aplicador con esponja de 15 cm
- 1 blíster rígido pequeño
- Cantidad por caja: 320



KER70006

- 1 aplicador con esponja de 18 cm
- 1 recipiente de 120 ml
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 56



KER70007


- 1 aplicador con esponja de 18 cm
- 1 blíster rígido mediano con 2 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



Sets para preparación de la piel con aplicadores con esponja

KER70008

- 1 aplicador con esponja de 18 cm
- 1 recipiente de 120 ml
- 1 bandeja de 15 x 20 cm
- 1 blíster blando
- Cantidad por caja: 44




KER70009A

- 2 aplicadores con esponja, 15 cm
- 2 recipientes, 120 ml
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 72




KER70062

- 3 aplicadores con esponja, 18 cm
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 44




KER70015

- 2 aplicadores con esponja de 18 cm
- 2 recipientes, 150 ml
- 1 recipiente de 120 ml
- 2 toallas secamanos, 30 x 40 cm
- 2 manoplas de TNT
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 32



KER70016

- 2 aplicadores con esponja, 20 cm
- 10 gasas de TNT de 10 x 10 cm
- 2 recipientes, 120 ml
- 2 toallas secamanos, 30 x 40 cm
- 1 paño absorbente de 75 x 90 cm
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 32



Set para preparación de piel con pinza forceps y torundas

KER70011A

- 1 pinza forceps de plástico con esponja, 24 cm
- 5 torundas de TNT, Ø 6 cm, 30 g
- 1 recipiente, 120 ml
- 1 bandeja, 14.5 x 20.5 x 4 cm
- 1 blíster blando
- Cantidad por caja: 54



KER70059

- 1 pinza forceps de plástico con esponja, 23 cm
- 5 torundas de TNT, tamaño grande
- 1 recipiente, 150 ml
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 32



Sets para preparación de la piel

KER70012

- 1 pinza Kocher de plástico, 14 cm
- 6 torundas TNT, talla grande
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



KER70014

- 20 gasas de TNT de 10 x 10 cm
- 3 recipientes de 120 ml
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 40



Sets de anestesia

KER70060A

- 2 aplicadores con esponja, 15 cm
- 3 torundas de gasa, Ø 4 cm
- 2 recipientes, 120 ml (transparente y rojo)
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 75 x 90 cm, Ø 10 cm
- 2 jeringas, 5 ml, L/L
- 1 aguja, 18G
- 1 aguja, 23G
- 1 blíster blando
- Cantidad por caja: 70



KER70039B

- 5 torundas de TNT, Ø 4 cm
- 5 compresas no tejidas de 7,5 x 7,5 cm
- 2 recipientes, 120 ml (transparente y rojo)
- 1 pizas Kocher de plástico de 13,5 cm
- 1 paño con adhesivo, 75 x 90 cm
- 1 paño absorbente de 75 x 90 cm
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 56



Sets de ginecología y obstetricia


KER70023B

- 10 gasas de 10 x 10 cm, 8 capas
- 1 pinza Kocher de plástico
- 1 compresa de gasa de 7,5 x 7,5 cm
- 1 recipiente transparente, 60 ml
- 2 pinzas Kocher metálico dentado, 14 cm
- 1 tijera metálica de punta roma, 14,5 cm
- 1 tijera metálica de episiotomía de 14,5 cm
- 1 mantita para bebé, 100 x 105 cm
- 1 bandeja de 15 x 20 cm
- 1 paño absorbente de 75 x 90 cm
- 1 envase de solapa, 28 x 39 cm
- Cantidad por caja: 24



KER70025

- 5 gasas de TNT de 10 x 10 cm
- 1 tijera metálica de punta roma, 14,5 cm
- 1 pinza del cordón umbilical 5 cm (pinza Bahr)
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 135



Sets de acceso vascular

KER70044

- 10 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 2 tiras adhesivas dobles de 15 x 1,25 cm
- 1 apósito adhesivo transparente de 10 x 12 cm
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo de 40 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 jeringa de 20 ml con luer-lock
- 1 llave de 3 vías L/L con tubo de 30 cm
- 1 aguja, 18G
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 52



- Ideales para hospitalización
- Sets sencillos y económicos
- Ayudan a fomentar la protocolización

Sets de sondaje vesical

KER70022B


- 1 paño absorbente de 75 x 90 cm
- 1 paño fenestrado de 75 x 90 cm, Ø 6 cm
- 1 jeringa, 20 ml
- 1 ampolla con agua destilada, 20 ml
- 1 gel lubricante, 5 ml
- 1 pinza Kocher de plástico
- 5 compresas no tejidas de 7,5 x 7,5 cm
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 40



Sets de curas con paño

KER70032

- 2 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 5 compresas no tejidas de 7,5 x 7,5 cm
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80




KER70033

- 2 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80




KER70034

- 2 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80




KER70036

- 1 fórceps de plástico de 13 cm
- 10 torundas de TNT, tamaño medio
- 1 pinza Kocher de plástico, 14 cm
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



KER70037A

- 1 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de gasa, tamaño pequeño
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinza Kocher de plástico, 14 cm
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 72



KER70053

- 2 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de gasa, tamaño pequeño
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



KER70054B

- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 5 gasas de TNT, 30 g, 10 x 10 cm, 4 capas
- 1 recipiente de plástico de 150 ml
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 paño absorbente de 75 x 90 cm
- 1 bolsa fácil de abrir de 25 x 35,5 cm
- Cantidad por caja: 36



KER70055

- 2 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 5 gasas de TNT, 30 g, 10 x 10 cm, 4 capas
- 1 pinza Kocher de plástico, 14 cm
- 1 recipiente transparente, 60 ml
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 toalla absorbente de 30 x 40 cm
- 1 blíster rígido mediano con 2 compartimentos
- Cantidad por caja: 64



Sets de curas sin paño


KER70026

- 1 fórceps de plástico de 13 cm
- 6 torundas de TNT, tamaño medio
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80




KER70029

- 2 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



KER70030

- 1 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 5 gasas de TNT, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinza Kocher de plástico, 14 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



KER70031


- 1 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinza Kocher de plástico, 14 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 88



Sets de sutura


KER70017

- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinza Adson de metal dentada de 13 cm
- 1 par de tijeras metálicas con punta afilada de 12 cm
- 1 portaagujas metálico de 14 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 56



KER70018

- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 fórceps Adson de metal de 13 cm
- 1 par de tijeras metálicas con punta afilada de 12 cm
- 1 portaagujas metálico de 14 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



Sets de sutura

KER70019A

- 1 pinza Adson dentados de 12 cm
- 1 Iris con punta afilada de 11 cm
- 1 Portaagujas Mayo-Hegar, 14 cm
- 1 paño de 40 x 45 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 50 x 60 cm, Ø 6.5 cm
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 70




KER70102

- 4 torundas de gasa, tamaño medio
- 6 gasas de algodón de 10 x 10 cm
- 1 pinza Adson de metal dentado de 13 cm (con marca de color)
- 1 par de tijeras curvadas metálicas con punta afilada/roma de 12 cm (con marca de color)
- 1 portaagujas metálico de 14 cm (con marca de color)
- 1 paño fenestrado de 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 80




KER70056

- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 fórceps Adson de metal dentado de 13 cm (con marca de color)
- 1 par de tijeras metálicas con punta afilada de 12 cm (con marca de color)
- 1 portaagujas metálico de 14 cm (con marca de color)
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 72



KER70095

- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinza Adson de metal dentada de 13 cm
- 1 par de tijeras metálicas con punta afilada de 12 cm
- 1 portaagujas metálico de 14 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 80



Sets de retirada de puntos

KER70020

- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 1 pinza Adson de metal dentada de 13 cm
- 1 par de tijeras metálicas con punta afilada de 12 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 72



KER70021

- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 1 pinza Adson de metal dentada de 13 cm
- 1 cortador de suturas metálico
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



Bateas y recipientes estériles

KER70001A

- 1 recipiente de 250 ml
- 1 blíster suave
- Cantidad por caja: 176



KER70005

- 1 recipiente de 1.000 ml
- 1 blíster suave
- Cantidad por caja: 21



KER70046B

- 1 recipiente, 120 ml
- 1 blíster suave
- Cantidad por caja: 88



KER70050

- 1 batea arriñonada de 700 ml
- 1 blíster suave
- Cantidad por caja: 28



KER70051A

- 1 recipiente de 500 ml
- 1 blíster suave
- Cantidad por caja: 30



Cantidad por caja

Referencia	Cantidad por caja	Referencia	Cantidad por caja	Referencia	Cantidad por caja
Premium					
KER70003	56	KER70023B	24	KER70031	88
5875S	320	KER70025	135	KER70017	56
KER70006	56	KER70044	52	KER70018	80
KER70007	80	KER70022B	40	KER70019A	70
KER70008	44	Essential		KER70102	80
KER70009A	72	KER70032	80	KER70056	72
KER70062	44	KER70033	80	KER70095	80
KER70015	32	KER70034	80	KER70020	72
KER70016	32	KER70036	80	KER70021	80
KER70011A	54	KER70037A	72	KER70001A	176
KER70059	32	KER70053	80	KER70005	21
KER70012	80	KER70054B	36	KER70046B	88
KER70014	40	KER70055	64	KER70050	28
KER70060A	70	KER70026	80	KER70051A	30
KER70039B	56	KER70029	80		
		KER70030	80		

Envasado		Largo x ancho (cm)	Blíster rígido	Blíster blando		Largo x ancho (cm)	Referencia
Blíster grande		30 x 20	RL1	SL1	Envase de solapa "peel pouch"	28 x 49	PP1120
Blíster mediano		15 x 20	RM1	SM1		28 x 39	PP1115
Blíster mediano; 2 compartimentos		15 x 20	RM2	n/a		25 x 39	PP1015
Blíster mediano; 3 compartimentos		15 x 20	RM3	n/a		25 x 35.5	PP1014
Blíster pequeño		7.5 x 20	RS1	SS1		19 x 28	PP711



Medline International Iberia S.L.U
 Parque Empresarial San Fernando
 Avenida de Castilla 2
 Edificio Munich, Planta Baja
 28830 San Fernando de Henares
 Madrid
 España
 Tfno: +34 900 600 602
 Fax: +34 900 600 603
es.medline.eu | es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  