



CareSet®

Produktkatalog



**Einfache und
effiziente
Lösungen**

Inhalt



Abwasch-Sets	Seite
KER70004C - KER70006 - KER70007	5
KER70009A - KER70062 - KER70015	6
KER70016 - KER70011B - KER70059	7
KER70012 - KER70014	8
Anästhesie-Sets	
KER70060B	8
KER70039C	9
Gynäkologie- und Geburtshilfe-Sets	
KER70023B	9
KER70025 - RGMA188 - KER70405	10
RGMA224A	11
Vaskularkatheter-Sets	
KER70306	11
Harnkatheterisierungs-Sets	
KER70700 - KER70022B-02	12
IVT-Sets	
KER70238B - KER70247B - EYE001	13
EYE002A - RGEYSP01B - KER70179B	14




Verband-Sets	
KER70032 - KER70034	16
KER70037A - KER70054B	17
KER70026 - KER70029 - KER70030	18
Naht- und Nahtentfernungs-Sets	
KER70017 - KER70018	19
KER70019B - KER70102	20
KER70056 - KER70095	21
KER70020 - KER70021	22
Behälter und Schalen	
KER70194B - KER70082A - KER70046C - KER70083A - KER70001D - KER70051B - KER70050 - KER70005	23

Premium



- Ideal für den Einsatz im OP
- Ergänzend zu unseren Portfolios von OP-Sets und Abdecktuch-Sets
- Steigerung Ihrer Anpassungsfähigkeit und Effizienz



Abwasch-Sets mit Schwammstäbchen

KER70004C

- 1 Schwammstäbchen, 15 cm
- 1 kleiner, harter Blister
- Pack Faktor: 240



KER70006

- 1 Schwammstäbchen, 18 cm
- 1 Schale, 120 ml
- 1 mittelgroßer, harter Blister
- Pack Faktor: 56



KER70007

- 1 Schwammstäbchen, 18 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister, zweigeteilt
- Pack Faktor: 80



Abwasch-Sets mit Schwammstäbchen

Premium


KER70009A

- 2 Schwammstäbchen, 15 cm
- 2 Schalen, 120 ml
- 1 mittelgroßer, harter Blister
- Pack Faktor: 72




KER70062

- 3 Schwammstäbchen, 18 cm
- 1 großer, harter Blister
- Pack Faktor: 44




KER70015

- 2 Schwammstäbchen, 18 cm
- 2 Schalen, 150 ml
- 1 Schale, 120 ml
- 2 saugfähige Handtücher, 30 x 40 cm
- 2 Waschhandschuhe
- 1 großer, harter Blister
- Pack Faktor: 32



KER70016

- 2 Schwammstabchen, 20 cm
- 10 Vlieskompressen, 10 x 10 cm
- 2 Schalen, 120 ml
- 2 saugfahige Handtucher, 30 x 40 cm
- 1 Abdecktuch, 75 x 90 cm
- 1 groer, harter Blister
- Pack Faktor: 32



Abwasch-Sets mit Abwaschklemme

KER70011B

- 1 Abwaschklemme aus Kunststoff, 24 cm
- 5 Vliestupfer, \varnothing 6 cm
- 1 Schale, 120 ml
- 1 Tray, 14,5 x 20,5 x 4 cm
- 2 Etiketten fur die Ruckverfolgbarkeit
- 1 mittelgroer, weicher Blister
- Pack Faktor: 32



KER70059

- 1 Abwaschklemme aus Kunststoff, 23 cm
- 5 groe Tupfer
- 1 Schale, 150 ml
- 1 groer, harter Blister
- Pack Faktor: 32



Abwasch-Sets

KER70012

- 1 Kocherklemme aus Kunststoff, 14 cm
- 6 große Vliestupfer
- 1 mittelgroßer, harter Blister, dreigeteilt
- Pack Faktor: 80



KER70014

- 20 Vlieskompressen, 10 x 10 cm
- 3 Schalen, 120 ml
- 1 großer, harter Blister
- Pack Faktor: 40



Anästhesie-Sets

KER70060B

- 2 Schwammstäbchen, 15 cm
- 3 Mulltupfer, Ø 4 cm
- 2 Becher, 120 ml (transparent und rot)
- 1 Lochtuch, selbstklebend, 75 x 90 cm, Ø 10 cm
- 2 Spritzen, 5 ml, Luer-Lock
- 1 Nadel, 18G
- 1 Nadel, 23G
- 2 Etiketten für die Rückverfolgbarkeit
- 1 mittelgroßer, weicher Blister
- Pack Faktor: 56




KER70039C

- 5 Vliestupfer, Ø 4 cm
- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 2 Becher, 120 ml (transparent und rot)
- 1 Kocherklemme aus Kunststoff, 13,5 cm
- 1 Abdecktuch, 75 x 90 cm, selbstklebend
- 1 Abdecktuch, 75 x 90 cm
- 2 Etiketten für die Rückverfolgbarkeit
- 1 mittelgroßer, harter Blister
- Pack Faktor: 40


**Gynäkologie- und Geburtshilfe-Sets****KER70023B**

- 10 Mullkompressen, 10 x 10 cm
- 1 Kocherklemme aus Kunststoff
- 1 Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Schale, 60 ml
- 2 Kocherklemmen aus Metall, 14 cm
- 1 stumpfe Metallschere, 14,5 cm
- 1 Episiotomieschere aus Metall, 14 cm
- 1 Babytuch, 100 x 105 cm
- 1 Tray, 15 x 20 cm
- 1 Abdecktuch, 75 x 90 cm
- 1 Peel-Beutel, 28 x 39 cm
- Pack Faktor: 24



KER70025

- 5 Mullkompressen, 10 x 10 cm
- 1 stumpfe Metallschere, 14,5 cm
- 1 Nabelschnurklemme
- 1 mittelgroßer, harter Blister
- Pack Faktor: 135

**RGMA188**

- 1 Beistelltischabdeckung 140 x 120 cm
- 1 Plazentaschale 24 x 28 x 5 cm (blau)
- 1 Abdecktuch, 90 x 75 cm
- 1 Untergesäßtuch, 96 x 150 cm (mit Messkala-Beutel)
- 1 Babytuch, 100 x 105 cm
- 20 Vlieskompressen, 10 x 10 cm
- 1 verstärktes Untergesäßtuch, 96,5 x 118 cm (mit Messkala-Beutel)
- 2 saugfähige Handtücher, 30 x 40 cm
- 1 Kopfteil-Beutel, 38 x 49 cm
- Pack Faktor: 10

**KER70405**

- 1 Abdecktuch, 100 x 90 cm
- 20 Mullkompressen, 10 x 10 cm
- 1 Kompresse für Vaginalabstrich
- 1 Abwaschklemme aus Kunststoff, 18 cm
- 1 Becher 120 ml, transparent
- 1 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm
- 1 Adson-Pinzette mit Zähnen, 18 cm
- 1 spitze Schere aus Metall, 16,5 cm
- 1 Schale, 25 x 13 x 2,5 cm (blau)
- 1 Untergesäßtuch, 96 x 100 cm (mit Messkala-Beutel)
- 1 Peel-Beutel, 28 x 49 cm
- Pack Faktor: 20



RGMA224A

- 1 Beistelltischabdeckung 140 x 190 cm
- 1 Abdecktuch, 90 x 75 cm
- 1 Babytuch, 100 x 105 cm
- 1 Untergesäßtuch, 96 x 150 cm (mit Messskala-Beutel)
- 30 Vlieskompressen, 10 x 10 cm
- 1 saugfähiges Handtuch, 30 x 40 cm
- 1 Plazentaschale, 24 x 28 x 5 cm (blau)
- 2 Schwammstäbchen, 18 cm
- 1 Schale, 150 ml
- 1 Kopfteil-Beutel, 38 x 49 cm
- Pack Faktor: 6



Vaskularkatheter-Sets

KER70306

- 1 Abdecktuch, 100 x 90 cm
- 1 SMS-Kittel, nicht verstärkt, 130 cm (XL)
- 2 saugfähige Handtücher, 30 x 40 cm
- 1 Becher 120 ml (transparent)
- 1 Nadel, 18 G
- 1 Nadel, 24 G
- 1 Spritze, 10 ml, L/S, (exzentrisch)
- 1 Spritze, 20 ml, L/S, (exzentrisch)
- 1 Fadenmesser, 3 cm
- 1 Schwammstäbchen, 18 cm
- 10 Vlieskompressen, 10 x 10 cm
- 1 selbstklebender, transparenter Wundverband, 10 x 12 cm
- 1 selbstklebendes Lochtuch, 75 x 90 cm/9 x 12 cm
- 1 Peel-Beutel, 28 x 49 cm
- Pack Faktor: 16



Harnkatheterisierungs-Sets

KER70700

- 1 Abdecktuch, 75 x 90 cm
- 1 Lochtuch, 75 x 90 cm, Fenster 9 x 12 cm
- 1 Spritze, 20 ml
- 1 Ampulle mit destilliertem Wasser, 20 ml
- 1 Gleitgel, 5 ml
- 1 Kocherklemme aus Kunststoff
- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister
- Pack Faktor: 48



KER70022B-02

- 1 Abdecktuch, 75 x 90 cm
- 1 Lochtuch, 75 x 90 cm, Ø 6 cm
- 2 mit destilliertem Wasser vorgefüllte Spritzen, 10 ml
- 1 mit Gleitgel vorgefüllte Spritze, 10 ml
- 1 Kocherklemme aus Kunststoff
- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister
- Pack Faktor: 20

Auch mit
vorgefüllten
Spritzen
erhältlich: Set
KER70022B-02

IVT-Sets

KER70238B

- 1 Abdecktuch, 100 x 90 cm
- 1 Kocherklemme aus Kunststoff, 14 cm
- 10 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 3 Augenstäbchen, 6,6 x 0,5 cm
- 2 Becher, 60 ml (transparent und rot)
- 1 Barraquer-Augenspekulum, 4,5 cm
- 1 Holzapplikator mit Wattespitze, 15 cm
- 3 Klebestreifen, 1,3 x 10,2 cm
- 1 Kunststoff-Skleralmarker, doppelseitig, 3,5 - 4 mm
- 1 Lochtuch, selbstklebend, 50 x 60 cm, Fenster Ø 5 cm
- 1 Peel-Beutel, 28 x 39 cm
- Pack Faktor: 24



KER70247B

- 1 Abdecktuch, 100 x 120 cm
- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Barraquer-Augenspekulum, 4,5 cm
- 1 Becher 120 ml, transparent
- 3 Holzapplikatoren mit Wattespitze, 15 cm
- 1 Kunststoff-Skleralmarker, doppelseitig, 3,5 - 4 mm
- 1 selbstklebendes Lochtuch 75 x 90 cm, Fenster 6 x 8 cm
- 1 großer, harter Blister
- Pack Faktor: 28




EYE001

- 1 Abdecktuch, 75 x 75 cm
- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Lochtuch, selbstklebend, 50 x 60 cm, Fenster Ø 6 cm
- 1 Barraquer-Augenspekulum, 4,5 cm
- 1 Peel-Beutel, 25 x 35 cm
- Pack Faktor: 40



EYE002A

- 1 Abdecktuch, 100 x 90 cm
- 3 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 3 Vliestupfer, mittelgroß
- 1 Becher, 60 ml (transparent)
- 1 Barraquer-Augenspekulum, 4,5 cm
- 2 Augenstäbchen, 6,6 x 0,5 cm
- 1 Kocherklemme aus Kunststoff, 14 cm
- 1 Kunststoff-Skleralmarker, doppelseitig, 3,5 - 4 mm
- 1 Lochtuch, selbstklebend, 40 x 75 cm, Fenster Ø 7 cm
- 1 Peel-Beutel, 28 x 39 cm
- Pack Faktor: 32




RGEYSP01B

- 1 Lochtuch, selbstklebend, 50 x 60 cm, Fenster Ø 5 cm
- 5 Augenstäbchen, 6,6 x 0,5 cm
- 1 Kunststoff-Skleralmarker, doppelseitig, 3,5 - 4 mm
- 1 Barraquer-Augenspekulum, 4,5 cm
- 10 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Beistelltischabdeckung 100 x 110 cm
- 1 Peel-Beutel, 25 x 39 cm
- Pack Faktor: 40



KER70179B


- 1 Abdecktuch, 100 x 90 cm
- 1 Kunststoff-Skleralmarker, doppelseitig, 3,5 - 4 mm
- 1 Becher, 60 ml (transparent)
- 10 Vlieskompressen, 10 x 10 cm
- 1 Barraquer-Augenspekulum, 4,5 cm
- 1 Lochtuch, selbstklebend, 50 x 60 cm, Fenster Ø 5 cm
- 1 Peel-Beutel, 25 x 35 cm
- Pack Faktor: 32



Essential




- Wirtschaftliche und einfache Sets
- Hilft Ihnen bei der Standardisierung



Verband-Sets mit Abdecktuch

KER70032

- 2 Kunststoffpinzetten, 13 cm
- 5 Tupfer, mittelgroß
- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Abdecktuch, 38 x 45 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister, dreigeteilt
- Pack Faktor: 80




KER70034

- 2 Kunststoffpinzetten, 13 cm
- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Abdecktuch, 38 x 45 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister, dreigeteilt
- Pack Faktor: 80




KER70037A

- 1 Kunststoffpinzette, 13 cm
- 5 Tupfer, klein
- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Kocherklemme aus Kunststoff, 14 cm
- 1 Abdecktuch, 38 x 45 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister, dreigeteilt
- Pack Faktor: 72



KER70054B

- 5 Tupfer, mittelgroß
- 5 Vlieskompressen, 10 x 10 cm
- 1 Kunststoffschale, 150 ml
- 1 Lochtuch, selbstklebend, 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 Abdecktuch, 75 x 90 cm
- 1 Peel-Beutel, 25 x 35,5 cm
- Pack Faktor: 36



Verband-Sets ohne Abdecktuch


KER70026

- 1 Kunststoffpinzette, 13 cm
- 6 Vliestupfer, mittelgroß
- 1 mittelgroßer, harter Blister, dreigeteilt
- Pack Faktor: 80




KER70029

- 2 Kunststoffpinzetten, 13 cm
- 5 Tupfer, mittelgroß
- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister, dreigeteilt
- Pack Faktor: 80



KER70030


- 1 Kunststoffpinzette, 13 cm
- 5 Tupfer, mittelgroß
- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Kocherklemme aus Kunststoff, 14 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister, dreigeteilt
- Pack Faktor: 80



Faden-Sets



KER70017

- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Adson-Pinzette aus Metall, chirurgisch, 13 cm
- 1 spitze Schere aus Metall, 12 cm
- 1 Nadelhalter aus Metall, 14 cm
- 1 Lochtuch, selbstklebend, 45 x 45 cm, Fenster Ø 7 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister, dreigeteilt
- Pack Faktor: 56



KER70018


- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Adson Pinzette aus Metall, 13 cm
- 1 spitze Schere aus Metall, 12 cm
- 1 Nadelhalter aus Metall, 14 cm
- 1 Lochtuch, selbstklebend, 45 x 45 cm, Fenster Ø 7 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister, dreigeteilt
- Pack Faktor: 80



Faden-Sets

KER70019B

- 1 Adson Pinzette chirurgisch, 14,5 cm
- 1 Iris Schere, 11 cm
- 1 Mayo-Hegar Nadelhalter, 14 cm
- 1 Abdecktuch, 40 x 45 cm
- 1 Lochtuch, selbstklebend, 50 x 60 cm, Fenster Ø 6,5 cm
- 5 Vlieskompresen, 7,5 x 7,5 cm
- 2 Etiketten für die Rückverfolgbarkeit
- 1 mittelgroßer, harter Blister
- Pack Faktor: 72




KER70102

- 4 Mulltupfer, mittelgroß
- 6 Mullkompresen, 10 x 10 cm
- 1 Adson Pinzette aus Metall, chirurgisch, 13 cm (mit Farbmarkierung)
- 1 gebogene Metallschere, spitz/stumpf, 12 cm (mit Farbmarkierung)
- 1 Nadelhalter aus Metall, 14 cm (mit Farbmarkierung)
- 1 Lochtuch, 45 x 75 cm, Fenster Ø 7 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister
- Pack Faktor: 80




KER70056

- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Adson Pinzette aus Metall, chirurgisch, 13 cm (mit Farbmarkierung)
- 1 Metallschere, spitz, 12 cm (mit Farbmarkierung)
- 1 Nadelhalter aus Metall, 14 cm (mit Farbmarkierung)
- 1 Lochtuch, selbstklebend, 45 x 45 cm, Fenster Ø 7 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister, dreigeteilt
- Pack Faktor: 72

**KER70095**

- 5 Vlieskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Adson-Pinzette aus Metall, chirurgisch, 13 cm
- 1 spitze Schere aus Metall, 12 cm
- 1 Nadelhalter aus Metall, 14 cm
- 1 Lochtuch, selbstklebend, 45 x 45 cm, Fenster Ø 7 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister
- Pack Faktor: 80



Fadenzug-Sets

KER70020

- 5 Tupfer, mittelgroß
- 1 Adson-Pinzette aus Metall, chirurgisch, 13 cm
- 1 spitze Schere aus Metall, 12 cm
- 1 mittelgroßer, harter Blister, dreigeteilt
- Pack Faktor: 72



KER70021

- 5 Tupfer, mittelgroß
- 1 Adson-Pinzette aus Metall, chirurgisch, 13 cm
- 1 Fadenmesser aus Metall
- 1 mittelgroßer, harter Blister, dreigeteilt
- Pack Faktor: 80



Behälter und Schalen

KER70194B

- 1 Schale, 60 ml
- 1 weicher Blister
- Pack Faktor: 104



KER70082A

- 1 Schale, 90 ml
- 1 weicher Blister
- Pack Faktor: 80



KER70046C

- 1 Schale, 120 ml
- 1 weicher Blister
- Pack Faktor: 88



KER70083A

- 1 Schale, 150 ml
- 1 weicher Blister
- Pack Faktor: 88



KER70001D

- 1 Schale, 250 ml
- 1 weicher Blister
- Pack Faktor: 60



KER70051B

- 1 Schale, 500 ml
- 1 weicher Blister
- Pack Faktor: 28



KER70050

- 1 Nierenschale, 700 ml
- 1 weicher Blister
- Pack Faktor: 28



KER70005

- 1 Schale, 1,000 ml
- 1 weicher Blister
- Pack Faktor: 21



Pack Faktor

Artikelnummer	Pack Faktor	Artikelnummer	Pack Faktor	Artikelnummer	Pack Faktor
Premium					
KER70004C	240	KER70405	20	KER70029	80
KER70006	56	RGMA224A	6	KER70030	80
KER70007	80	KER70306	16	KER70017	56
KER70009A	72	KER70700	48	KER70018	80
KER70062	44	KER70022B-02	20	KER70019B	72
KER70015	32	KER70238B	24	KER70102	80
KER70016	32	KER70247B	28	KER70056	72
KER70011B	32	EYE001	40	KER70095	80
KER70059	32	EYE002A	32	KER70020	72
KER70012	80	RGEYSP01B	40	KER70021	80
KER70014	40	KER70179B	32	KER70194B	104
KER70060B	56	Essential		KER70082A	80
KER70039C	40	KER70032	80	KER70046C	88
KER70023B	24	KER70034	80	KER70083A	88
KER70025	135	KER70037A	72	KER70001D	60
RGMA188	10	KER70054B	36	KER70051B	28
		KER70026	80	KER70050	28
				KER70005	21

Verpackung		Länge x Breite (cm)	Harter Blister	Weicher Blister		Länge x Breite (cm)	Artikelnummer
Großer Blister		30 x 20	RL1	SL1	Peel-Beutel	28 x 49	PP1120
Mittelgroßer Blister		15 x 20	RM1	SM1		28 x 39	PP1115
Mittelgroßer Blister; zweigeteilt		15 x 20	RM2	n/a		25 x 39	PP1015
Mittelgroßer Blister; dreigeteilt		15 x 20	RM3	n/a		25 x 35,5	PP1014
Kleiner Blister		7,5 x 20	RS1	SS1		19 x 28	PP711



Medline International Germany GmbH
 Medline-Straße 1-3
 47533 Kleve
 Deutschland
 Tel.: +49 2821 7510-0
www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
 1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
 1204 Genf
 Schweiz
 Tel.: +41 848 244 433
www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
 c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
 Parking 2
 1010 Wien
 Österreich
 Tel.: +43 800 201 878
www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Die Artikelnummern KER70001D, KER70046C und KER70051B sind sterile Medizinprodukte der Klasse I oder IIa.  Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, France  2797 (BSI)

Die Artikelnummer KER70022B-02 ist verpackt gemäß Artikel 22 der EU MDR 2017/745.  Procedure pack producer: STS Medical Group AD Industrial Area Sokolovetz 2800 Sandanski, Bulgaria

Die Artikelnummer EYE001 ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse I.  Pánep s.r.o. Rosice u Brna Brnenská 1246, Czech Republic  2265 (3EC International)

Die Artikelnummern KER70005, KER70050, KER70082A und KER70083A sind sterile Medizinprodukte der Klasse I.  Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, France  2797 (BSI, The Netherlands)

Alle anderen in dieser Broschüre aufgeführten CareSets sind verpackt gemäß Artikel 12.  Procedure pack producer: Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, France

Alle genannten Produkte sind für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. ML344_DE 10/2023.