



CareSet®

Catálogo de productos



**Soluciones
sencillas y
eficientes**

Índice de contenidos



	Página
Sets para preparación de la piel	
KER70003 - 5875S - KER70006 - KER70007	5
KER70008 - KER70009A - KER70062 - KER70015	6
KER70016 - KER70011A - KER70059	7
KER70012 - KER70014	8
Sets de anestesia	
KER70060A	8
KER70039B	9
Sets de ginecología y obstetricia	
KER70023B	9
KER70025 - RGMA188 - KER70405	10
RGMA224A	11
Sets para acceso vascular	
KER70044	11
KER70306	12
Sets de sondaje vesical	
KER70700 - KER70022B-01	12
Sets de inyección intravitrea	
KER70238B - KER70247B - EYE001	13
EYE002A - RGEYSP01B - KER70179B	14



Sets de curas	
KER70032 - KER70033 - KER70034 - KER70036	16
KER70037A - KER70053 - KER70054B - KER70055	17
KER70026 - KER70029 - KER70030 - KER70031	18
Sets de suturas y retirada de puntos	
KER70017 - KER70018	19
KER70019A - KER70102	20
KER70056 - KER70095	21
KER70020 - KER70021	22
Bateas y recipientes estériles	
KER70001B - KER70005 - KER70046B - KER70050 - KER70051A	23

Premium




- Ideales para el Área Quirúrgica
- Complementan nuestra oferta de equipos quirúrgicos estándar y a medida
- Fomenta la protocolización y la eficiencia



Sets de preparación de la piel con aplicadores con esponja

KER70003

- 2 aplicadores con esponja de 18 cm
- 1 blíster rígido mediano con 2 compartimentos
- Cantidad por caja: 56



5875S

- 1 aplicador con esponja de 15 cm
- 1 blíster rígido pequeño
- Cantidad por caja: 320



KER70006

- 1 aplicador con esponja de 18 cm
- 1 recipiente de 120 ml
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 56



KER70007


- 1 aplicador con esponja de 18 cm
- 1 blíster rígido mediano con 2 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



Sets para preparación de la piel con aplicadores con esponja


KER70008

- 1 aplicador con esponja de 18 cm
- 1 recipiente de 120 ml
- 1 bandeja de 15 x 20 cm
- 1 blíster blando
- Cantidad por caja: 44




KER70009A

- 2 aplicadores con esponja, 15 cm
- 2 recipientes, 120 ml
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 72



KER70062

- 3 aplicadores con esponja, 18 cm
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 44




KER70015

- 2 aplicadores con esponja de 18 cm
- 2 recipientes, 150 ml
- 1 recipiente de 120 ml
- 2 toallas secamanos, 30 x 40 cm
- 2 manoplas de TNT
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 32



KER70016

- 2 aplicadores con esponja, 20 cm
- 10 gasas de TNT de 10 x 10 cm
- 2 recipientes, 120 ml
- 2 toallas secamanos, 30 x 40 cm
- 1 paño absorbente de 75 x 90 cm
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 32



Set para preparación de piel con pinza forceps y torundas

KER70011A

- 1 pinza forceps de plástico con esponja, 24 cm
- 5 torundas de TNT, Ø 6 cm, 30 g
- 1 recipiente, 120 ml
- 1 bandeja, 14.5 x 20.5 x 4 cm
- 1 blíster blando
- Cantidad por caja: 54



KER70059

- 1 pinza forceps de plástico con esponja, 23 cm
- 5 torundas de TNT, tamaño grande
- 1 recipiente, 150 ml
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 32



Sets para preparación de la piel

KER70012

- 1 pinza Kocher de plástico, 14 cm
- 6 torundas TNT, talla grande
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



KER70014

- 20 gasas de TNT de 10 x 10 cm
- 3 recipientes de 120 ml
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 40



Sets de anestesia

KER70060A

- 2 aplicadores con esponja, 15 cm
- 3 torundas de gasa, Ø 4 cm
- 2 recipientes, 120 ml (transparente y rojo)
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 75 x 90 cm, Ø 10 cm
- 2 jeringas, 5 ml, luer-lock
- 1 aguja, 18G
- 1 aguja, 23G
- 1 blíster blando
- Cantidad por caja: 70



KER70039B

- 5 torundas de TNT, Ø 4 cm
- 5 compresas no tejidas de 7,5 x 7,5 cm
- 2 recipientes, 120 ml (transparente y rojo)
- 1 pizas Kocher de plástico de 13,5 cm
- 1 paño con adhesivo, 75 x 90 cm
- 1 paño absorbente de 75 x 90 cm
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 56



Sets de ginecología y obstetricia


KER70023B

- 10 gasas de 10 x 10 cm, 8 capas
- 1 pinza Kocher de plástico
- 1 compresa de gasa de 7,5 x 7,5 cm
- 1 recipiente transparente, 60 ml
- 2 pinzas Kocher metálico dentado, 14 cm
- 1 tijera metálica de punta roma, 14,5 cm
- 1 tijera metálica de episiotomía de 14,5 cm
- 1 mantita para bebé, 100 x 105 cm
- 1 bandeja de 15 x 20 cm
- 1 paño absorbente de 75 x 90 cm
- 1 envase de solapa, 28 x 39 cm
- Cantidad por caja: 24



KER70025

- 5 gasas de TNT de 10 x 10 cm
- 1 tijera metálica de punta roma, 14,5 cm
- 1 pinza del cordón umbilical 5 cm (pinza Bahr)
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 135

**RGMA188**

- 1 cubremesas envolvente de 140 x 120 cm
- 1 bandeja para placenta 24 x 28 x 5 cm (azul)
- 1 paño de 90 x 75 cm
- 1 paño bajo-nalgas de 96 x 150 cm (con bolsa graduada)
- 1 mantita de bebé de 100 x 105 cm
- 20 gasas de3 tejido-no-tejido, 10 x 10 cm
- 1 paño bajo-nalgas reforzado de 96,5 x 118 cm (con bolsa graduada)
- 2 toallas absorbentes de 30 x 40 cm
- 1 bolsa tipo sobre 38 x 49 cm
- Cantidad por caja: 10

**KER70405**


- 1 paño envolvente de 100 x 90 cm
- 20 gasas de TNT de 10 x 10 cm
- 1 compresa vaginal
- 1 fórceps de plástico, 18 cm
- 1 batea de 120 ml, transparente
- 1 porta-agujas Mayo-Hegar de 14 cm
- 1 fórceps Adson dentado de 18 cm
- 1 tijeras metálicas con punta de 16,5 cm
- 1 bandeja de 25 x 13 x 2,5 cm (azul)
- 1 paño bajo-nalgas de 96 x 100 cm (con bolsa graduada)
- 1 bolsa tipo solapa de 28 x 49 cm
- Cantidad por caja: 20

**RGMA224A**

- 1 cubremesas envolvente de 140 x 190 cm
- 1 paño de 90 x 75 cm
- 1 mantita de bebé de 100 x 105 cm
- 1 paño bajo-nalgas de 96 x 150 cm (con bolsa graduada)
- 30 gasas de tejido-no-tejido de 10 x 10 cm
- 1 toallas absorbentes de 30 x 40 cm
- 1 bandeja para placenta 24 x 28 x 5 cm (azul)
- 2 sticks de pintado con esponja de 18 cm
- 1 batea de 150 ml
- 1 bolsa tipo sobre 38 x 49 cm
- Cantidad por caja: 6

**Sets de acceso vascular****KER70044**

- 10 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 4 tiras adhesivas dobles de 15 x 1,25 cm
- 1 apósito adhesivo transparente de 10 x 12 cm
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo de 40 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 jeringa de 20 ml con luer-lock
- 1 llave de 3 vías L/L con tubo de 30 cm
- 1 aguja, 18G
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 52



KER70306

- 1 paño envolvente de 100 x 90 cm
- 1 bata quirúrgica estándar SMS, 130 cm (XL)
- 2 toallas absorbentes de 30 x 40 cm
- 1 batea de 120 ml (transparente)
- 1 aguja, 18 G
- 1 aguja, 24 G
- 1 jeringa de 10 ml, L/S, (excéntrica)
- 1 jeringa de 20 ml, L/S, (excéntrica)
- 1 quita-puntos de sutura, 3 cm
- 1 stick de pintado con esponja de 18 cm
- 10 gasas de tejido-no-tejido, 10 x 10 cm
- 1 apósito adhesivo transparente de 10 x 12 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 75 x 90 cm / 9 x 12 cm
- 1 bolsa tipo solapa de 28 x 49 cm
- Cantidad por caja: 16

**Sets de sondaje vesical****KER70700**

- 1 paño absorbente de 75 x 90 cm
- 1 paño fenestrado de 75 x 90 cm, fen. 9 x 12 cm
- 1 jeringa, 20 ml
- 1 ampolla con agua destilada, 20 ml
- 1 gel lubricante, 5 g
- 1 pinza Kocher de plástico
- 5 compresas no tejidas de 7,5 x 7,5 cm
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 48


**KER70022B-01**

- 1 paño envolvente de 75 x 90 cm
- 1 paño fenestrado de 75 x 90 cm, Ø 6 cm
- 2 jeringas precargadas con agua destilada de 10 ml
- 1 jeringa precargada con gel lubricante de 10 ml
- 1 fórceps Kocher de plástico
- 5 gasas de tejido-no-tejido, 7,5 x 7,5 cm
- 1 envase blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 20


También disponible con jeringas precargadas: kit KER70022B-01

Sets de inyección intravitrea**KER70238B**

- 1 paño envolvente de 100 x 90 cm
- 1 fórceps Kocher de plástico de 14 cm
- 10 gasas de tejido-no-tejido, 7,5 x 7,5 cm
- 3 lancetas oftálmicas de 6,6 x 0,5 cm
- 2 bateas de 60 ml (1 transparente y 1 roja)
- 1 espéculo ocular Barraquer de 4,5 cm
- 1 bastoncillo de madera con punta de algodón de 15 cm
- 3 tiras adhesivas de 1,3 x 10,2 cm
- 1 marcador escleral doble de plástico, 3,5 – 4 mm
- 1 paño fenestrado con adhesivo de 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 1 bolsa tipo solapa 28 x 39 cm
- Cantidad por caja: 24

**KER70247B**

- 1 paño envolvente de 100 x 120 cm
- 5 gasas de tejido-no-tejido, 7,5 x 7,5 cm
- 1 espéculo ocular Barraquer de 4,5 cm
- 1 batea de 120 ml, transparente
- 3 bastoncillos de madera con punta de algodón de 15 cm
- 1 marcador escleral doble de plástico, 3,5 – 4 mm
- 1 paño fenestrado con adhesivo de 75 x 90 cm, 6 x 8 cm
- 1 blíster rígido grande
- Cantidad por caja: 28

**EYE001**

- 1 paño envolvente de 75 x 75 cm
- 5 gasas de tejido-no-tejido, 7,5 x 7,5 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo de 50 x 60 cm, Ø 6 cm
- 1 espéculo ocular Barraquer de 4,5 cm
- 1 bolsa tipo solapa de 25 x 35 cm
- Cantidad por caja: 40



EYE002A

- 1 paño envolvente de 100 x 90 cm
- 3 gasas de tejido-no-tejido, 7,5 x 7,5 cm
- 3 torundas de tejido-no-tejido, tamaño medio
- 1 batea de 60 ml (transparente)
- 1 espéculo ocular Barraquer de 4,5 cm
- 2 lancetas oftálmicas de 6,6 x 0,5 cm
- 1 fórceps Kocher de plástico de 14 cm
- 1 marcador escleral doble de plástico, 3,5 – 4 mm
- 1 paño fenestrado con adhesivo de 40 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 bolsa tipo solapa 28 x 39 cm
- Cantidad por caja: 32

**Essential**


- Ideales para hospitalización
- Sets sencillos y económicos
- Ayudan a fomentar la protocolización

RGEYSP01B

- 1 paño fenestrado con adhesivo de 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 5 lancetas oftálmicas de 6,6 x 0,5 cm
- 1 marcador escleral doble de plástico, 3,5 – 4 mm
- 1 espéculo ocular Barraquer de 4,5 cm
- 10 gasas de tejido-no-tejido, 7,5 x 7,5 cm
- 1 cubremesas envolvente de 100 x 110 cm
- 1 bolsa tipo solapa de 25 x 39 cm
- Cantidad por caja: 40

**KER70179B**


- 1 paño envolvente de 100 x 90 cm
- 1 marcador escleral doble de plástico, 3,5 – 4 mm
- 1 batea de 60 ml (transparente)
- 10 gasas de tejido-no-tejido, 10 x 10 cm
- 1 espéculo ocular Barraquer de 4,5 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo de 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 1 bolsa tipo solapa de 25 x 35 cm
- Cantidad por caja: 32



Sets de curas con paño

KER70032

- 2 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 5 compresas no tejidas de 7,5 x 7,5 cm
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80




KER70033

- 2 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80




KER70034

- 2 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



KER70036

- 1 fórceps de plástico de 13 cm
- 10 torundas de TNT, tamaño medio
- 1 pinza Kocher de plástico, 14 cm
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



KER70037A

- 1 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de gasa, tamaño pequeño
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinza Kocher de plástico, 14 cm
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 72



KER70053

- 2 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de gasa, tamaño pequeño
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



KER70054B

- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 5 gasas de TNT, 30 g, 10 x 10 cm, 4 capas
- 1 recipiente de plástico de 150 ml
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 paño absorbente de 75 x 90 cm
- 1 bolsa fácil de abrir de 25 x 35,5 cm
- Cantidad por caja: 36



KER70055

- 2 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 5 gasas de TNT, 30 g, 10 x 10 cm, 4 capas
- 1 pinza Kocher de plástico, 14 cm
- 1 recipiente transparente, 60 ml
- 1 paño absorbente de 38 x 45 cm
- 1 toalla absorbente de 30 x 40 cm
- 1 blíster rígido mediano con 2 compartimentos
- Cantidad por caja: 64



Sets de curas sin paño


KER70026

- 1 fórceps de plástico de 13 cm
- 6 torundas de TNT, tamaño medio
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80




KER70029

- 2 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



KER70030

- 1 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 5 gasas de TNT, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinza Kocher de plástico, 14 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



KER70031


- 1 fórceps de plástico de 13 cm
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinza Kocher de plástico, 14 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 88



Sets de sutura


KER70017

- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinza Adson de metal dentada de 13 cm
- 1 par de tijeras metálicas con punta afilada de 12 cm
- 1 portaagujas metálico de 14 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 56



KER70018

- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 fórceps Adson de metal de 13 cm
- 1 par de tijeras metálicas con punta afilada de 12 cm
- 1 portaagujas metálico de 14 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



Sets de sutura


KER70019A

- 1 pinza Adson dentados de 12 cm
- 1 Iris con punta afilada de 11 cm
- 1 Portaagujas Mayo-Hegar, 14 cm
- 1 paño de 40 x 45 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 50 x 60 cm, Ø 6.5 cm
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 70




KER70102

- 4 torundas de gasa, tamaño medio
- 6 gasas de algodón de 10 x 10 cm
- 1 pinza Adson de metal dentado de 13 cm (con marca de color)
- 1 par de tijeras curvadas metálicas con punta afilada/roma de 12 cm (con marca de color)
- 1 portaagujas metálico de 14 cm (con marca de color)
- 1 paño fenestrado de 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 80




KER70056

- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 fórceps Adson de metal dentado de 13 cm (con marca de color)
- 1 par de tijeras metálicas con punta afilada de 12 cm (con marca de color)
- 1 portaagujas metálico de 14 cm (con marca de color)
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 72



KER70095

- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 pinza Adson de metal dentada de 13 cm
- 1 par de tijeras metálicas con punta afilada de 12 cm
- 1 portaagujas metálico de 14 cm
- 1 paño fenestrado con adhesivo, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 blíster rígido mediano
- Cantidad por caja: 80



Sets de retirada de puntos

KER70020

- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 1 pinza Adson de metal dentada de 13 cm
- 1 par de tijeras metálicas con punta afilada de 12 cm
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 72



KER70021

- 5 torundas de TNT, tamaño medio
- 1 pinza Adson de metal dentada de 13 cm
- 1 cortador de suturas metálico
- 1 blíster rígido mediano, 3 compartimentos
- Cantidad por caja: 80



Bateas y recipientes estériles

KER70001A

- 1 recipiente de 250 ml
- 1 blíster suave
- Cantidad por caja: 176



KER70005

- 1 recipiente de 1.000 ml
- 1 blíster suave
- Cantidad por caja: 21



KER70046B

- 1 recipiente, 120 ml
- 1 blíster suave
- Cantidad por caja: 88



KER70050

- 1 batea arriñonada de 700 ml
- 1 blíster suave
- Cantidad por caja: 28



KER70051A

- 1 recipiente de 500 ml
- 1 blíster suave
- Cantidad por caja: 30



Cantidad por caja

Referencia **Cantidad por caja**

Premium	
KER70003	56
5875S	320
KER70006	56
KER70007	80
KER70008	44
KER70009A	72
KER70062	44
KER70015	32
KER70016	32
KER70011A	54
KER70059	32
KER70012	80
KER70014	40
KER70060A	70
KER70039B	56
KER70023B	24
KER70025	135
RGMA188	10

Referencia **Cantidad por caja**

KER70405	20
RGMA224A	6
KER70044	52
KER70306	16
KER70700	48
KER70022B-01	20
KER70238B	24
KER70247B	28
EYE001	40
EYE002A	32
RGEYSP01B	40
KER70179B	32
Essential	
KER70032	80
KER70033	80
KER70034	80
KER70036	80
KER70037A	72
KER70053	80

Referencia **Cantidad por caja**

KER70054B	36
KER70055	64
KER70026	80
KER70029	80
KER70030	80
KER70031	88
KER70017	56
KER70018	80
KER70019A	70
KER70102	80
KER70056	72
KER70095	80
KER70020	72
KER70021	80
KER70001B	160
KER70005	21
KER70046B	88
KER70050	28
KER70051A	30

Envasado		Largo x ancho (cm)	Blíster rígido	Blíster blando		Largo x ancho (cm)	Referencia
Blíster grande		30 x 20	RL1	SL1	Envase de solapa "peel pouch"	28 x 49	PP1120
Blíster mediano		15 x 20	RM1	SM1		28 x 39	PP1115
Blíster mediano; 2 compartimentos		15 x 20	RM2	n/a		25 x 39	PP1015
Blíster mediano; 3 compartimentos		15 x 20	RM3	n/a		25 x 35.5	PP1014
Blíster pequeño		7.5 x 20	RS1	SS1		19 x 28	PP711



Medline International Iberia S.L.U
 Parque Empresarial San Fernando
 Avenida de Castilla 2
 Edificio Munich, Planta Baja
 28830 San Fernando de Henares
 Madrid
 España
 Tfno: +34 900 600 602
 Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  