



CareSet®

Catalogue produits



**Des solutions
simples et
efficaces**

Table des matières



Sets de badigeon et de détersion	Page
KER70004C - KER70006 - KER70007	5
KER70009A - KER70062 - KER70015	6
KER70016 - KER70011B - KER70059	7
KER70012 - KER70014	8
Sets d'anesthésie	
KER70060B	8
KER70039C	9
Sets de gynécologie et d'obstétrique	
KER70023B	9
KER70025 - RGMA188 - KER70405	10
RGMA224A	11
Set d'abord veineux	
KER70306	11
Set de sondage urinaire	
KER70700 - KER70022B-02	12
IVT	
KER70238B - KER70247B - EYE001	13
EYE002A - RGEYSP01B - KER70179B	14




Sets de pansement	
KER70032 - KER70034	16
KER70037A - KER70054B	17
KER70026 - KER70029 - KER70030	18
Sets de suture et d'ablation de fils	
KER70017 - KER70018	19
KER70019B - KER70102	20
KER70056 - KER70095	21
KER70020 - KER70021	22
Contenants et bols	
KER70194B - KER70082A - KER70046C - KER70083A - KER70001D - KER70051B - KER70050 - KER70005	23

Premium



- Idéal pour le bloc opératoire
- En complément de nos gammes SPT et de champs
- Pour augmenter votre adaptabilité et votre efficacité



Sets de badigeon et de détersion avec badigeon(s) mousse


KER70004C

- 1 badigeon mousse, 15 cm
- 1 petit blister rigide
- Conditionnement : 240



KER70006

- 1 badigeon mousse, 18 cm
- 1 cupule, 120 ml
- 1 blister rigide moyen
- Conditionnement : 56



KER70007


- 1 badigeon mousse, 18 cm
- 1 blister rigide moyen avec 2 compartiments
- Conditionnement : 80



Sets de badigeon et de détercion avec badigeon(s) mousse


KER70009A

- 2 badigeons mousse, 15 cm
- 2 cupules, 120 ml (transparente et rose)
- 1 blister rigide moyen
- Conditionnement : 72




KER70062

- 3 badigeons mousse, 18 cm
- 1 grand blister rigide
- Conditionnement : 44




KER70015

- 2 badigeons mousse, 18 cm
- 2 bols, 150 ml
- 1 cupule, 120 ml
- 2 essuie-mains, 30 x 40 cm
- 2 gants de toilette
- 1 grand blister rigide
- Conditionnement : 32



KER70016

- 2 badigeons mousse, 20 cm
- 10 compresses non-tissées, 10 x 10 cm
- 2 cupules, 120 ml
- 2 essuie-mains, 30 x 40 cm
- 1 champ, 75 x 90 cm
- 1 grand blister rigide
- Conditionnement : 32



Sets de badigeon et de détersion avec porte-tampon

KER70011B

- 1 pince porte-tampon en plastique, 24 cm
- 5 tampons non tissés, Ø 6 cm, 30 g
- 1 bol, 120 ml
- 1 plateau, 14,5 x 20,5 x 4 cm
- 2 étiquettes de traçabilité
- 1 blister souple moyen
- Conditionnement : 32

**KER70059**

- 1 pince porte-tampon en plastique, 23 cm
- 5 tampons non tissés, grande taille
- 1 bol, 150 ml
- 1 grand blister rigide
- Conditionnement : 32



Sets de badigeon et de déterision

KER70012

- 1 pince Kocher en plastique, 14 cm
- 6 tampons non tissés, grande taille
- 1 blister rigide moyen avec 3 compartiments
- Conditionnement : 80



KER70014

- 20 compresses non-tissées, 10 x 10 cm
- 3 cupules, 120 ml
- 1 grand blister rigide
- Conditionnement : 40



Sets d'anesthésie

KER70060B

- 2 badigeons mousse, 15 cm
- 3 tampons de gaze, Ø 4 cm
- 2 cupules, 120 ml (transparente et rouge)
- 1 champ troué adhésif, 75 x 90 cm, Ø 10 cm
- 2 seringues, 5 ml, luer lock
- 1 aiguille, 18G
- 1 aiguille, 23G
- 2 étiquettes de traçabilité
- 1 blister souple moyen
- Conditionnement : 56




KER70039C

- 5 tampons non tissés, Ø 4 cm
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 2 cupules, 120 ml (transparente et rouge)
- 1 pince Kocher en plastique, 13,5 cm
- 1 champ, 75 x 90 cm avec adhésif
- 1 champ, 75 x 90 cm
- 2 étiquettes de traçabilité
- 1 blister rigide moyen
- Conditionnement : 40


**Sets de gynécologie et d'obstétrique****KER70023B**

- 10 compresses de gaze, 10 x 10 cm
- 1 pince Kocher en plastique
- 1 compresse de gaze, 7,5 x 7,5 cm
- 1 cupule, 60 ml
- 2 pinces Kocher en métal, 14 cm
- 1 paire de ciseaux mousse en métal, 14,5 cm
- 1 paire de ciseaux d'épisiotomie en métal, 14 cm
- 1 couverture bébé, 100 x 105 cm
- 1 plateau, 15 x 20 cm
- 1 champ, 75 x 90 cm
- 1 sachet pelable, 28 x 39 cm
- Conditionnement : 24



KER70025

- 5 compresses de gaze, 10 x 10 cm
- 1 paire de ciseaux mousse en métal, 14,5 cm
- 1 clamp ombilical
- 1 blister rigide moyen
- Conditionnement : 135



RGMA188

- 1 couvre-table renforcé, 140 x 120 cm
- 1 plateau à placenta, 24 x 28 x 5 cm (bleu)
- 1 champ, 90 x 75 cm
- 1 champ sous-fessier, 96 x 150 cm (avec poche graduée)
- 1 champ d'accueil bébé, 100 x 105 cm
- 20 compresses non-tissées, 10 x 10 cm
- 1 champ sous-fessier renforcé, 96,5 x 118 cm (avec poche graduée)
- 2 essuie-mains, 30 x 40 cm
- 1 sac de stérilisation, 38 x 49 cm
- Conditionnement : 10



KER70405

- 1 champ, 100 x 90 cm
- 20 compresses tissées, 10 x 10 cm
- 1 tampon vaginal
- 1 paire porte-tampon en plastique, 18 cm
- 1 cupule, 120 ml, transparente
- 1 porte-aiguille Mayo-Hegar, 14 cm
- 1 pince Adson à griffes, 18 cm
- 1 paire de ciseaux en métal pointus, 16,5 cm
- 1 plateau, 25 x 13 x 2,5 cm (bleu)
- 1 champ sous-fessier, 96 x 100 cm (avec poche graduée)
- 1 sachet pelable, 28 x 49 cm
- Conditionnement : 20



RGMA224A

- 1 couvre-table renforcé, 140 x 190 cm
- 1 champ, 90 x 75 cm
- 1 couverture bébé, 100 x 105 cm
- 1 champ sous-fessier, 96 x 150 cm (avec poche graduée)
- 30 compresses non-tissées, 10 x 10 cm
- 1 essuie-mains, 30 x 40 cm
- 1 plateau à placenta, 24 x 28 x 5 cm (bleu)
- 2 badigeons mousse, 18 cm
- 1 bol, 150 ml
- 1 sac de stérilisation, 38 x 49 cm
- Conditionnement : 6



Set d'abord veineux

KER70306

- 1 champ, 100 x 90 cm
- 1 blouse d'isolation en SMS, non renforcée, 130 cm (XL)
- 2 essuie-mains, 30 x 40 cm
- 1 cupule 120 ml (transparente)
- 1 aiguille, 18 G
- 1 aiguille, 24 G
- 1 seringue, 10 ml, L/S embout excentré
- 1 seringue, 20 ml, L/S embout excentré
- 1 coupe fil, 3 cm
- 1 badigeon mousse, 18 cm
- 10 compresses non-tissées, 10 x 10 cm
- 1 pansement adhésif transparent, 10 x 12 cm
- 1 champ troué adhésif, 75 x 90 cm/ fenêtre 9 x 12 cm
- 1 sachet pelable, 28 x 49 cm
- Conditionnement : 16



Set de sondage urinaire

KER70700

- 1 champ, 75 x 90 cm
- 1 champ troué 75 x 90 cm, fen. 9 x 12 cm
- 1 seringue, 20 ml
- 1 ampoule d'eau stérile, 20 ml
- 1 gel lubrifiant, 5 g
- 1 pince Kocher en plastique
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 blister rigide moyen
- Conditionnement : 48



KER70022B-02

- 1 champ, 75 x 90 cm
- 1 champ troué, 75 x 90 cm, Ø 6 cm
- 2 seringues préremplies d'eau distillée, 10 ml
- 1 seringue préremplie de gel lubrifiant, 10 ml
- 1 pince Kocher en plastique
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 blister rigide moyen
- Conditionnement : 20

Également disponible avec des seringues préremplies : ensemble KER70022B-02

KER70238B

- 1 champ, 100 x 90 cm
- 1 pince Kocher en plastique, 14 cm
- 10 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 3 bâtonnets ophtalmologiques, 6,6 x 0,5 cm
- 2 cupules 60 ml (transparente et rouge)
- 1 écarteur à paupières, Blépharostat, 4,5 cm
- 1 applicateur en bois à extrémité en coton, 15 cm
- 3 sutures adhésives, 1,3 x 10,2 cm
- 1 marqueur scléral en plastique, double-extrémité, 3,5-4 mm
- 1 champ troué adhésif, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 1 sachet pelable, 28 x 39 cm
- Conditionnement : 24



KER70247B

- 1 champ, 100 x 120 cm
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 écarteur à paupières, Blépharostat, 4,5 cm
- 1 cupule, 120 ml, transparente
- 3 applicateurs en bois à extrémité en coton, 15 cm
- 1 marqueur scléral en plastique, double-extrémité, 3,5-4 mm
- 1 champ troué adhésif, 75 x 90 cm, 6 x 8 cm
- 1 grand blister rigide
- Conditionnement : 28



EYE001

- 1 champ, 75 x 75 cm
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ troué adhésif, 50 x 60 cm, Ø 6 cm
- 1 écarteur à paupières, Blépharostat, 4,5 cm
- 1 sachet pelable, 25 x 35 cm
- Conditionnement : 40




EYE002A

- 1 champ, 100 x 90 cm
- 3 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 3 compresses boule non-tissées, moyennes
- 1 cupule 60 ml (transparente)
- 1 écarteur à paupières, Blépharostat, 4,5 cm
- 2 bâtonnets ophtalmologiques, 6,6 x 0,5 cm
- 1 pince Kocher en plastique, 14 cm
- 1 marqueur scléral en plastique, double-extrémité, 3,5–4 mm
- 1 champ troué adhésif, 40 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 sachet pelable, 28 x 39 cm
- Conditionnement : 32




RGEYSP01B

- 1 champ troué adhésif, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 5 bâtonnets ophtalmologiques, 6,6 x 0,5 cm
- 1 marqueur scléral en plastique, double-extrémité, 3,5-4 mm
- 1 écarteur à paupières, Blépharostat, 4,5 cm
- 10 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 couvre-table renforcé, 100 x 110 cm
- 1 sachet pelable, 25 x 39 cm
- Conditionnement : 40



KER70179B


- 1 champ, 100 x 90 cm
- 1 marqueur scléral en plastique, double-extrémité, 3,5–4 mm
- 1 cupule 60 ml (transparente)
- 10 compresses non-tissées, 10 x 10 cm
- 1 écarteur à paupières, Blépharostat, 4,5 cm
- 1 champ troué adhésif, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 1 sachet pelable, 25 x 35 cm
- Conditionnement : 32



Essential



- Idéal pour les services de soins
- Sets simples et économiques
- Pour vous aider à améliorer la standardisation






CareSet®
Essential

Sets de pansement avec champ


KER70032

- 2 pinces anatomiques en plastique, 13 cm
- 5 tampons non tissés, moyens
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ, 38 x 45 cm
- 1 blister rigide moyen avec 3 compartiments
- Conditionnement : 80




KER70034

- 2 pinces anatomiques en plastique, 13 cm
- 5 compresses non tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ, 38 x 45 cm
- 1 blister rigide moyen avec 3 compartiments
- Conditionnement : 80




KER70037A

- 1 pince anatomique en plastique, 13 cm
- 5 tampons de gaze, petite taille
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince Kocher en plastique, 14 cm
- 1 champ, 38 x 45 cm
- 1 blister rigide moyen avec 3 compartiments
- Conditionnement : 72

**KER70054B**

- 5 tampons non tissés, moyens
- 5 compresses non-tissées, 10 x 10 cm
- 1 bol en plastique, 150 ml
- 1 champ troué adhésif, 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 champ, 75 x 90 cm
- 1 sachet pelable, 25 x 35,5 cm
- Conditionnement : 36



Sets de pansement sans champ


KER70026

- 1 pince anatomique en plastique, 13 cm
- 6 tampons non tissés, moyens
- 1 blister rigide moyen avec 3 compartiments
- Conditionnement : 80




KER70029

- 2 pinces anatomiques en plastique, 13 cm
- 5 tampons non tissés, moyens
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 blister rigide moyen avec 3 compartiments
- Conditionnement : 80



KER70030


- 1 pince anatomique en plastique, 13 cm
- 5 tampons non tissés, moyens
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince Kocher en plastique, 14 cm
- 1 blister rigide moyen avec 3 compartiments
- Conditionnement : 80



Sets de suture


KER70017

- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince Adson à griffes en métal, 13 cm
- 1 paire de ciseaux en métal pointus, 12 cm
- 1 porte-aiguille en métal, 14 cm
- 1 champ troué adhésif, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 blister rigide moyen avec 3 compartiments
- Conditionnement : 56



KER70018


- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince Adson sans griffes en métal, 13 cm
- 1 paire de ciseaux en métal pointus, 12 cm
- 1 porte-aiguille en métal, 14 cm
- 1 champ troué adhésif, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 blister rigide moyen avec 3 compartiments
- Conditionnement : 80



Sets de suture

KER70019B

- 1 pince Adson à griffes en métal, 14,5 cm
- 1 paire de ciseaux Iris en métal pointus, 11 cm
- 1 porte-aiguille Mayo-Hegar en métal, 14 cm
- 1 champ, 40 x 45 cm
- 1 champ troué adhésif, 50 x 60 cm, Ø 6,5 cm
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 2 étiquettes de traçabilité
- 1 blister rigide moyen
- Conditionnement : 72




KER70102

- 4 tampons de gaze, moyens
- 6 compresses de gaze, 10 x 10 cm
- 1 pince Adson à griffes en métal, 13 cm (avec marque de couleur)
- 1 paire de ciseaux bouts ronds/pointus courbés en métal, 12 cm (avec marque de couleur)
- 1 porte-aiguille en métal, 14 cm (avec marque de couleur)
- 1 champ troué, 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 blister rigide moyen
- Conditionnement : 80




KER70056

- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince Adson à griffes en métal, 13 cm (avec marque de couleur)
- 1 paire de ciseaux en métal pointus, 12 cm (avec marque de couleur)
- 1 porte-aiguille en métal, 14 cm (avec marque de couleur)
- 1 champ troué adhésif, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 blister rigide moyen avec 3 compartiments
- Conditionnement : 72

**KER70095**

- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 pince Adson à griffes en métal, 13 cm
- 1 paire de ciseaux en métal pointus, 12 cm
- 1 porte-aiguille en métal, 14 cm
- 1 champ troué adhésif, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 blister rigide moyen
- Conditionnement : 80



Sets d'ablation de fils

KER70020

- 5 tampons non tissés, moyens
- 1 pince Adson à griffes en métal, 13 cm
- 1 paire de ciseaux en métal pointus, 12 cm
- 1 blister rigide moyen avec 3 compartiments
- Conditionnement : 72



KER70021

- 5 tampons non tissés, moyens
- 1 pince Adson à griffes en métal, 13 cm
- 1 coupe-fil en métal
- 1 blister rigide moyen avec 3 compartiments
- Conditionnement : 80



Contenants et bols

KER70194B

- 1 bol, 60 ml
- 1 blister souple
- Conditionnement : 104



KER70082A

- 1 bol, 90 ml
- 1 blister souple
- Conditionnement : 80



KER70046C

- 1 bol, 120 ml
- 1 blister souple
- Conditionnement : 88



KER70083A

- 1 bol, 150 ml
- 1 blister souple
- Conditionnement : 88



KER70001D

- 1 bol, 250 ml
- 1 blister souple
- Conditionnement : 60



KER70051B

- 1 bol, 500 ml
- 1 blister souple
- Conditionnement : 28



KER70050

- 1 bassin réniforme, 700 ml
- 1 blister souple
- Conditionnement : 28



KER70005

- 1 bol, 1,000 ml
- 1 blister souple
- Conditionnement : 21



Conditionnement

Code article	Conditionnement	Code article	Conditionnement	Code article	Conditionnement
Premium					
KER70004C	240	KER70405	20	KER70029	80
KER70006	56	RGMA224A	6	KER70030	80
KER70007	80	KER70306	16	KER70017	56
KER70009A	72	KER70700	48	KER70018	80
KER70062	44	KER70022B-02	20	KER70019B	72
KER70015	32	KER70238B	24	KER70102	80
KER70016	32	KER70247B	28	KER70056	72
KER70011B	32	EYE001	40	KER70095	80
KER70059	32	EYE002A	32	KER70020	72
KER70012	80	RGEYSP01B	40	KER70021	80
KER70014	40	KER70179B	32	KER70194B	104
KER70060B	56	Essential		KER70082A	80
KER70039C	40	KER70032	80	KER70046C	88
KER70023B	24	KER70034	80	KER70083A	88
KER70025	135	KER70037A	72	KER70001D	60
RGMA188	10	KER70054B	36	KER70051B	28
		KER70026	80	KER70050	28
				KER70005	21

Emballage		Longueur x largeur (cm)	Blister rigide	Blister souple		Longueur x largeur (cm)	Référence
Grand blister		30 x 20	RL1	SL1	Sachet pelable	28 x 49	PP1120
Blister moyen		15 x 20	RM1	SM1		28 x 39	PP1115
Blister moyen; 2 compartiments		15 x 20	RM2	n/a		25 x 39	PP1015
Blister moyen; 3 compartiments		15 x 20	RM3	n/a		25 x 35,5	PP1014
Petit blister		7,5 x 20	RS1	SS1		19 x 28	PP711



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Les références KER70001D, KER70046C et KER70051B sont des dispositifs médicaux stériles de classe I ou classe IIa.




CE 2797 (BSI)

La référence KER70022B-02 est un dispositif de procédure répondant à l'article 22 de la réglementation Européenne MDR 2017/745.

PPP

Procedure pack producer:
STS Medical Group AD
Industrial Area Sokolovetz
2800 Sandanski, Bulgaria

La référence EYE001 est un dispositif médical stérile de classe I.



CE 2265 (3EC International)

Les références KER70005, KER70050, KER70082A et KER70083A sont des dispositifs médicaux stériles de classe I.



CE 2797 (BSI, The Netherlands)

Toutes les autres références CareSet présentes dans cette brochure sont des dispositifs de procédure répondants à l'article 12 de la réglementation Européenne.

PPP

Procedure pack producer:
Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Ces produits sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé.

Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages correspondants.

Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. ML344_FR 09/2023.