



CareSet®

Productcatalogus



**Simpel en
efficiënte
oplossingen**

Inhoudsopgave



Huiddesinfectieset

KER70004C - KER70006 - KER70007	5
KER70009A - KER70062 - KER70015	6
KER70016 - KER70011B - KER70059	7
KER70012 - KER70014	8

Anesthesiesets

KER70060B	8
KER70039C	9

Gynaecologie en verloskunde sets

KER70023B	9
KER70025 - RGMA188	10
RGMA224A	11

IV procedureset

KER70306	11
----------	----

Blaaskatheterisatieset

KER70700 - KER70022B-02	12
-------------------------	----

IVT

KER70238B - KER70247B - KER71112	13
EYE002A - RGEYSP01B - KER70179B	14



Verbandset

KER70032 - KER70034 - KER70037A	16
DRESS001 - DRESS002 - DRESS003	17
KER70054B - KER70026 - KER70030	18

Hecht- en hechtingverwijderset

KER70017 - KER70018	19
KER70019B - KER70102	20
KER70056 - KER70095	21
KER70020 - KER70021	22


Bakjes en kommen

KER70194B - KER70082A - KER70046C - KER70083A - KER70001D - KER70051B - KER70050 - KER70005	23
--	----

Premium



- Ideaal voor de OK
- Bijpassend bij onze SPT en Proxima assortiment
- Verbetert uw aanpassingsvermogen en efficiëntie



Huiddesinfectieset met desinfectiestick(s)


KER70004C

- 1 desinfectiestick, 15 cm
- 1 kleine, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 240



KER70006

- 1 desinfectiestick, 18 cm
- 1 bakje, 120 ml
- 1 medium, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 56



KER70007

- 1 desinfectiestick, 18 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 2 vakken
- Verpakkingseenheid: 80




Huiddesinfectieset met desinfectiestick(s)

Premium


KER70009A

- 2 desinfectiesticks, 15 cm
- 2 bakjes, 120 ml
- 1 medium, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 72




KER70062

- 3 desinfectiesticks, 18 cm
- 1 grote, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 44




KER70015

- 2 desinfectiesticks, 18 cm
- 2 bakjes, 150 ml
- 1 bakje, 120 ml
- 2 absorberende doeken, 30 x 40 cm
- 2 washandjes
- 1 grote, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 32



KER70016

- 2 desinfectiestokjes, 20 cm
- 10 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 2 bakjes, 120 ml
- 2 absorberende doeken, 30 x 40 cm
- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 grote, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 32



Huiddesinfectiesets met deppertang

KER70011B

- 1 plastic deppertang, 24 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, Ø 6 cm, 30 g
- 1 kom, 120 ml
- 1 schaal, 14,5 x 20,5 x 4 cm
- 2 traceerbaarheidslabels
- 1 medium, zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 32

**KER70059**

- 1 plastic deppertang, 23 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, groot
- 1 bakje, 150 ml
- 1 grote, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 32



Huiddesinfectiesets

KER70012

- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 6 non-woven gaasdeppers, groot
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 80



KER70014

- 20 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 3 bakjes, 120 ml
- 1 grote, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 40



Anesthesiesets

KER70060B

- 2 desinfectiesticks, 15 cm
- 3 gaasdeppers, Ø 4 cm
- 2 bakjes, 120 ml (transparant en rood)
- 1 zelfklevend gatdoek, 75 x 90 cm, Ø 10 cm
- 2 injectiespuiten; 5 ml, luer lock
- 1 naald, 18G
- 1 naald, 23G
- 2 traceerbaarheidslabels
- 1 medium, zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 56



KER70039C


- 5 non-woven gaasdeppers, Ø 4 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 2 bakjes, 120 ml (transparant en rood)
- 1 plastic Kocher, 13,5 cm
- 1 zelfklevend laken, 75 x 90 cm
- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 2 traceerbaarheidslabels
- 1 medium, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 40



Gynaecologie en verloskunde sets


KER70023B

- 10 gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 plastic Kocher
- 1 gaaskompres, 7,5 x 7,5 cm
- 1 bakje, 60 ml
- 2 metalen Kochers, 14 cm
- 1 stompe metalen schaar, 14,5 cm
- 1 metalen episiotomieschaar, 14 cm
- 1 babydeken, 100 x 105 cm
- 1 schaal, 15 x 20 cm
- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 laminaatzakje, 28 x 39 cm
- Verpakkingseenheid: 24



KER70025

- 5 gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 stompe metalen schaar, 14,5 cm
- 1 navelstrengklem
- 1 medium, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 135

**RGMA188**

- 1 instrumentenveld, 140 x 120 cm.
- 1 placentabak, 24 x 28 x 5 cm (blauw)
- 1 afdeklaken, 90 x 75 cm
- 1 stuitlaken, 96 x 150 cm (met zak met niveauaanduiding)
- 1 babydeken, 100 x 105 cm
- 20 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 verstevigd stuitlaken, 96,5 x 118 cm (met zak met niveauaanduiding)
- 2 absorberende doeken, 30 x 40 cm
- 1 headerbag, 38 x 49 cm
- Verpakkingseenheid: 10



RGMA224A

- 1 instrumentenveld, 140 x 190 cm
- 1 afdeklaken, 90 x 75 cm
- 1 babydeken, 100 x 105 cm
- 1 stuitlaken, 96 x 150 cm
(met zak met niveauaanduiding)
- 30 non-woven gaaskompressen,
10 x 10 cm
- 1 absorberende doek, 30 x 40 cm
- 1 placentabak, 24 x 28 x 5 cm (blauw)
- 2 desinfectiesticks, 18 cm
- 1 bakje, 150 ml
- 1 headerbag, 38 x 49 cm
- **Verpakkingseenheid: 6**



IV procedure set

KER70306

- 1 afdekdoek, 100 x 90 cm
- 1 jas SMS, niet verstevigd, 130 cm (XL)
- 2 absorberende doeken, 30 x 40 cm
- 1 bakje 120 ml (transparant)
- 1 naald, 18G
- 1 naald, 24G
- 1 injectiespuit, 10 ml, L/S, (excentrisch)
- 1 injectiespuit, 20 ml, L/S, (excentrisch)
- 1 hechtingenmesje, 3 cm
- 1 desinfectiestick, 18 cm
- 10 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 zelfklevend wondverband transparant, 10 x 12 cm
- 1 zelfklevend gatdoek, 75 x 90 cm / 9 x 12 cm
- 1 laminaatzakje, 28 x 49 cm
- Verpakkingseenheid: 16



Blaaskatheterisatie set

KER70700

- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 gatlaken, 75 x 90 cm, gat 9 x 12 cm
- 1 spuit, 20 ml
- 1 ampul gedestilleerd water, 20 ml
- 1 glijmiddel, 5 ml
- 1 plastic Kocher
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 48



Ook verkrijgbaar
met gevulde
spuiten: set
KER70022B-02

KER70022B-02

- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 gatlaken 75 x 90 cm, ø 6 cm
- 2 injectiespuiten, gevuld met gedestilleerd water, 10ml
- 1 injectiespuit, gevuld met glijmiddel, 10ml
- 1 plastic Kocher
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 20

IVT

KER70238B

- 1 afdekdoek, 100 x 90 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 10 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 3 oogspeertjes, 6,6 x 0,5 cm
- 2 bakjes, 60 ml (transparant en rood)
- 1 Barraquer oogspreider, 4,5 cm
- 1 houten wattenstaafje, 15 cm
- 3 plakstrips, 1,3 x 10,2 cm
- 1 plastic scleral marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4 mm
- 1 zelfklevend gatdoek, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 1 laminaatzakje, 28 x 39 cm
- Verpakkingseenheid: 24




KER70247B

- 1 afdekdoek, 100 x 120 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 Barraquer oogspreider, 4,5 cm
- 1 bakje 120ml, transparant
- 3 houten wattenstaafjes, 15 cm
- 1 plastic scleral marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4 mm
- 1 zelfklevend gatdoek, 75 x 90 cm, 6 x 8 cm
- 1 grote blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 28



KER71112

- 1 afdekdoek, 75 x 75 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 zelfklevend gatdoek, 50 x 60 cm, Ø 6 cm
- 1 Barraquer oogspreider, 4,5 cm
- 1 laminaatzakje, 25 x 35 cm
- Verpakkingseenheid: 40




EYE002A

- 1 afdekdoek, 100 x 90 cm
- 3 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 3 non-woven gaasdeppers, medium
- 1 bakje, 60ml (transparant)
- 1 Barraquer oogspreider, 4,5 cm
- 2 oogspeertjes, 6,6 x 0,5 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 1 plastic scleral marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4 mm
- 1 zelfklevend gatdoek, 40 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 laminaatzakje, 28 x 39 cm
- Verpakkingseenheid: 32

**RGEYSP01B**

- 1 zelfklevend gatdoek, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 5 oogspeertjes, 6,6 x 0,5 cm
- 1 plastic scleral marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4 mm
- 1 Barraquer oogspreider, 4,5 cm
- 10 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- Instrumententafel afdeklaken, 100 x 110 cm
- 1 laminaatzakje, 25 x 39 cm
- Verpakkingseenheid: 40

**KER70179B**


- 1 afdekdoek, 100 x 90 cm
- 1 plastic scleral marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4 mm
- 1 bakje, 60ml (transparant)
- 10 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 Barraquer oogspreider, 4,5 cm
- 1 zelfklevend gatdoek, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 1 laminaatzakje, 25 x 35 cm
- Verpakkingseenheid: 32



Essential



- Ideaal voor de verpleegafdeling
- Voordelige en eenvoudige sets
- Helpt bij het verhogen van uw standaardisatie






CareSet®
Essential

Verbandmiddelen sets met afdeklaken


KER70032

- 2 plastic pincetten, 13 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 afdekdoek, 38 x 45 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 80




KER70034

- 2 plastic pincetten, 13 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 afdekdoek, 38 x 45 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 80




KER70037A

- 1 plastic pincet, 13 cm
- 5 gaasdeppers, klein
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 1 afdekdoek, 38 x 45 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 72




DRESS001

- 2 kunststof pincetten, 12,5 cm
- 10 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 1 afdekdoek, 38 x 45 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 90




DRESS002

- 2 kunststof pincetten, 12,5 cm
- 5 gaasdeppers, klein
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 1 afdekdoek, 38 x 45 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 90




DRESS003

- 1 kunststof pincet, 12,5 cm
- 5 gaasdeppers, klein
- 10 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 1 afdekdoek, 38 x 45 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 90



KER70054B

- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 bakje, 150 ml
- 1 zelfklevend gatdoek, 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 laminaatzakje, 25 x 35,5 cm
- Verpakkingseenheid: 36




Verbandmiddelensets zonder afdeklaken

KER70026

- 1 plastic pincet, 13 cm
- 6 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 80

**KER70030**


- 1 plastic pincet, 13 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, medium
- 5 non-woven gaaskompressen, 7.5 x 7.5 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 80



Hechtsets


KER70017

- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 metalen Adson pincet met tanden, 13 cm
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm
- 1 zelfklevend gatdoek, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 56



KER70018


- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 metalen Adson pincet, 13 cm
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm
- 1 zelfklevend gatdoek, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 80



Hechtsets

KER70019B

- 1 metalen Adson pincet met tanden, 14,5 cm
- 1 scherpe metalen Iris schaar, 11 cm
- 1 Mayo-Hegar naaldvoerder, 14 cm
- 1 afdekdoek, 40 x 45 cm
- 1 zelfklevend gatdoek, 50 x 60 cm, Ø 6,5 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 2 traceerbaarheidslabels
- 1 medium, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 72




KER70102

- 4 gaasdeppers, medium formaat
- 6 gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 metalen Adson chirurgische klem met tanden, 13 cm (met kleurmarkering)
- 1 gebogen scherpe/stompe metalen schaar, 12 cm (met kleurmarkering)
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm (met kleurmarkering)
- 1 gatlaken, 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 80




KER70056

- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 metalen Adson chirurgische klem met tanden, 13 cm (met kleurmarkering)
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm (met kleurmarkering)
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm (met kleurmarkering)
- 1 zelfklevend gatdoek, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 72

**KER70095**

- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 metalen Adson pincet met tanden, 13 cm
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm
- 1 zelfklevend gatdoek, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 80



Hechting verwijderingssets

KER70020

- 5 non-woven gaasdeppers, medium
- 1 metalen Adson pincet met tanden, 13 cm
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 72



KER70021

- 5 non-woven gaasdeppers, medium
- 1 metalen Adson pincet met tanden, 13 cm
- 1 metalen hechtingenmesje
- 1 medium, stevige blisterverpakking met 3 vakken
- Verpakkingseenheid: 80



Bakjes en kommen

KER70194B

- 1 bakje, 60 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkings-eenheid: 104



KER70082A

- 1 bakje, 90 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkings-eenheid: 80



KER70046C

- 1 bakje, 120 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkings-eenheid: 88



KER70083A

- 1 bakje, 150 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkings-eenheid: 88



KER70001D

- 1 bakje, 250 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkings-eenheid: 60



KER70051B

- 1 bakje, 500 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkings-eenheid: 28



KER70050

- 1 nierbekken, 700 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkings-eenheid: 28



KER70005

- 1 kom, 1,000 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkings-eenheid: 21



Verpakkingseenheid



Artikelnummer	VPE	Artikelnummer	VPE	Artikelnummer	VPE
Premium		KER70306	16	KER70030	80
KER70004C	240	KER70700	48	KER70017	56
KER70006	56	KER70022B-02	20	KER70018	80
KER70007	80	KER70238B	24	KER70019B	72
KER70009A	72	KER70247B	28	KER70102	80
KER70062	44	KER71112	40	KER70056	72
KER70015	32	EYE002A	32	KER70095	80
KER70016	32	RGEYSP01B	40	KER70020	72
KER70011B	32	KER70179B	32	KER70021	80
KER70059	32	Essential		KER70194B	104
KER70012	80	KER70032	80	KER70082A	80
KER70014	40	KER70034	80	KER70046C	88
KER70060B	56	KER70037A	72	KER70083A	88
KER70039C	40	DRESS001	90	KER70001D	60
KER70023B	24	DRESS002	90	KER70051B	28
KER70025	135	DRESS003	90	KER70050	28
RGMA188	10	KER70054B	36	KER70005	21
RGMA224A	6	KER70026	80		

Verpakking		Lengte x breedte (cm)	Stevige blisterverpakking	Zachte blisterverpakking		Lengte x breedte (cm)	Referentie
Grote blisterverpakking		30 x 20	RL1	SL1	Laminaat zakje	28 x 49	PP1120
Medium blisterverpakking		15 x 20	RM1	SM1		28 x 39	PP1115
Medium blisterverpakking met 2 vakken		15 x 20	RM2	n.v.t.		25 x 39	PP1015
Medium blisterverpakking met 3 vakken		15 x 20	RM3	n.v.t.		25 x 35,5	PP1014
Kleine blisterverpakking		7,5 x 20	RS1	SS1		19 x 28	PP711



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Referenties KER70001D, KER70194B, KER70082A, KER70083A, KER70050, KER70005 en KER70051B zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen.

Referenties DRESS001, DRESS002 and DRESS003 zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.


Referentie KER70022B-02 is een procedureset volgens artikel 22 van EU MDR 2017/745.

Alle andere in deze brochure vermelde CareSets zijn proceduresets volgens artikel 22 van MDR2017/745.

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.


Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2024 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML344_NL 12/2024.




Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk

CE 2797 (BSI)



Shanghai International Holding Corp.GmbH
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Duitsland



0123

Procedureset fabrikant:
SIS Medical Group AD
Industrial Area Sokolovetz
2800 Sandanski, Bulgarije

Procedureset fabrikant:
Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk