



# CareSet<sup>®</sup>

Productcatalogus



**Simpele en  
efficiënte  
oplossingen**

# Inhoudsopgave



## Huiddesinfectieset

KER70003 - 5875S - KER70006 - KER70007  
KER70008 - KER70009A - KER70062 - KER70015  
KER70016 - KER70011A - KER70059  
KER70012 - KER70014

## Pagina

5  
6  
7  
8

## Anesthesiesets

KER70060A  
KER70039B

8  
9

## Gynaecologie en verloskunde sets

KER70023B - KER70025

9

## IV procedure set

KER70044

10

## Blaaskatheterisatie set

KER70022B

10



## Verbandmiddelen set

KER70032 - KER70033 - KER70034 - KER70036  
KER70037A - KER70053 - KER70054B - KER70055  
KER70026 - KER70029 - KER70030 - KER70031

12  
13  
14

## Hechting- en hechtingverwijderingsset

KER70017 - KER70018  
KER70019A - KER70102  
KER70056 - KER70095  
KER70020 - KER70021

15  
16  
17  
18

## Containers en kommen

KER70001A - KER70005 - KER70046B - KER70050 - KER70051A

19

# Premium




- Ideaal voor de OK
- Aanvullend op onze SPT en Proxima assortimenten
- Verbetert uw aanpassingsvermogen en efficiëntie



## Huiddesinfectieset met desinfectiestick(s)

### KER70003

- 2 desinfectiesticks, 18 cm
- 1 medium harde blisterverpakking met 2 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 56



### 5875S

- 1 desinfectiestick, 15 cm
- 1 kleine, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 320



### KER70006

- 1 desinfectiestick, 18 cm
- 1 kommetje, 120 ml
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 56



### KER70007


- 1 desinfectiestick, 18 cm
- 1 medium harde blisterverpakking met 2 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



## Huiddesinfectiesets met desinfectiestick(s)


### KER70008

- 1 desinfectiestick, 18 cm
- 1 kommetje, 120 ml
- 1 schaal, 15 x 20 cm
- 1 kleine, zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 44



### KER70009A

- 2 desinfectiesticks, 15 cm
- 2 kommetjes, 120 ml
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 72




### KER70062

- 3 desinfectiesticks, 18 cm
- 1 grote, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 44




### KER70015

- 2 desinfectiesticks, 18 cm
- 2 kommetjes, 150 ml
- 1 kommetje, 120 ml
- 2 absorberende doeken, 30 x 40 cm
- 2 washandjes
- 1 grote, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 32



### KER70016

- 2 desinfectiesticks, 20 cm
- 10 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 2 kommetjes, 120 ml
- 2 absorberende doeken, 30 x 40 cm
- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 grote, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 32



## Huiddesinfectiesets met deppertang

### KER70011A

- 1 plastic deppertang, 24 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, Ø 6 cm, 30 g
- 1 kommetje, 120 ml
- 1 schaal, 14.5 x 20.5 x 4 cm
- 1 kleine, zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 54



### KER70059

- 1 plastic deppertang, 23 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, groot
- 1 kommetje, 150 ml
- 1 grote, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 32



## Huiddesinfectiesets

### KER70012

- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 6 non-woven gaasdeppers, groot
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



### KER70014

- 20 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 3 kommetjes, 120 ml
- 1 grote, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 40



## Anesthesiesets

### KER70060A

- 2 desinfectiesticks, 15 cm
- 3 gaasdeppers, Ø 4 cm
- 2 kommetjes, 120 ml (transparant en rood)
- 1 zelfklevend gatlaken, 75 x 90 cm, Ø 10 cm
- 2 spuitjes, 5 ml, L/L
- 1 naald, 18G
- 1 naald, 23G
- 1 kleine, zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 70



### KER70039B

- 5 non-woven gaasdeppers, Ø 4 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7.5 x 7.5 cm
- 2 kommetjes, 120 ml (transparant en rood)
- 1 plastic Kocher, 13.5 cm
- 1 zelfklevend laken, 75 x 90 cm
- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 56



## Gynaecologie en verloskunde sets


### KER70023B

- 10 gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 plastic Kocher
- 1 gaaskompres, 7.5 x 7.5 cm
- 1 kommetje, 60 ml
- 2 metalen Kochers, 14 cm
- 1 stompe metalen schaar, 14.5 cm
- 1 metalen episiotomie schaar, 14 cm
- 1 babydeken, 100 x 105 cm
- 1 schaal, 15 x 20 cm
- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 laminaatzakje, 28 x 39 cm
- Verpakkingseenheid: 24



### KER70025

- 5 gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 stompe metalen schaar, 14.5 cm
- 1 navelstrengklem
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 135



## IV procedure set

### KER70044

- 10 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 2 dubbele plakstrips, 15 x 1,25 cm
- 1 zelfklevend wondverband transparant, 10 x 12 cm
- 1 afdeklaken, 38 x 45 cm
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 spuit, 20 ml, L/L
- 1 verlengingslijn met 3-weg afsluitkraan
- 1 naald, 18G
- 1 grote, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 52



- Ideaal voor de verpleegafdeling
- Voordelige en eenvoudige sets
- Helpen bij standaardisatie

## Blaaskatheterisatie set

### KER70022B


- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 gatlaken 75 x 90 cm, Ø 6 cm
- 1 spuit, 20 ml
- 1 ampul gedestilleerd water, 20 ml
- 1 glijmiddel, 5 ml
- 1 plastic Kocher
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 40



## Verbandmiddelen sets met afdeklaken


### KER70032

- 2 plastic deppertangen, 13 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 7.5 x 7.5 cm
- 1 afdeklaken, 38 x 45 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80




### KER70033

- 2 plastic deppertangen, 13 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 1 afdeklaken, 38 x 45 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80




### KER70034

- 2 plastic deppertangen, 13 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7.5 x 7.5 cm
- 1 afdeklaken, 38 x 45 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



### KER70036

- 1 plastic deppertang, 13 cm
- 10 non-woven gaasdeppers, klein formaat
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 1 afdeklaken, 38 x 45 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



### KER70037A

- 1 plastic kocher, 13 cm
- 5 gaasdeppers, klein formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 7.5 x 7.5 cm
- 1 plastic pincet, 14 cm
- 1 afdeklaken, 38 x 45 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 72



### KER70053

- 2 plastic pincetten, 13 cm
- 5 gaasdeppers, klein formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 7.5 x 7.5 cm
- 1 afdeklaken, 38 x 45 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



### KER70054B

- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 kommetje, 150 ml
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 laminaatzakje, 25 x 35.5 cm
- Verpakkingseenheid: 36



### KER70055

- 2 plastic pincetten, 13 cm
- 5 gaasdeppers, medium formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 1 kommetje, 60 ml
- 1 afdeklaken, 38 x 45 cm
- 1 absorberende doek, 30 x 40 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 2 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 64



## Verbandmiddelenkits zonder afdeklaken


### KER70026

- 1 plastic deppertang, 13 cm
- 6 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80




### KER70029

- 2 plastic deppertangen, 13 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



### KER70030

- 1 plastic deppertang, 13 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 X 7,5 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



### KER70031


- 1 plastic deppertang, 13 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 88



## Suture sets


### KER70017

- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 metalen chirurgische pincet type Adson, 13 cm
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 56



### KER70018

- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 metalen chirurgisch pincet type Adson, 13 cm
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80





# Hechtingsets

## KER70019A

- 1 metalen Adson chirurgisch pincet, 12 cm
- 1 scherpe metalen Iris schaar, 11 cm
- 1 Mayo-Hegar naaldvoerder, 14 cm
- 1 afdekdoek, 40 x 45 cm
- 1 zelfklevend gatlaken, 50 x 60 cm, Ø 6.5 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7.5 x 7.5 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 70




## KER70102

- 4 gaasdeppers, medium formaat
- 6 gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 metalen Adson chirurgische klem, 13 cm (met kleurmarkering)
- 1 gebogen scherpe/ stomp metalen schaar, 12 cm (met kleurmarkering)
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm (met kleurmarkering)
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 80




## KER70056

- 5 non-woven gaaskompressen, 7.5 x 7.5 cm
- 1 metalen chirurgische pincet type Adson, 13 cm (met kleurmarkering)
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm (met kleurmarkering)
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm (met kleurmarkering)
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 72



## KER70095

- 5 non-woven gaaskompressen, 7.5 x 7.5 cm
- 1 metalen chirurgische pincet type Adson, 13 cm
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 80



## Hechting verwijderingssets

### KER70020

- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 1 metalen chirurgische pincet type Adson, 13 cm
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 72



### KER70021

- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 1 metalen chirurgische pincet type Adson, 13 cm
- 1 metalen hechtingverwijdermesje
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



## Containers en kommen

### KER70001A

- 1 kom, 250 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 176



### KER70005

- 1 kom, 1,000 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 21



### KER70046B

- 1 kom, 120 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 88



### KER70050

- 1 nierbekken, 700 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 28



### KER70051A

- 1 kom, 500 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 30



# Verpakkingseenheid

Artikelnummer	Verpakkingseenheid	Artikelnummer	Verpakkingseenheid	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
<b>Premium</b>		KER70023B	24	KER70031	88
KER70003	56	KER70025	135	KER70017	56
5875S	320	KER70044	52	KER70018	80
KER70006	56	KER70022B	40	KER70019A	70
KER70007	80	<b>Essential</b>		KER70102	80
KER70008	44	KER70032	80	KER70056	72
KER70009A	72	KER70033	80	KER70095	80
KER70062	44	KER70034	80	KER70020	72
KER70015	32	KER70036	80	KER70021	80
KER70016	32	KER70037A	72	KER70001A	176
KER70011A	54	KER70053	80	KER70005	21
KER70059	32	KER70054B	36	KER70046B	88
KER70012	80	KER70055	64	KER70050	28
KER70014	40	KER70026	80	KER70051A	30
KER70060A	70	KER70029	80		
KER70039B	56	KER70030	80		

Verpakking		Lengte x breedte (cm)	Harde blister	Zachte blister		Lengte x breedte (cm)	Referentie
Grote blister		30 x 20	RL1	SL1	<b>Lami-naatzak</b>	28 x 49	PP1120
Medium blister		15 x 20	RM1	SM1		28 x 39	PP1115
Medium blister, 2 compartimenten		15 x 20	RM2	n/a		25 x 39	PP1015
Medium blister, 3 compartimenten		15 x 20	RM3	n/a		25 x 35.5	PP1014
Kleine blister		7.5 x 20	RS1	SS1		19 x 28	PP711



Medline International B.V.  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929  
medline.eu  
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929  
nl.medline.eu  
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39  
nl.medline.eu  
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  