



CareSet®

Productcatalogus



**Simpele en
efficiënte
oplossingen**

Inhoudsopgave



	Page
Huiddesinfectieset	
KER70004C - KER70006 - KER70007	5
KER70009A - KER70062 - KER70015	6
KER70016 - KER70011B - KER70059	7
KER70012 - KER70014	8
Anesthesiesets	
KER70060B	8
KER70039C	9
Gynaecologie en verloskunde sets	
KER70023B	9
KER70025 - RGMA188 - KER70405	10
RGMA224A	11
IV procedure set	
KER70306	11
Blaaskatheterisatie set	
KER70700 - KER70022B-02	12
IVT	
KER70238B - KER70247B - EYE001	13
EYE002A - RGEYSP01B - KER70179B	14




Verbandmiddelen set	
KER70032 - KER70034	16
KER70037A - KER70054B	17
KER70026 - KER70029 - KER70030	18
Hechting- en hechtingverwijderingsset	
KER70017 - KER70018	19
KER70019B - KER70102	20
KER70056 - KER70095	21
KER70020 - KER70021	22
Containers en kommen	
KER70194B - KER70082A - KER70046C - KER70083A - KER70001D - KER70051B - KER70050 - KER70005	23

Premium



- Ideaal voor de OK
- Aanvullend op onze SPT en afdekmaterialsets assortimenten
- Verbetert uw aanpassingsvermogen en efficiëntie



Huiddesinfectieset met desinfectiestick(s)

KER70004C

- 1 desinfectiestick, 15 cm
- 1 kleine, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 240




KER70006

- 1 desinfectiestick, 18 cm
- 1 kommetje, 120 ml
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 56



KER70007

- 1 desinfectiestick, 18 cm
- 1 medium harde blisterverpakking met 2 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



Huiddesinfectiesets met desinfectiestick(s)


KER70009A

- 2 desinfectiesticks, 15 cm
- 2 kommetjes, 120 ml
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 72




KER70062

- 3 desinfectiesticks, 18 cm
- 1 grote, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 44




KER70015

- 2 desinfectiesticks, 18 cm
- 2 kommetjes, 150 ml
- 1 kommetje, 120 ml
- 2 absorberende doeken, 30 x 40 cm
- 2 washandjes
- 1 grote, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 32



KER70016

- 2 desinfectiesticks, 20 cm
- 10 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 2 kommetjes, 120 ml
- 2 absorberende doeken, 30 x 40 cm
- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 grote, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 32



Premium

Huiddesinfectiesets met pincet

KER70011B

- 1 plastic pincet, 24 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, Ø 6 cm, 30 g
- 1 kommetje, 120 ml
- 1 schaal, 14,5 x 20,5 x 4 cm
- 2 traceerbaarheidslabels
- 1 kleine, zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 32



KER70059

- 1 plastic pincet, 23 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, groot
- 1 kommetje, 150 ml
- 1 grote, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 32



Huiddesinfectiesets

KER70012

- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 6 non-woven gaasdeppers, groot
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



KER70014

- 20 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 3 kommetjes, 120 ml
- 1 grote, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 40



Anesthesiesets

KER70060B

- 2 desinfectiesticks, 15 cm
- 3 gaasdeppers, Ø 4 cm
- 2 kommetjes, 120 ml (transparant en rood)
- 1 zelfklevend gatlaken, 75 x 90 cm, Ø 10 cm
- 2 spuitjes, 5 ml, luer lock
- 1 naald, 18G
- 1 naald, 23G
- 2 traceerbaarheidslabels
- 1 kleine, zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 56




KER70039C

- 5 non-woven gaasdeppers, Ø 4 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 2 kommetjes, 120 ml (transparant en rood)
- 1 plastic Kocher, 13,5 cm
- 1 zelfklevend laken, 75 x 90 cm
- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 2 traceerbaarheidslabels
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 40


**Gynaecologie en verloskunde sets****KER70023B**

- 10 gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 plastic Kocher
- 1 gaaskompres, 7,5 x 7,5 cm
- 1 kommetje, 60 ml
- 2 metalen Kochers, 14 cm
- 1 stompe metalen schaar, 14,5 cm
- 1 metalen episiotomie schaar, 14 cm
- 1 babydeken, 100 x 105 cm
- 1 schaal, 15 x 20 cm
- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 laminaatzakje, 28 x 39 cm
- Verpakkingseenheid: 24



KER70025

- 5 gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 stompe metalen schaar, 14,5 cm
- 1 navelstrengklem
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 135

**RGMA188**

- 1 instrumententafel afdeklaken, 140 x 120 cm
- 1 placentaschaal, 24 x 28 x 5 cm (blauw)
- 1 afdekdoek, 90 x 75 cm
- 1 stuitlaken, 96 x 150 cm (met opvangzak met volumemarkeringen)
- 1 babydeken, 100 x 105 cm
- 20 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 verstevigd stuitlaken, 96,5 x 118 cm (met opvangzak met volumemarkeringen)
- 2 absorberende doeken, 30 x 40 cm
- 1 headerbag, 38 x 49 cm
- Verpakkingseenheid: 10

**KER70405**

- 1 afdekdoek, 100 x 90 cm
- 20 woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 vaginaal kompres
- 1 paar plastic pincet, 18 cm
- 1 kommetje, 120 ml, transparant
• 1 Mayo-Hegar naaldvoerder, 14 cm
- 1 paar metalen Adson chirurgisch pincet, 18 cm
- 1 paar scherpe metalen schaar, 16,5 cm
- 1 bakje, 25 x 13 x 2,5 cm (blauw)
- 1 stuitlaken, 96 x 100 cm (met opvangzak met volumemarkeringen)
- 1 laminaatzakje, 28 x 49 cm
- Verpakkingseenheid: 20



RGMA224A

- 1 instrumententafel afdeklaken, 140 x 190 cm
- 1 afdekdoek, 90 x 75 cm
- 1 babydeken, 100 x 105 cm
- 1 stuitlaken, 96 x 150 cm (met opvangzak met volumemarkeringen)
- 30 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 absorberende handdoek, 30 x 40 cm
- 1 placentaschaal, 24 x 28 x 5 cm (blauw)
- 2 desinfectie sticks, 18 cm
- 1 kom, 150 ml
- 1 headerbag, 38 x 49 cm
- Verpakkingseenheid: 6



IV procedure set

KER70306

- 1 afdekdoek, 100 x 90 cm
- 1 SMS jas, niet versterkt, 130 cm (XL)
- 2 absorberende handdoek, 30 x 40 cm
- 1 kommetje 120ml (transparant)
- 1 naald, 18G
- 1 naald, 24G
- 1 injectiespuit, 10 ml, L/S, (excentrisch)
- 1 injectiespuit, 20 ml, L/S, (excentrisch)
- 1 hechtingmesje, 3cm
- 1 desinfectie stick, 18 cm
- 10 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 zelfklevende pleister, transparant, 10 x 12 cm
- 1 zelfklevend gatlaken 75 x 90 cm / 9 x 12 cm
- 1 laminaatzakje, 28 x 49 cm
- Verpakkingseenheid: 16



Blaaskatheterisatie set

KER70700

- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 gatlaken 75 x 90 cm, fen. 9 x 12 cm
- 1 spuit, 20 ml
- 1 ampul gedestilleerd water, 20 ml
- 1 glijmiddel, 5 g
- 1 plastic Kocher
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 48



KER70022B-02


- 1 afdekdoek, 75 x 90 cm
- 1 gatlaken, 75 x 90 cm, ø 6 cm
- 2 spuiten gevuld met gedestilleerd water, 10ml
- 1 spuit gevuld met glijmiddel, 10ml
- 1 plastic Kocher
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 20

Ook verkrijgbaar met gevulde spuiten: set KER70022B-02

IVT

KER70238B

- 1 afdekdoek, 100 x 90 cm
- 1 paar plastic Kochers, 14 cm
- 10 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 3 oogspeertjes, 6,6 x 0,5 cm
- 2 kommetje, 60 ml (transparant en rood)
- 1 barraquer oogspreider, 4,5 cm
- 1 houten wattenstaafje, 15 cm
- 3 plakstrips, 1,3 x 10,2 cm
- 1 plastic sclera marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4 mm
- 1 zelfklevend gatlagen, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 1 laminaatzakje, 28 x 39 cm
- Verpakkingseenheid: 24



KER70247B

- 1 afdeklaken, 100 x 120 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 barraquer oogspreider, 4,5 cm
- 1 kommetje, 120 ml, transparant
- 3 houten wattenstaafjes, 15 cm
- 1 plastic sclera marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4 mm
- 1 zelfklevend gatlagen, 75 x 90 cm, 6 x 8 cm
- 1 grote blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 28



EYE001

- 1 afdekdoek, 75 x 75 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 zelfklevend gatlagen, 50 x 60 cm, Ø 6 cm
- 1 barraquer oogspreider, 4,5 cm
- 1 laminaatzakje, 25 x 35 cm
- Verpakkingseenheid: 40




EYE002A

- 1 afdekdoek, 100 x 90 cm
- 3 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 3 non-woven gaasdeppers, medium
- 1 kommetje, 60ml (transparant)
- 1 barraquer oogspreader, 4,5 cm
- 2 oogspeertjes, 6,6 x 0,5 cm
- 1 paar plastic Kochers, 14 cm
- 1 plastic sclera marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4 mm
- 1 zelfklevend gatlaken, 40 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 laminaatzakje, 28 x 39 cm
- Verpakkingseenheid: 32




RGEYSP01B

- 1 zelfklevend gatlaken, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 5 oogspeertjes, 6,6 x 0,5 cm
- 1 plastic sclera marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4 mm
- 1 barraquer oogspreader, 4,5 cm
- 10 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 instrumententafel afdeklaken, 100 x 110 cm
- 1 laminaatzakje, 25 x 39 cm
- Verpakkingseenheid: 40



KER70179B


- 1 afdekdoek, 100 x 90 cm
- 1 plastic sclera marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4 mm
- 1 kommetje, 60 ml (transparant)
- 10 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 barraquer oogspreader, 4,5 cm
- 1 zelfklevend gatlaken, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 1 laminaatzakje, 25 x 35 cm
- Verpakkingseenheid: 32



Essential



- Ideaal voor de verpleegafdeling
- Voordelige en eenvoudige sets
- Helpen bij standaardisatie







Verbandmiddelen sets met afdeklaken

KER70032

- 2 plastic pincetten, 13 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 afdeklaken, 38 x 45 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80




KER70034

- 2 plastic pincetten, 13 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 afdeklaken, 38 x 45 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80




KER70037A

- 1 plastic kocher, 13 cm
- 5 gaasdeppers, klein formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 plastic pincet, 14 cm
- 1 afdeklaken, 38 x 45 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 72



KER70054B

- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 kommetje, 150 ml
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 afdeklaken, 75 x 90 cm
- 1 laminaatzakje, 25 x 35,5 cm
- Verpakkingseenheid: 36



Verbandmiddelensets zonder afdeklaken


KER70026

- 1 plastic pincet, 13 cm
- 6 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80




KER70029

- 2 plastic pincetten, 13 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



KER70030


- 1 plastic pincet, 13 cm
- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



Suture sets


KER70017

- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 metalen chirurgische pincet type Adson, 13 cm
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 56



KER70018


- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 metalen chirurgisch pincet type Adson, 13 cm
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



Hechtingsets

KER70019B

- 1 metalen Adson chirurgisch pincet, 14,5 cm
- 1 scherpe metalen Iris schaar, 11 cm
- 1 Mayo-Hegar naaldvoerder, 14 cm
- 1 afdekdoek, 40 x 45 cm
- 1 zelfklevend gatlaken, 50 x 60 cm, Ø 6,5 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 2 traceerbaarheidslabels
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 72




KER70102

- 4 gaasdeppers, medium formaat
- 6 gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 metalen Adson chirurgische klem, 13 cm (met kleurmarkering)
- 1 gebogen scherpe/ stomp metalen schaar, 12 cm (met kleurmarkering)
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm (met kleurmarkering)
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 80




KER70056

- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 metalen chirurgische pincet type Adson, 13 cm (met kleurmarkering)
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm (met kleurmarkering)
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm (met kleurmarkering)
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 72

**KER70095**

- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 metalen chirurgische pincet type Adson, 13 cm
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm
- 1 metalen naaldvoerder, 14 cm
- 1 zelfklevend gatlaken, 45 x 45 cm, Ø 7 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 80



Hechting verwijderingssets

KER70020

- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 1 metalen chirurgische pincet type Adson, 13 cm
- 1 scherpe metalen schaar, 12 cm
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 72



KER70021

- 5 non-woven gaasdeppers, medium formaat
- 1 metalen chirurgische pincet type Adson, 13 cm
- 1 metalen hechtingverwijdermesje
- 1 medium, harde blisterverpakking met 3 compartimenten
- Verpakkingseenheid: 80



Containers en kommen

KER70194B

- 1 kom, 60 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 104



KER70082A

- 1 kom, 90 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 80



KER70046C

- 1 kom, 120 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 88



KER70083A

- 1 kom, 150 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 88



KER70001D

- 1 kom, 250 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 60



KER70051B

- 1 kom, 500 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 28



KER70050

- 1 nierbekken, 700 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 28



KER70005

- 1 kom, 1,000 ml
- 1 zachte blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 21



Verpakkingseenheid

Artikelnummer	Verpakkingseenheid	Artikelnummer	Verpakkingseenheid	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
Premium		KER70405	20	KER70029	80
KER70004C	240	RGMA224A	6	KER70030	80
KER70006	56	KER70306	16	KER70017	56
KER70007	80	KER70700	48	KER70018	80
KER70009A	72	KER70022B-02	20	KER70019B	72
KER70062	44	KER70238B	24	KER70102	80
KER70015	32	KER70247B	28	KER70056	72
KER70016	32	EYE001	40	KER70095	80
KER70011B	32	EYE002A	32	KER70020	72
KER70059	32	RGEYSP01B	40	KER70021	80
KER70012	80	KER70179B	32	KER70194B	104
KER70014	40	Essential		KER70082A	80
KER70060B	56	KER70032	80	KER70046C	88
KER70039C	40	KER70034	80	KER70083A	88
KER70023B	24	KER70037A	72	KER70001D	60
KER70025	135	KER70054B	36	KER70051B	28
RGMA188	10	KER70026	80	KER70050	28
				KER70005	21

Verpakking		Lengte x breedte (cm)	Harde blister	Zachte blister		Lengte x breedte (cm)	Referentie
Grote blister		30 x 20	RL1	SL1	Laminaat-zak	28 x 49	PP1120
Medium blister		15 x 20	RM1	SM1		28 x 39	PP1115
Medium blister, 2 compartimenten		15 x 20	RM2	n/a		25 x 39	PP1015
Medium blister, 3 compartimenten		15 x 20	RM3	n/a		25 x 35,5	PP1014
Kleine blister		7,5 x 20	RS1	SS1		19 x 28	PP711



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com


FOLLOW US  

De referenties KER70001D, KER70046C en KER70051B zijn steriele medische hulpmiddelen van klasse I of IIa.  Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, France  2797 (BSI)

Referentie KER70022B-02 is een procedureverpakking volgens artikel 22 van EU MDR 2017/745.  Procedure pack producer: STS Medical Group AD Industrial Area Sokolovetz 2800 Sandanski, Bulgaria

Inflatieapparaat is een klasse I steriel medisch hulpmiddel.  Pansp s.r.o. Rosice u Brna Brnenska 1246, Czech Republic  2265 (3EC International)

De referenties KER70005, KER70050, KER70082A en KER70083A zijn steriele medische hulpmiddelen van klasse I.  Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, France  2797 (BSI, The Netherlands)

Alle andere in deze brochure vermelde CareSets zijn procedurepakketten volgens artikel 12.  Procedure pack producer: Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, France

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML344_NL 09/2023.