

CareSet® Premium

Sets d'injection intravitréenne (IVT)



**Pour des
injections
intravitréennes
plus rapides et
plus sûres**



**Tous les sets
ci-dessous sont
personnalisables
sur demande**

KER70238B

- 1 champ, 100 x 90 cm
- 1 pince Kocher en plastique, 14 cm
- 10 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 3 bâtonnets ophtalmologiques, 6,6 x 0,5 cm
- 2 cupules, 60 ml (transparente et rouge)
- 1 écarteur à paupières, Blépharostat, 4,5 cm
- 1 applicateur en bois à extrémité en coton, 15 cm
- 3 sutures adhésives, 1,3 x 10,2 cm
- 1 marqueur scléral en plastique, double-extrémité, 3,5-4 mm
- 1 champ troué adhésif, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 1 sachet pelable, 28 x 39 cm
- Conditionnement : 24




KER70247B

- 1 champ, 100 x 120 cm
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 écarteur à paupières, Blépharostat, 4,5 cm
- 1 cupule 120 ml, transparente
- 3 applicateurs en bois à extrémité en coton, 15 cm
- 1 marqueur scléral en plastique, double-extrémité, 3,5-4 mm
- 1 champ troué adhésif, 75 x 90 cm, 6 x 8 cm
- 1 grand blister rigide
- Conditionnement : 28




RGEYSP01B

- 1 champ troué adhésif, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 5 bâtonnets ophtalmologiques, 6,6 x 0,5 cm
- 1 marqueur scléral en plastique, double-extrémité, 3,5-4 mm
- 1 écarteur à paupières, Blépharostat, 4,5 cm
- 10 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 couvre-table renforcé, 100 x 110 cm
- 1 sachet pelable, 25 x 39 cm
- Conditionnement : 40



KER70179B

- 1 champ, 100 x 90 cm
- 1 marqueur scléral en plastique, double-extrémité, 3,5-4 mm
- 1 cupule, 60 ml (transparente)
- 10 compresses non-tissées, 10 x 10 cm
- 1 écarteur à paupières, Blépharostat, 4,5 cm
- 1 champ troué adhésif, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 1 sachet pelable, 25 x 35 cm
- Conditionnement : 32



EYE001

- 1 champ, 75 x 75 cm
- 5 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ troué adhésif, 50 x 60 cm, Ø 6 cm
- 1 écarteur à paupières, Blépharostat, 4,5 cm
- 1 sachet pelable, 25 x 35 cm
- Conditionnement : 20



EYE002A

- 1 champ, 100 x 90 cm
- 3 compresses non-tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 3 compresses boule non-tissées, moyennes
- 1 cupule, 60 ml (transparente)
- 1 écarteur à paupières, Blépharostat, 4,5 cm
- 2 bâtonnets ophtalmologiques, 6,6 x 0,5 cm
- 1 pince Kocher en plastique, 14 cm
- 1 marqueur scléral en plastique, double-extrémité, 3,5-4 mm
- 1 champ troué adhésif, 40 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 sachet pelable, 28 x 39 cm
- Conditionnement : 32



Medline International France SAS
 2 Rue Rene Caudron
 Batiment 13F
 Parc D Affaires le Val Saint Quentin
 78960 Voisins-le-Bretonneux
 France
 Tel: +33 1 30 05 34 34
 Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
 Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
 1060 Saint-Gilles
 Commercial address: Culliganlaan 2G
 1831 Diegem (Machelen)
 Belgique
 Tel: +32 2 808 74 93
 Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
 1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
 1204 Genève
 Suisse
 Tel. +41 848 244 433
 Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  