

CareSet® Premium

Intravitreale injectie (IVT) sets



**Intravitreale
injecties
sneller en
veiliger maken**



**Alle sets
hieronder zijn
op verzoek op
maat te maken**

KER70238B

- 1 afdekdoek, 100 x 90 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 10 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 3 oogspeertjes, 6,6 x 0,5 cm
- 2 bekers, 60 ml (transparant en rood)
- 1 barraquer oogspreider, 4,5cm
- 1 houten wattenstaafje, 15 cm
- 3 plakstrips, 1,3 x 10,2 cm
- 1 plastic scleral marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4mm
- 1 zelfklevend gatdoek, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 1 laminaatzakje, 28 x 39 cm
- Verpakkingseenheid: 24





KER70247B

- 1 afdekdoek, 100 x 120 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 barraquer oogspreider, 4,5cm
- 1 kommetje 120ml, transparant
- 3 houten wattenstaafjes, 15 cm
- 1 plastic scleral marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4mm
- 1 zelfklevend gatdoek, 75 x 90 cm, 6 x 8 cm
- 1 grote blisterverpakking
- Verpakkingseenheid: 28




RGEYSP01B

- 1 zelfklevend gatdoek, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 5 oogspeertjes, 6,6 x 0,5 cm
- 1 plastic scleral marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4mm
- 1 barraquer oogspreider, 4,5cm
- 10 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- Instrumententafel afdeklaken, 100 x 110 cm
- 1 laminaatzakje, 25 x 39 cm
- Verpakkingseenheid: 40



KER70179B

- 1 afdekdoek, 100 x 90 cm
- 1 plastic scleral marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4mm
- 1 kommetje, 60ml (transparant)
- 10 non-woven gaaskompressen, 10 x 10 cm
- 1 barraquer oogspreider, 4,5cm
- 1 zelfklevend gatdoek, 50 x 60 cm, Ø 5 cm
- 1 laminaatzakje, 25 x 35 cm
- Verpakkingseenheid: 32



EYE001

- 1 afdekdoek, 75 x 75 cm
- 5 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 1 zelfklevend gatdoek, 50 x 60 cm, Ø 6 cm
- 1 barraquer oogspreider, 4,5cm
- 1 laminaatzakje, 25 x 35 cm
- Verpakkingseenheid: 20



EYE002A

- 1 afdekdoek, 100 x 90 cm
- 3 non-woven gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 3 non-woven gaasdeppers, medium
- 1 kommetje, 60ml (transparant)
- 1 barraquer oogspreider, 4,5cm
- 2 oogspeertjes, 6,6 x 0,5 cm
- 1 plastic Kocher, 14 cm
- 1 plastic scleral marker, dubbelzijdig, 3,5 - 4mm
- 1 zelfklevend gatdoek, 40 x 75 cm, Ø 7 cm
- 1 laminaatzakje, 28 x 39 cm
- Verpakkingseenheid: 32



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Deze steriele sets zijn proceduresets volgens artikel 12 van de MHR 93/42/EEC. Ze zijn bedoeld om door professionele zorgverleners gebruikt te worden. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML1104_NL 07/2021.

Procedureset
fabrikant

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France