


Ergosafe-Klingen



Chirurgische Haarentfernung mit zusätzlichem Hautschutz durch Kantenschutz auf dem Scherkopf.

Entwickelt für zusätzliche Sicherheit und zur Vermeidung von Hautläsionen. Hierfür ist jeder Scherkopf mit einem Seitenschutz ausgestattet. In Kombination mit dem chirurgischen Rasierer von Medline wird eine schnelle und einfache chirurgische Haarentfernung ermöglicht.

Die Klinge ist nach unten geneigt, um für einen engeren Schnitt zu sorgen.



Der Seitenschutz reduziert das Risiko von Schürfwunden und Schnitten.



Die flache Klinge liegt bündig auf der Hautoberfläche.



Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Verpackung
CUB1	ERGOSAFE Universal-Scherkopf	Grau	50 Stück/Karton
CNB2	ERGOSAFE Gyn/Uro-Scherkopf	Rot	50 Stück/Karton
CCB3	ERGOSAFE Neurochirurgie-Scherkopf	Blau	50 Stück/Karton

Weitere Informationen. Kontaktieren Sie Ihren Medline Außendienstmitarbeiter, um einen Termin für eine Produktdemonstration zu vereinbaren.

Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in diesem Dokument zu korrigieren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. ML1060_DE 08/2023.