


# Lames Ergosafe



Une tonte chirurgicale de qualité tout en préservant la peau

Repensée pour plus de sécurité, la nouvelle génération de lames de tondeuse chirurgicale Medline a été conçue pour un rasage rapide et facile.

Lame inclinée vers le bas pour une coupe plus précise.



Protections latérales pour prévenir les risques de traumatismes cutanés et les microcoupures.



Bloc porte-lame plat pour une position intuitive sur la surface de la peau.



## Informations de commande

| Référence | Description             | Couleur | Emballage        |
|-----------|-------------------------|---------|------------------|
| CUB1      | Lame universelle        | Gris    | 50 unités/carton |
| CNB2      | Lame pour zone sensible | Rouge   | 50 unités/carton |
| CCB3      | Lames pour poils épais  | Bleu    | 50 unités/carton |

**En savoir plus.** Contacter votre responsable commercial Medline pour une présentation du produit.

Dispositifs Médicaux de classe I non stériles destinés aux professionnels de santé.  
Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages correspondants.



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.  
© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. ML1060\_FR 02/2023.