


# Ergosafe mesjes



## Geavanceerde chirurgische ontharing met huidbescherming

De nieuwe generatie chirurgische tondeuse-mesjes van Medline zijn ontworpen met het oog op optimale veiligheid en maakt chirurgisch ontharen snel en eenvoudig.

De neerwaartse hoek van het mesje zorgt voor een preciezere schering van de haren.



Zijdelingse mesbeschermers helpen om krassen en snijwonden te voorkomen.



Plat mes ligt vlak op het huidoppervlak.



## Bestelinformatie

Artikelnummer	Beschrijving	Kleur	Verpakking
CUB1	Universeel mes	Grijs	50 st/doos
CNB2	Gevoelige zone mes	Rood	50 st/doos
CCB3	Mesje voor grof haar	Blauw	50 st/doos

**Meer informatie.** Neem contact op met uw Medline Account manager voor meer informatie.

Dit product is een niet-steriel medisch hulpmiddel van klasse I, bestemd voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Wij behouden ons het recht voor om fouten die in deze brochure kunnen voorkomen, te corrigeren.  
© 2023 Medline Industries, LP. Medline is een gedeponieerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML1060\_NL 02/2023.