


# Lâminas Ergosafe



## Tricotomia preoperatória de última geração com proteção cutânea

Desenhada tendo em conta a otimização da segurança, a geração seguinte das lâminas de tricotomizador cirúrgico da Medline facilita a remoção de pêlos de forma fácil e rápida.

A lâmina tem um ângulo descendente para cortar mais rente.



As proteções laterais da lâmina ajudam a evitar cortes.



Lâmina de estilo plano que fica paralela à superfície da pele.



## Informações de encomenda

Referência	Descrição	Cor	Embalagem
CUB1	Lâmina universal	Cinzento	50 unid./caixa
CNB2	Lâmina áreas sensíveis	Vermelho	50 unid./caixa
CCB3	Lâmina para pelos grossos	Azul	50 unid./caixa

**Saiba mais.** Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline para obter uma demonstração do produto.

Este produto é um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.  
© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. ML1060\_PT 02/2023.