

# Chirurgischer Rasierer

Sicher, komfortabel und benutzerfreundlich



**Verlässliche,  
präoperative  
Haarentfernung**

# Entwickelt für die verlässliche chirurgische Rasur

Edelstahlklingen | Leistungsstarker Akku | Umfangreiche Anwendungsgebiete

## Entwickelt für die verlässliche chirurgische Rasur

- Einwegklingen für präzise Schärfe und Sicherheit
- Die bewegliche Klinge wird von der Haut des Patienten ferngehalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Zur Nass- und Trockenrasur
- Effektive Rasur von Körper- und Kopfbehaarung

## Entwickelt für den intensiven klinischen Einsatz

- Ergonomisches Handstück für eine kontrollierte Anwendung.
- Einfaches Aufsetzen und Entfernen der Einweg-Klingen
- Wasserfest und somit einfach zu desinfizieren

## Entwickelt für einen einfachen und intuitiven Gebrauch

- Ein-Tasten-Bedienung
- Betrieb mit oder ohne Kabel

## Entwickelt für hohe Anforderungen

- Nickel-Metallhydrid-Batterie für langanhaltende, durchgehende Leistungsfähigkeit



## Entwickelt für alle Anforderungen

- Verschiedene Scherköpfe für eine bedarfsgerechte Rasur



Gyn/Uro-Scherkopf



Universal-Scherkopf



Neurochirurgie-Scherkopf



Bartrasurklinge

Sicher und einfach

Den Rasierer, wie einen Stift, im 45° Winkel halten.



Markierungen am Gerätekopf ermöglichen sicheres und einfaches Aufsetzen und Entfernen der Einmal-Scherköpfe



Reinigung, Desinfektion und Anwendung können nass oder trocken erfolgen



# Effiziente Rasur

Durch die Möglichkeit aus verschiedenen Klingen zu wählen, können Sie die passende Klinge für den jeweiligen Bedarf auswählen. Dies verbessert den Rasiervorgang, sowohl für den Patienten als auch für das medizinische Personal.



Die Klinge ist nach unten geneigt, um für einen akkuraten Schnitt zu sorgen.



Einmal-Klinge für die mühelose Rasur des Gesichtshaars.

Einmal-Klinge aus rostfreiem Edelstahl.

## Ein Rasierer für alle Ansprüche

Durch die Umstellung auf den chirurgischen Rasierer von Medline profitieren sowohl Ihre Patienten als auch Ihre Mitarbeiter.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe	Menge
DYND70800EU	Chirurgischer Rasierer mit Ladegerät, EU-Stecker	Weiß	1
DYND70800UK	Chirurgischer Rasierer mit Ladegerät, UK-Stecker	Weiß	1
DYND70801EU	Chirurgischer Rasierer einzeln	Weiß	1
DYND70802EU	Ladestation für chirurgischen Rasierer, EU-Stecker	Weiß	1
DYND70802UK	Ladestation für chirurgischen Rasierer, UK-Stecker	Weiß	1
DYND70880E	Universal-Scherkopf	Grau	50/Karton
DYND70890E	Gyn/Uro-Scherkopf	Rot	50/Karton
DYND70885E	Neurochirurgie-Scherkopf	Blau	50/Karton
CCSB4	Bartrasurklinge	Schwarz	25/Karton



DYND70800EU  
DYND70800UK

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0  
Fax: +49 2821 7510-7802  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle  
1204 Genf  
Schweiz

Tel: +41 848 244 433  
Fax: +41 848 244 100  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati  
Parking 2  
1010 Wien  
Österreich  
Tel: +43 800 201 878  
Fax: +43 800 201 879  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Medline Industries, Inc.  
Three Lakes Drive,  
Northfield, IL 60093, USA



Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Diese Produkte sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Nutzung durch medizinisches Fachpersonal entwickelt. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen und Vorichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Kennzeichnung. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.