

Recortadora quirúrgica

Diseñada para aportar seguridad, comodidad y eficiencia



**Eliminación
preoperatoria
del vello de
forma fiable**

Diseñada con un objetivo

Cuchillas de acero de alta calidad | Motor potente | Amplias pruebas de rendimiento

Fácil de usar e intuitiva

Diseñada para los pacientes

- Los cabezales desechables de un solo uso optimizan el filo y la seguridad
- La cuchilla móvil queda separada de la piel del paciente para reducir la incidencia de rasguños y laceraciones
- Se puede utilizar en mojado o en seco
- Efectiva con distintos tipos de vello

Diseñada para los profesionales

- Su ergonomía, semejante a la de un rotulador, brinda comodidad y control
- Cabezales desechables de un solo uso fáciles de colocar y extraer

Diseñada para ofrecer sencillez

- Control sencillo con un solo botón

Diseñada para un alto rendimiento

- Batería híbrida de níquel y metal para un rendimiento más largo y continuo

Diseñada para obtener los mejores resultados

- Resistente al agua y fácil de desinfectar

Diseñada para ser manejada de forma natural y con un ángulo de corte óptimo



El cabezal de la recortadora, fácil de instalar y retirar, cuenta con marcas de alineación para asegurar la correcta colocación.



Funciona en mojado o húmedo, para conseguir una limpieza, desinfección y uso sencillos



Diseñada para ofrecer versatilidad

- Cabezales desechables disponibles para zonas sensibles, uso general y tipos de vello gruesos



Cabezal zonas sensibles



Cabezal universal



Cabezal Neuro



Cabezal de afeitado apurado

Afeitado innovador

Los cabezales para la recortadora quirúrgica Medline ofrecen una mejor experiencia de recorte de vello, tanto para pacientes como para el personal sanitario.



Ángulos de cuchilla hacia abajo para ofrecer un corte más apurado.



La cuchilla afeita el vello sin esfuerzo.

La cuchilla de acero inoxidable resiste a la corrosión.

¡Un modelo de recortadora para cubrir todas las necesidades de corte de vello!

El cambio a la recortadora quirúrgica de Medline puede ser más económica de lo que imagina, independientemente de que utilice una máquina de otro proveedor u otra máquina rasuradora tradicional.

Referencia	Descripción	Color	Cantidad
DYND70800EU	Máquina recortadora y cargador de la afeitadora, enchufe de la UE	Blanco	1
DYND70801EU	Máquina recortadora únicamente	Blanco	1
DYND70802EU	Cargador únicamente, enchufe de la UE	Blanco	1
DYND70880E	Cabezal universal	Gris	50/envase
DYND70890E	Cabezal zonas sensibles	Rojo	50/envase
DYND70885E	Cabezal Neuro	Azul	50/envase
CCSB4	Cabezal de afeitado apurado	Negro	25/envase



DYND70800EU
DYND70800UK

Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con su gestor de cuenta de Medline o visite nuestra página web: www.medline.eu/es



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

Medline Industries, Inc.
Three Lakes Drive,
Northfield, IL 60093, USA



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Estos productos son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Queda reservado el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.