

Chirurgischer Rasierer

Sicher, komfortabel und benutzerfreundlich



**Verlässliche,
präoperative
Haarentfernung**

Entwickelt für die verlässliche chirurgische Rasur

Edelstahlklingen | Leistungsstarker Akku | Umfangreiche Anwendungsgebiete

Entwickelt für den intensiven klinischen Einsatz

- Ergonomisches Handstück für eine kontrollierte Anwendung.
- Einfaches Aufsetzen und Entfernen der Einweg-Klingen
- Wasserfest und somit einfach zu desinfizieren

Entwickelt für hohe Anforderungen

- Nickel-Metallhydrid-Batterie für langanhaltende, durchgehende Leistungsfähigkeit

Entwickelt für einen einfachen und intuitiven Gebrauch

- Ein-Tasten-Bedienung
- Betrieb mit oder ohne Kabel



Entwickelt für alle Anforderungen

- Verschiedene Scherköpfe für eine bedarfsgerechte Rasur



Gyn/Uro-Scherkopf



Universal-Scherkopf

Sicher und
einfach

Entwickelt für die verlässliche chirurgische Rasur

- Einwegklingen für präzise Schärfe und Sicherheit
- Die bewegliche Klinge wird von der Haut des Patienten ferngehalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Zur Nass- und Trockenrasur
- Effektive Rasur von Körper- und Kopfbehaarung



Den Rasierer, wie einen Stift,
im 45° Winkel halten



Markierungen
am Gerätekopf
ermöglichen sicheres
und einfaches
Aufsetzen und
Entfernen der
Einmal-Scherköpfe



Reinigung, Desinfektion und
Anwendung können nass oder
trocken erfolgen



Neurochirurgie-
Scherkopf



Bartrasurklinge

Effiziente Rasur

Durch die Möglichkeit aus verschiedenen Klingen zu wählen, können Sie die passende Klinge für den jeweiligen Bedarf auswählen. Dies verbessert den Rasiervorgang, sowohl für den Patienten als auch für das medizinische Personal.



Die Klinge ist nach unten geneigt, um für einen akkuraten Schnitt zu sorgen



Einmal-Klinge für die mühelose Rasur des Gesichtshaars

Einmal-Klinge aus rostfreiem Edelstahl

Ein Rasierer für alle Ansprüche

Durch die Umstellung auf den chirurgischen Rasierer von Medline profitieren sowohl Ihre Patienten als auch Ihre Mitarbeiter.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe	Menge
DYND70800EU	Chirurgischer Rasierer mit Ladegerät, EU-Stecker	Weiß	1
DYND70801EU	Chirurgischer Rasierer einzeln	Weiß	1
DYND70802EU	Ladestation für chirurgischen Rasierer, EU-Stecker	Weiß	1
CUB1	Universal-Scherkopf	Grau	50/Karton
CNB2	Gyn/Uro-Scherkopf	Rot	50/Karton
CCB3	Neurochirurgie-Scherkopf	Blau	50/Karton
CCSB4	Bartrasurklinge	Schwarz	25/Karton



DYND70800EU

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802
www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Medline Industries, LP
Three Lakes Drive,
Northfield, IL 60093, USA



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Diese Produkte sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Nutzung durch medizinisches Fachpersonal entwickelt. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Kennzeichnung. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.