

# Recortadora quirúrgica

Diseñada para aportar seguridad, comodidad y eficiencia



**Eliminación  
preoperatoria  
del vello de  
forma fiable**

# Diseñada con un objetivo

Cuchillas de acero de alta calidad | Motor potente | Amplias pruebas de rendimiento

## Diseñada para los profesionales

- Su ergonomía, semejante a la de un rotulador, brinda comodidad y control
- Cabezales desechables de un solo uso fáciles de colocar y extraer

## Diseñada para obtener los mejores resultados

- Resistente al agua y fácil de desinfectar

## Diseñada para un alto rendimiento

- Batería híbrida de níquel y metal para un rendimiento más largo y continuo



## Diseñada para ofrecer versatilidad

- Cabezales desechables disponibles para zonas sensibles, uso general y tipos de vello gruesos



Cabezal áreas sensibles



Cabezal universal

Fácil de  
usar e  
intuitiva

## Diseñada para ofrecer sencillez

- Control sencillo con un solo botón

## Diseñada para los pacientes

- Los cabezales desechables de un solo uso optimizan el filo y la seguridad
- La cuchilla móvil queda separada de la piel del paciente para reducir la incidencia de rasguños y laceraciones
- Se puede utilizar en mojado o en seco
- Efectiva con distintos tipos de vello



Diseñada para ser manejada de forma natural y con un ángulo de corte óptimo



El cabezal de la recortadora, fácil de instalar y retirar, cuenta con marcas de alineación para asegurar la correcta colocación



Funciona en mojado o húmedo, para conseguir una limpieza, desinfección y uso sencillos



Cabezal Neuro



Cabezal de afeitado  
apurado

# Afeitado innovador

Los cabezales para la recortadora quirúrgica Medline ofrecen una mejor experiencia de recorte de vello, tanto para pacientes como para el personal sanitario.



Ángulos de cuchilla hacia abajo para ofrecer un corte más apurado



La cuchilla afeita el vello sin esfuerzo

La cuchilla de acero inoxidable resiste a la corrosión

## ¡Un modelo de recortadora para cubrir todas las necesidades de corte de vello!

El cambio a la recortadora quirúrgica de Medline puede ser más económica de lo que imagina, independientemente de que utilice una máquina de otro proveedor u otra máquina rasuradora tradicional.

Referencia	Descripción	Color	Cantidad
DYND70800EU	Máquina recortadora y cargador de la afeitadora, enchufe de la UE	Blanco	1
DYND70801EU	Máquina recortadora únicamente	Blanco	1
DYND70802EU	Cargador únicamente, enchufe de la UE	Blanco	1
CUB1	Cabezal universal	Gris	50/envase
CNB2	Cabezal áreas sensibles	Rojo	50/envase
CCB3	Cabezal Neuro	Azul	50/envase
CCSB4	Cabezal de afeitado apurado	Negro	25/envase



DYND70800EU

Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con su gestor de cuenta de Medline o visite nuestra página web: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)



**Medline International Iberia S.L.U**  
Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Munich, Planta Baja, local B  
Avenida de Castilla 2  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)  
Pedidos: [es-pedidos@medline.com](mailto:es-pedidos@medline.com)  
Atención al Cliente: [es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US

Medline Industries, LP  
Three Lakes Drive,  
Northfield, IL 60093, USA



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Estos productos son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. Queda reservado el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2022 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML246\_ES 12/2022