

# Tricotomia Cirúrgica

Concebido para uma depilação pré-operatória cómoda e segura



**Tricotomia  
pré-operatória  
eficiente**

# Concebida com uma finalidade

Lâminas de aço de alta qualidade | Potência elevada | Alta eficiência comprovada

## Concebido para profissionais

- Ergonomia «tipo caneta» para conforto e controlo
- Lâminas descartáveis fáceis de pôr/tirar para utilização única num só doente

## Concebido para ser eficiente

- Resistente à água e por isso fácil de desinfetar

## Concebido para um alto rendimento

- Bateria de níquel-hidreto metálico (Ni-MH) para um melhor desempenho contínuo



## Concebido para ser versátil

- Lâminas descartáveis disponíveis para áreas sensíveis, utilização geral e pelos espessos



Lâmina áreas sensíveis



Lâmina universal

Fácil de  
usar e  
intuitivo

## Concebido para simplificar

- Controlo simples com um só botão

## Concebido para pacientes

- Lâminas de uso único para cada paciente, garantindo segurança e lâminas afiadas
- Lâmina afastada da pele do paciente para reduzir cortes
- Pode ser usada a seco ou molhado
- Eficaz em vários tipos de pêlo



Concebido para uma pega natural e ângulo de corte ideal



Cabeça de corte de encaixe/desencaixe fácil com marcas para um encaixe seguro



Funciona a seco e molhado para uma limpeza, desinfeção e uso simples



Lâmina neurocirurgia



Lâmina de Barbear

# Barbear de vanguarda

As Lâminas Máquina de Tricotomia da Medline proporcionam uma melhor experiência de corte, tanto para os pacientes como para os profissionais de saúde.



Ângulo descendente da lâmina para um corte mais rente



Remove os pêlos faciais sem esforço

Lâmina de aço inoxidável

## Um modelo para tricotomia que cobre todas as necessidades de depilação!

Passar a usar a Máquina de Tricotomia da Medline pode ser mais barato do que possa pensar, quer esteja a usar uma máquina da concorrência ou uma lâmina de barbear tradicional.

Referência	Descrição	Cor	Quantidade
DYND70800EU	Máquina e carregador	Branco	1
DYND70801EU	Apenas punho do tricotomizador	Branco	1
DYND70802EU	Máquina e carregador	Branco	1
CUB1	Lâmina universal	Cinzento	50/caixa
CNB2	Lâmina áreas sensíveis	Vermelho	50/caixa
CCB3	Lâmina neurocirurgia	Azul	50/caixa
CCSB4	Lâmina de Barbear	Preto	25/caixa



DYND70800EU

**Para mais informações** sobre este produto, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso Web site: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



**Medline International Portugal Unipessoal LDA**  
Avenida do Brasil, 43-3º Direito  
1700-062 Lisboa  
Portugal  
Linha Azul: +351 808 291 921  
[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

FOLLOW US  

Medline Industries, LP.  
Three Lakes Drive,  
Northfield, IL 60093, USA



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Estes produtos são dispositivos médicos classe I não-estéreis, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.