

# Kit Compass per il Controllo della Pressione Compartimentale

Per misurare la pressione con estrema precisione in pochi secondi.



**Rilevare in  
maniera accurata  
la pressione  
non è mai stato  
così semplice**



# Kit per il Monitoraggio della Pressione durante la pratica di Toracentesi

Codice: COMPTHORA1

1x	Telo specifico per l'avvolgimento del kit, 75 x 75 cm
1x	Dispositivo Compass per Toracentesi
1x	Siringa, 5 ml, LS (Luer-slip), a 3 pezzi
1x	Ago, 25 G, 2,5 cm
1x	Ago, 22 G, 3,2 cm
1x	Ago, 18 G, 4 cm, con filtro
1x	Siringa, 10 ml, LL (Luer-lock), a 3 pezzi
1x	Siringa, 50 ml, LL, a 3 pezzi
1x	Bisturi, con lama n°11
5x	Compresse di garza in tessuto non tessuto, 7,5 x 7,5 cm
1x	Telo adesivo fenestrato, 45 x 75 cm, Ø fenestratura 7 cm
1x	Medicazione adesiva, 5 x 7 cm
1x	Set per irrigazione con connettore a Y
1x	Vassoio di colore blu, 25 x 13 x 2,5 cm

Unità per confezione di vendita (PF): 10



Per ulteriori informazioni  
vi invitiamo a scansionare  
il QR code

# Kit per il Monitoraggio della Pressione del Liquor Cerebrospinale

Codice: COMPLUMB1

1x	Compass Lumbar
1x	Ago spinale, 22 G, 9 cm
3x	Compresse di garza in tessuto non tessuto, 7,5 x 7,5 cm

Unità per confezione di vendita (PF): 16



Per ulteriori informazioni  
vi invitiamo a scansionare  
il QR code

## Kit singoli sterili

Oltre al dispositivo specifico Compass, ogni kit contiene tutti gli strumenti necessari per eseguire correttamente una procedura di monitoraggio della pressione.



# Kit di Monitoraggio della Pressione Intra-Addominale 1

Codice: COMPABD01

1x	Compass Universal Hg
3x	Siringhe, 10 ml, LL, a 3 pezzi
1x	Pinze Kelly, in metallo, 14 cm
1x	Tubo di estensione, 100 cm
5x	Compresse di garza in tessuto non tessuto, 7,5 x 7,5 cm

Unità per confezione di vendita (PF): 16



# Kit di Monitoraggio della Pressione Intra-Addominale 2

Codice: COMPABD02

1x	Compass Universal Hg
1x	Connettore con attacco LL per Catetere Foley
1x	Connettore con attacco LL per sacca di drenaggio
1x	Rubinetto a 3 vie
1x	Cappuccio con attacco LL
1x	Rubinetto a 3 vie, con tubo di estensione di 30 cm
1x	Vassoio, 25 x 13 x 2,5 cm
1x	Telo, 90 x 150 cm

Unità per confezione di vendita (PF): 5



# Kit di Monitoraggio della Pressione Intra-Addominale 3

Codice: COMPABD03

1x	Compass Universal Hg
1x	Connettore con attacco LL per Catetere Foley
1x	Connettore con attacco LL per sacca di drenaggio
1x	Rubinetto a 3 vie
1x	Connettore senza ago, neutro
1x	Tubo di estensione, 100 cm
1x	Vassoio, 25 x 13 x 2,5 cm
1x	Telo, 90 x 150 cm

Unità per confezione di vendita (PF): 10



Per ulteriori informazioni  
su questi kit vi invitiamo a  
scansionare il QR code



## Kit per il Monitoraggio della Pressione nella Sindrome Compartmentale Acuta

Codice: COMPACT1

2x	Compresse di garza in tessuto non tessuto, 7,5 x 7,5 cm
1x	Siringa, 10 ml, LL, a 3 pezzi
1x	Ago, 18 G, 5 cm
1x	Compass Universal Hg

Unità per confezione di vendita (PF): 16



Per ulteriori informazioni  
vi invitiamo a scansionare  
il QR code



## Kit per il Monitoraggio della Pressione nella Sindrome Compartmentale Cronica

Codice: COMPCHRON1

1x	Compass Universal Hg
6x	Aghi, 18 G, 5 cm
1x	Siringa, 20 ml, LL, a 3 pezzi
10x	Compresse di garza in tessuto non tessuto, 7,5 x 7,5 cm

Unità per confezione di vendita (PF): 16



**Medline International Italy s.r.l. Unipersonale**  
Piazzale della Resistenza 3  
50018 Scandicci  
Firenze  
Italia  
Tel.: +39 55 776 65 11  
[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[it-customerservice@medline.com](mailto:it-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Ginevra  
Svizzera  
Tel. +41 848 244 433

[www.medline.eu/ch-it](http://www.medline.eu/ch-it)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Questi prodotti sono dispositivi medici di classe IIa destinati a essere utilizzati da personale sanitario.  
Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. ML1204\_IT 02/2024.



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Francia

