



A MEDLINE OFERECE PROTETORES ABSORVENTES EM DIFERENTES TAMANHOS E CAPACIDADES DE ABSORÇÃO

PARA CONFORTO DO PACIENTE E PROTEÇÃO DA CAMA OU DE OUTRAS SUPERFÍCIES.

RESGUARDOS DESCARTÁVEIS PROTECTION PLUS

- Tecido não tecido na camada superior; mais suave para a pele
- Material absorvente para o controlo de fluidos
- Diferentes tamanhos e absorções para diferentes necessidades
- Camada inferior melhorada de polipropileno impermeável

Absorção padrão


Referência	Dimensões	Embalagem
MSC281230C	43cm x 61cm	25/emb., 300/caixa
MSC281241C	58cm x 58cm	25/emb., 200/caixa
MSC281242C	58cm x 91cm	25/emb., 150/caixa

Absorção Deluxe

Referência	Dimensões	Embalagem
MSC281260C	43cm x 61cm	25/emb., 300/caixa
MSC281264C	58cm x 91cm	25/emb., 150/caixa

Absorção Deluxe (com polímero)

Referência	Dimensões	Embalagem
MSC282046	60cm x 60cm	25/emb., 200/caixa
MSC282056	58cm x 91cm	25/emb., 100/caixa



RESGUARDOS DE PROTEÇÃO

- Camada inferior de polipropileno que previne fugas
- Com diferentes tamanhos e disponíveis numa ou duas camadas, conforme as necessidades

Referência	Dimensões	Embalagem
MSCE261212	80cm x 140cm, 1 camada	100/caixa
MSCE261220	80cm x 210cm, 1 camada	100/caixa
MSCE261420	80cm x 210cm, 2 camadas	100/caixa



APOIO PARA O SUCESSO.

Sabemos que a introdução de novos produtos ou protocolos pode ser um investimento significativo em tempo e esforço. Nós podemos ajudar. A nossa equipa de especialistas presta-lhe assistência clínica e de produtos para ajudar a garantir uma implementação bem-sucedida. Podemos fornecer:

- Formação específica sobre o uso correto do produto.
- Formação especializada em boas práticas relacionadas com o produto.
- Programa exaustivo de cuidados cutâneos.

Para mais informações sobre os nossos serviços de apoio clínico e formação, contacte o seu representante Medline.



ALWAYS
ON

Medline International Portugal, Unipessoal, Ld^a
Campo Grande, 137, 1^o dt^o
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande
1700 089 Lisboa
Portugal

Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922
www.medline.eu/es
pt-atencaocliente@medline.com

Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesta brochura. These products are medical devices in class I non-sterile. Before use, consult instructions and precautions on the corresponding labelling.

© 2018 Medline é uma marca registada da Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML560-PT02/DD 03/2018.



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

